



ASPIJECT®

Active

Injektionsinstrument til infiltrationer og ledningsanalogi med aktiv aspiration

BRUGERVEJLEDNING

BRUGERVEJLEDNING

1.
Træk med stempelstangen det fjederbelastede tubulemodhold helt tilbage så der skabes plads til at kunne lægge tubulen i sprøjten. For at undgå en skæv (ikke centreret) perforering af tubulens gummi-membran, som ville kunne forårsage en lækage af væske fra tubulen under injektionen, ilægges tubulen med tubulens bagerste ende først.
2.
Hold med den ene hånds tommel og pegefinger fast på tubulen, så den ikke roterer, når du med den anden hånd, med en kvart til en halv omdrejning på stempelstangen (med uret), engagerer gribekløerne i tubulens gummistempel.
3.
Aspiration foretages ved aktiv tilbagetræk af stempelstangen.
4.
Ved afmontering af tubulen, gør modsat af ovennævnte monteringsvejledning.

RENGØRING OG STERILISATION

Sprøjten rengøres grundigt med vand og sæbe efter brug. Bedøvelsesmidler indeholder megen syre og alle rester bør derfor fjernes inden sterilisering for at undgå misfarvninger på stålets overflade.

Skyl grundigt inden autoklaving.

Steriliseres i autoklave ved max. 200°C.

GARANTI

ASPIJECT® er dækket af 5 års garanti på materiale- og konstruktionsfejl. Skader opstået ved utilstrækkelig pleje eller u hensigtsmæssig håndtering er ikke dækket af garantien.

PRODUCENT

RØNVIG Dental Mfg. A/S · Gl. Vejlevej 59 · DK-8721 Daugaard · Danmark

Tel.: +45 70 23 34 11 · Fax: +45 76 74 07 98

E-mail: export@ronvig.com · www.ronvig.com

