

NOR BRUKSANVISNING

TILTENKT BRUK

Pola Office+ er utviklet for å gjenopprette naturlig tannfarge på iboende misfargede vitale og ikke-vitale tenner. Denne prosedyren skal kun utføres av en tannlege i et kontrollert miljø, på grunn av utfordringer med tilgang og begrensninger i pasientsamsvar. Pola Office+ er et hydrogenperoksid- basert system for gjenoppretting av tannfarge på kontoret som krever minimal tid i stolen. Det er en gel med nøytral pH og inneholder kaliumnitrat for å maksimere pasientens komfort. Sprøyten med dobbeltløp blander gelen slik at den kan påføres lett og presist direkte på tannområdet som skal behandles.

SAMMENSETNING:

VANN, HYDROGENPEROKSID, PVP, NATRIUMHYDROKSID, ETIDRONISK SYRE, KALIUMNITRAT, NATRIUMSTANNAT, CI77007 37,5 % HP klar gel 30,4 % HP blandet gel

BRUKSANVISNING:

- Pola Office+ brukes til kontrollert, medisinsk indisert gjenoppretting av den naturlige tannfargen på misfargede, vitale og ikke-vitale tenner som ikke kan gjenopprettes til en naturlig eller normal tannfarge med profesjonell tannrengjøring.
- Medisinsk naturlig tannfargerestaurering er indikert når misfarging på grunn av en patologisk avvikende tannfarge fører til forverring av den helserelaterte livskvaliteten til pasienten.
- Medisinsk naturlig tannfargegjenoppretting kan også brukes som et alternativ til betydelig mer inngripende konservative eller profetiske behandlinger av de berørte tennene (fyllinger, kroner, skallfasetter), og bør derfor alltid være førstevalget.
- Eksempler på årsaker til slik iboende misfarging er:
Tetracyclin-/minocyclin- misfarging, mild til alvorlig tannfluorose, ikke-vitale tenner (pulpanekrose) – f.eks. på grunn av traumer, genetisk eller aldersrelatert degenerativ misfarging, porfyri eller gulsott, kraftige avleiringer av misfarging fra mat med penetrasjon inn i tannstoffet (iboende misfarging på grunn av ytre fargestoffer).
- Den kan brukes til å hjelpe til med å gjenopprette den naturlige tannfargen på individuelle eller flere tenner og endodontisk behandlede, ikke-vitale tenner inkludert intrakoronale behandlinger.

VIKTIG:

Før behandling må en diagnostisk bekreftet indikasjon for “medisinsk indikert gjenoppretting av den naturlige tannfargen” utføres av tannlegen.

KONTRAINDIKASJONER:

1. Skal ikke brukes på gravide eller ammende kvinner.
2. Skal ikke brukes på barn under 18 år.
3. Ikke bruk Gingival Barrier (SDI Limited) på personer med kjent kontaktallergi mot resin/akryl
4. Ikke bruk Pola Office+ på personer som har kjente peroksid- allergi.
5. Skal ikke brukes på pasienter med ekstremt sensitive tenner.

BIVIRKNINGER:

- Mulig forbigående tannfølsomhet, kun for vitale tenner. Sørg for at pasienten er forhåndsvarslet før behandling og gi instruksjoner for behandlingsoppfølging om nødvendig.
- Mulig forbigående mykvevsirritasjon hvis Gingival Barrier ikke brukes riktig for å hindre at produktet kommer i kontakt med mykvevet.

- Komponentene i SDI Gingival Barrier kan, i sjeldne tilfeller, forårsake sensibilisering. I disse tilfellene bør ikke Gingival Barrier brukes.

- Noen pasienter kan oppleve hevelse i mykvev, rødhet, ømhet. Disse bivirkningene er vanligvis midlertidige, og det er viktig at pasienter er klar over dem og at tannhelsepersonellet overvåker disse potensielle reaksjonene og håndterer på riktig måte i samråd med en medisinsk ekspert.

INTERAKSJONER:

Ingen kjente.

Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse pga. dette produktet, rapporter denne hendelsen til produsenten av dette produktet og til de kompetente myndighetene i ditt land.

TIPS FOR FARGEGJENOPPRETTING:

VITAL TANN

1. Velg egnet kandidat. Merk: Ikke alle egner seg for tannbleking på klinikk, f.eks. pasienter med gjennomskinnelige tenner eller som tilhører Vita* C-gruppen.
2. Pasienten må ha generelt god helse.
3. Forsegl alle synlige røtter og konstruksjoner.
4. Informer pasienten om at resultatene ikke garanterer fjerning av flekker, dette varierer mellom pasienter.
5. Syreetsing før behandling er IKKE anbefalt.
6. Sugespisser med stor diameter er ikke anbefalt, da de kan spre gelen til andre områder.
7. Lett ubehag i tennene under behandling kan være en vanlig bivirkning.
8. Hvis pasienten opplever følsomhet under lyshering, flytt spissen litt unna tannen. Hvis dette ikke fungerer, fjern gelen og skyll det berørte området. Vurder andre mulige årsaker.
9. Utsett eventuelle estetiske gjenopprettinger i 2 til 4 uker etter behandling.
10. Råd pasienten til ikke å røyke, konsumere sterkt farget, varm eller kald mat eller drikke i minst 2 dager.
11. Behandle eventuell postoperativ følsomhet med en desensibiliserende gel eller tannkrem.

INSTRUKSJONER FOR FARGEGJENOPPRETTING:

VITAL TANN

Anbefalinger:

1. Fastslå og registrer preoperativ nyanse. Følg denne Vita*shaderekkefølgen i henhold til lyshetsgrad:

B1•A1•B2•D2•A2•C1•C2•D4•A3•D3•B3•A3.5•B4•C3•A4•C4

2. Rengjør tennene med KUN en melbasert pimpstein og bruk standard teknikker og instrumenter.

3. Plasser kinnretraktorer og dekk deretter den eksponerte leppeoverflaten med petroleumsgel.

4. Tørk tennene og påfør en tannkjøttbarriere (Gingival Barrier, SDI Limited) til begge buene, litt overlappende emalje og interproksimale mellomrom.

5. Lysherd med viftebevegelser i 10–20 sekunder til Gingival Barrier (SDI Limited) er herdet.

6. Fest en blandedyse godt til Pola Office+-sprøyten bort fra pasienten. Dispenser en liten mengde gel på en blandepute til en jevn gel er ekstrudert.
7. Bruk dysen som en veiledning, påfør et tynt lag med gel direkte på alle tenner som skal behandles. ET tynt lag vil bidra til å forhindre gelen fra å renne. MERK: Det er best å ikke løfte dysen når den beveger seg fra tann til tann. Bruk en kontinuerlig bevegelse.
8. La gelen virke i 8 minutter (Valgfritt: En herdelampe kan brukes på dette stadiet, Rarii Xpert eller Rarii Plus (SDI Limited)).
9. Sugning med en kirurgisk aspiratorspiss i henhold til produsentens instruksjoner. Merk: Det er normalt at et restlag av gelen blir igjen på tennenes overflate.
10. Gjenta trinn 7–9 opptil 4 ganger
11. Etter siste påføring, sug vekk all gelen, vask deretter og påfør suging.
12. Fjern Gingival Barrier (SDI) Limited) ved å løfte den fra den ene enden.
13. Registrer den endelige nyansen.

TIPS FOR FARGEJENOPPRETTING:

IKKE-VITAL TANN

Anbefalinger:

1. Isoler tannen effektivt ved å bruke standardteknikker og -instrumenter.
2. Beskytt munnslimhinnen for å forhindre kjemiske brannskader ved bruk av standardteknikker og instrumenter.
3. Bekreft tilstrekkelig endodontisk obturasjon.
4. Bruk beskyttelsesbarriere i henhold til produsentens instruksjoner for å hindre at peroksidet når frem det periodontale ligamentet.
5. Unngå syreetsing ettersom periodontal irritasjon i ligamentene kan oppstå.
6. Informer pasienten om at en lysnet ikke-vital tann ikke vil se ut som en vital tann.
7. Tilbakekalling av pasienter med jevne mellomrom for å undersøke de lysnede tennene (klinisk og radiografisk).

INSTRUKSJONER FOR FARGEJENOPPRETTING:

IKKE-VITAL TANN

Anbefalinger:

1. Fastslå og registrer preoperativ nyanse. Følg denne Vita*shade veiledningen i henhold til lyshetsgrad:

B1•A1•B2•D2•A2•C1•C2•D4•A3•D3•B3•A3.5•B4•C3•A4•C4

2. Isoler tann/tenner som gjennomgår lysning ved hjelp av en kofferdam ved bruk av standardteknikker og instrumenter. Sørg for at dammen sitter tett ved cervikalkanten. Merk: Hvis det ikke brukes en kofferdam, dekk omtrent halvparten av tilstøtende vitale tenner med 3–4 mm tykt lag med Gingival Barrier (SDI Limited) for å isolere mot varmeubehag fra herdelampen. Dette gjøres når én tann blir lysnet ikke-vitalt.

3. Åpne lingual tilgang til pulpakammeret og fjern alt kompositt-, basismateriale og guttaperka 2–3 mm apikalt til CE-krysset. Plasser et glass ionomer/zinc fosfatbase (Riva Light Cure eller

Riva Self Cure (SDI Limited)), minst 1 mm tykk for å sikre en barriere mellom “forseglet” rotfylling og lysnende gel.

4. Plasser Pola Office+-gelen i det åpne pulpakammeret og inn på den labiale overflaten.
5. La gelen være på/inne i 8 minutter (Valgfritt: En herdelampe kan brukes på dette stadiet, se Radiiserien (SDI Limited)). MERK: Hvis du bruker en herdelampe og behandler indre og ytre overflater, kan 2 herdelamper brukes (én på hver side av tannen) for å aktivere Pola Office+.
6. Sug av gelen ved hjelp av standardteknikker og instrumenter.
7. Gjenta trinn 4–6 til ønsket nyanse er oppnådd.
8. Etter siste påføring, sug og vask av gelen med standardteknikker og instrumenter.
9. Registrer den endelige nyansen.

Ytterligere merknader:

Sprøytetuppene for Gingival Barrier er kun til engangsbruk. Gjenbruk vil føre til pasientkrysskontaminering.

LAGRING OG HÅNDTERING

- Oppbevar produktet i kjøleskapet (2°–8°C)
- Bruk produktet ved romtemperatur. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Alle ubrukte sprøyter må oppbevares i kjøleskapet.

FORHOLDSREGLER

- Kun for profesjonell bruk.
- Ikke fjern sprøyten fra innpakningen før den er klar til bruk – Pola Office+ er varme- og lyssensitiv.
- Holdes utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Må ikke inntas.
- Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
- Ikke bruk hvis folien ser ut til å være oppblåst.
- Pola Office+ sprøyter kan være under trykk – fjern hetten og fest dysen forsiktig.
- Pasienten må bruke vernebriller.
- Operatører må bruke hansker, maske og vernebriller.
- Alle med en historikk med allergier for kjemiske stoffer anbefales å gjennomgå allergisjekker før behandling.
- IKKE bedøv pasienten.
- Ikke la Pola Office+-gelen komme i kontakt med hud, øyne og mykvev.
- Hvis et annet merke av tannkjøttbarriere/ annen resindam enn SDI-er brukes, sørg for at du følger alle forholdsregler oppført av produsenten.

FØRSTEHJELP

Øye (kontakt): Åpne øyet vidt og skylld grundig i 15 minutter med rennende vann. Oppsøk medisinsk hjelp.

Hudkontakt: Vask straks grundig med vann. Påfør en blanding av natriumbikarbonat og vann til det berørte området. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.

Inntak: Skyll munnen med vann. Gurgle med saltvann og drikk masse melk. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.

Inhalering: Ingen forventede symptomer under normale bruksforhold. Hvis påvirket, flytt til et godt ventilert område. Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse pga. dette produktet, rapporter denne hendelsen til produsenten av dette produktet og til den kompetente myndigheten i ditt land. Kasser i samsvar med lokale forskrifter.

SDS er tilgjengelig på www.sdi.com.au, eller kontakt din regionale representant.

*Vita nyanseguide er et varemerke for VITA Zahnfabrik, H. Rauter GmbH & Co. KG, D-79713 Säckingen, Tyskland

PAKNING:

3 pasientsett

3 x 2,8 ml Pola Office+-sprøyter

3 x 1g tannkjøttebarriere-sprøyter

1 pasientsett

1 x 2,8 ml Pola Office+-sprøyter

1 x 1 g gingival barriere-sprøyter