



EXAMVISION

Forstørrelse

Kraftig, suveren optikk
Galilei HD & Kepler Kompakt



ExamVision Galilei HD

Forstørrelser	2.3	2.8	3.3	3.8
---------------	-----	-----	-----	-----

Galilei TTL lupebriller, håndlaget etter dine spesifikasjoner og behov. Bare komponenter av den høyeste tilgjengelige kvalitet benyttes.

Vårt unike linsesystem er designet for å kunne gi et optimalt klart bilde sammen med maksimal dybdeskarphet og stort synsfelt.

- ExamVisions unike Galilei linsesystem
- Tysk optikk i verdensklasse med markedets beste coating
- Ramme og okular av ren titan
- Synskorrigerende mulig i både okular og bæreglass
- Tilgjengelig med prismesystem
- Fem års garanti på fabrikkfeil



ExamVision Kepler Kompakt

Forstørrelser	3.5	4.6	5.7
---------------	-----	-----	-----

Kepler Kompakt gir deg optikk og presisjon for de mest krevende behandlingene. ExamVisions nye TTL prismesystem er laget uten kompromiss.

- Lett, ultrakompakt design
- Power-Up system: lett å oppgradere til nye forstørrelser
- Bredt synsfelt, krystallklart fra kant til kant
- Ramme av ren titan
- Låsbar finfokus
- Synskorrigerende mulig i både okular og bæreglass
- Fem års garanti på fabrikasjonsfeil



Focus LED lys

Designet og produsert i Danmark. Det perfekte tilbehøret til dine ExamVision lupebriller. Focus LED-lys gir den riktige mengde lys, akkurat der du trenger det. Batteriet er oppladbart og utskiftbart og varer i opptil 12 arbeidstimer.

-
- Focus** - Et sentrert, jevnt område av naturlig hvitt lys
Perfekt for kosmetisk tannbehandling
Multi-linse lampe
- Focus 6000** - Ekstra styrke: alt det lyset du måtte trenge
Multi-linse lampe
- XP nano** - Ultrakompakt, veldig lett og med kraftig lys
Enkel-linse lampe
-

Alle Focus LED-lysene har en nøytral hvit LED-diode. Dette gir minimalt med blått lys og reduserer faren for skade på netthinnen.



Forstørrelse og ergonomi

Ditt syn er ekstremt viktig i jobben du gjør, og dine øyne er unike, men din arbeidsstilling er også utrolig viktig.

Våre optikere og høyt utdannede spesialister på optikk kan hjelpe deg til å få en god arbeidsstilling. Dette betyr ikke bare å hjelpe deg til å bestille den perfekte lupebrille,

men også til å tilpasse dine arbeidsrutiner, slik at du får maksimalt ut av dine lupebriller.

Spør din ExamVision-forhandler om råd vedrørende din arbeidsstilling – du kommer ikke til å angre!

EXAMVISION

Magnification
Ergonomics



www.exam-vision.com

vinner av 3 Red Dot utmerkelser

ExamVision er stasjonert på den lille danske øya Samsø. ExamVision har designet og produsert skreddersydde lupebriller siden 2001 og har vunnet 3 ettertraktede Red Dot utmerkelser for produkt design.

Kun komponenter av beste kvalitet benyttes, og ExamVision jobber med et utvalg av høyt kvalifiserte forhandlere som leverer perfekte lupebriller over hele verden.

Besøk vår hjemmeside eller ring din lokale forhandler for å finne den perfekte lupebrillen for deg.



reddot award 2014
winner

Forhandles av



TECHNOMEDICS

www.technomedics.no

T: 69 88 79 20

E: post@technomedics.no