



everStick C&B, everStick Perio, everStick Post, everStick Ortho, everSticknet

Utarbeidet ihht forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323)

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	everStick C&B, everStick Perio, everStick Post, everStick Ortho og everSticknet		
Produsent	Stick Tech Ltd P.O.Box 114 FIN-20521 Turku, FINLAND	Tlf : 00358-2-4808 2500 Fax: 00358-2-241 0032 E-mail: office@sticktech.com	
Anvendelse	Prepolymerisert glassfiberarmering for forsterking av dentale akrylpolymerer.		

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens.....	Cas-nr	Innhold	FB	FH	FM	R-Setninger
E-glassfiber						
Bisphenol diglycidyl Dimethacrylate (Bis-BMA)				Xi		36/38
Polymethyl metacrylate (PMMA)						

Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann-/helse-/miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplodiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

	I sjeldne tilfeller kan predisponerte personer få en ømfintlig reaksjon på komponenter i everStick TM /everSticknet TM . I slike tilfeller bør materialet ikke brukes
--	---

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt	Unngå at uherdet materialet kommer i direkte kontakt med hud, slimhinner og øyne. Upolymerisert everStick TM /everSticknet TM kan i sjeldne tilfeller ha en svakt irriterende effekt, og medføre en ømfintlig reaksjon overfor methacrylate
Innånding	Ikke aktuelt
Hudkontakt	Vask umiddelbart med såpe og vann. Hvis irritasjon vedvarer: kontakt lege
Øyekontakt	Skyll umiddelbart grundig med store mengder vann, og kontakt lege.
Svelging	Ikke aktuelt

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Passende slokkingsmidler	Ikke aktuelt
Brann og eksplosjonsfarer	Skum/pulver/CO ²

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk ugjennomtrengelige hansker. Ved pussing, sliping og polering bør man ha et godt lokalt avtrekk
Egnede metoder for skadebegrensning og	



everStick C&B, everStick Perio, everStick Post, everStick Ortho, everSticknet

opprenskning	
--------------	--

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egenskaper og farer	
Håndteringsveiledning	Følg vanlig praksis for hygiene. Oppbevares utilgjengelig for barn
Lagringsanvisning	Lagres i kjøleskap (2-8 °C) i normal fuktighet og beskyttet fra lys.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Administrative normer	
Forebyggende tiltak	Unngå at uherdet materialet kommer i direkte kontakt med hud, slimhinner og øyne. Upolymerisert everStick™ /everSticknet™ kan i sjeldne tilfeller ha en svakt irriterende effekt, og medføre en ømfintlig reaksjon overfor methacrylate
Åndedrettsvern	Ikke nødvendig under normale forhold
Øyevern	
Håndvern	Bruk ugjennomtrengelige hansker

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Produktets form	Fast	Lukt	Ingen
Farge	Fargeløst	Oppløselig i	
Metningskonsentrasjon	Ikke oppgitt	Tenntemperatur	Ikke oppgitt
Kokepunkt	Ikke oppgitt	Damptrykk	Ikke oppgitt
Egenvekt: (H ₂ O=1)	Ikke oppgitt	Damptetthet (luft=1)	
Fordampningssats (Butyl acetat=1)	Ikke oppgitt		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Reagerer med	
Farlige spaltningsprodukter	

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Generelt	Unngå at uherdet materialet kommer i direkte kontakt med hud, slimhinner og øyne. Upolymerisert everStick™ /everSticknet™ kan i sjeldne tilfeller ha en svakt irriterende effekt, og medføre en ømfintlig reaksjon overfor methacrylate
Innånding	Ingen
Hudkontakt	Unngå at uherdet materialet kommer i direkte kontakt med hud. Upolymerisert everStick™ /everSticknet™ kan i sjeldne tilfeller ha en svakt irriterende effekt, og medføre en ømfintlig reaksjon overfor methacrylate
Øyekontakt	Kan bevirke irritasjon
Svelging	Ingen forventet ved normal bruk av dette produkt
Kroniske effekter	
Allergi	
Reproduksjons-skade	



TECHNOMEDICS NORGE A.S
DENTAL & KIRURGI

Tlf 69 88 79 20 – Fax 69 88 79 39
Postboks 24 – Gramveien 68
1801 Askim

HMS produktdatablad AP9500
Revisjonsdato: 26/06/06
Side 3 av 3

everStick C&B, everStick Perio, everStick Post, everStick Ortho, everSticknet

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER


Nedbrytbarhet	
---------------	--

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Fjerning av rester og avfall	Polymeriseres (ved lysherding) før man kaster det.
Spesial-avfallsgruppe	



14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT

YL-gruppe	
YL-tall	
R-setninger	36/38 Irriterer øynene og huden
S-setninger	26 Får man stoffer i øynene, skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege
	28 Får man stoffet på huden, vask straks med store mengder såpe og vann.

16. OPPLYSNINGER AV BETYDING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Andre opplysninger			
Erstatter datablad av dato	15/04/03	Første gang utgitt	19/06/01

Disse opplysninger er gitt etter beste evne, basert på opplysninger gitt av produsent, og tolket etter beste evne ihht. norsk regelverk.	Saksbehandler: 	For Technomedics Norge AS: 
--	---	---