



MS Coat One

Utarbeidet iht. forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (1997-12-19 nr 1323)

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	MS Coat One
Produsent	Sun Medical Co. Ltd. 571-2 Furutaka-cho, Moriyama, Shiga, 524-0044, JAPAN
Anvendelse	Påføres tenner for å motvirke såre tannhalser, ising osv. Kun for tannlegers bruk

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens.....	Cas-nr	Innhold	FB	FH	FM	R-Setninger
Vann	7732-18-5					
Sulfonsyrer (MS copolymer)	118571-13-4	Ca. 3 %				
Oksalsyre	6153-56-6	Ca.1 %				

Tegnforklaring: FB/FH/FM= Fareklasse brann-/helse-/miljø. Tx=Meget giftig, T=giftig, C=Etsende, Xn=Helsefarlig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplodiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve-stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Svak syre	Unngå å få stoffet i øyet. Kan forårsake irritasjon på hud og øyne.
-----------	---

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt	
Innånding	Gi rikelig tilgang til luft.
Hudkontakt	Skyll med store mengder vann og vask deretter med såpe, vedvarer irritasjonen, kontakt lege.
Øyekontakt	Skyll gjentatte ganger med store mengder vann – minst 15 minutter, kontakt lege.
Svelging	Drikk flere glass med vann eller melk, kontakt lege

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Passende slokkingsmidler	Ikke brannfarlig
Brann og eksplosjonsfarer	Ikke brannfarlig

6. TILTAK VED UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Leveres i forpakninger på 10 ml.
Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning	Tørk opp og håndter ihht til statlige og lokale lover og regler



MS Coat One

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egenskaper og farer	
Håndteringsveiledning	

Lagringsanvisning	Må ikke lagres i områder med høy varme
-------------------	--

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Tegn og symptomer på eksponering	Røde slimhinner, dermatitis
Vernetiltak	Unngå å få væsken på huden, i øynene og på slimhinnene i munnen. Oppbevar flasken lukket når du ikke bruker den, slik at du unngår søl.
Åndedrettsvern	Ikke påkrevd
Øyevern	Anbefalt
Håndvern	Hansker

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Produktets form	Væske	Lukt	ingen
Farge	Hvitaktig.	Oppløselig i	Vann
Metningskonsentrasjon		Tenntemperatur	°C
Kokepunkt	100 °C (vann)	Damptrykk	ved °C
Egenvekt: (H ₂ O=1)	Ca. 1	Damptetthet (luft=1)	
Fordampningssats (Butyl acetat=1)	Ikke kjent	Smeltepunkt	< 0 °C

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil under normal bruk
Forhold man bør unngå:	Temperaturer over 30 °C og under 1 °C; direkte sollys
Materialer man bør unngå:	Metaller som sølv, jern, kalsium eller legeringer med disse; sterke baser; sterke oksidanter
Farlige reaktiviteter:	

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Generelt	Kan komme inn i kroppen ved inhalering, svelging eller gjennom huden Når dette stoffet brukes av tannleger iht. til produktveiledningen, kan det vanskelig forekomme farlige situasjoner.
Innånding	Kan gi slimhinne irritasjon
Hudkontakt	Kan bevirke irritasjon
Øyekontakt	Kan bevirke irritasjon
Svelging	
Kroniske effekter	
Allergi	Kan gi allergi på hud
Reproduksjons-skade	



MS Coat One

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARER

Nedbrytbarhet	
---------------	--

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Fjerning av rester og avfall	Ihht. Statlige og lokale regler og lover
Spesial-avfallsgruppe	


14. OPPYSNINGER OM TRANSPORT

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG TRANSPORT

YL-gruppe	
YL-tall	
R-setninger	
S-setninger	

16. OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Andre opplysninger			
Erstatter datablad av dato		Første gang utgitt	21/03/12

Disse opplysninger er gitt etter beste evne, basert på opplysninger gitt av produsent, og tolket etter beste evne iht. norsk regelverk.	Saksbehandler:	For Technomedics Norge AS: 
---	----------------	---