



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Prothetik Schraubendreher Set · Prosthetics screwdrivers set

Die Anzahl verschiedener Implantatsysteme nimmt ständig zu und in Praxis und Labor müssen laufend Implantat-Abutments aller Art gelöst werden. Mit dem SCHWERT Prothetik Schraubendreher Set können über 90% der am Markt etablierten Verschraubungen gelöst werden.

The number of different Implant systems is increasing constantly and in dental practice and dental lab it is necessary to loosen implant abutments of all kinds. By using the SCHWERT Prosthetics screwdriver set it is possible to loosen more than 90% of the established screwings.

- Die einzelnen Instrumente sind im Tray zur schnellen Identifizierung gekennzeichnet.
 - Es ist jeweils eine kurze und lange Version enthalten.
 - Die einzelnen Schraubendreher können über das Winkelstück betrieben, oder per Adapter und Finger- / kalibrierter Drehmomentratsche eingedreht werden.
 - Die Schraubendreher sind für Drehmomente > 30 Ncm Hexagon-Spannsystem kompatibel.
- Each instrument is marked in the tray for fast identification. The kit contains always a short and a long version.
 - The screwdrivers fit in the hand piece or can be used by adapter and a finger / torque ratchet.
 - The hexagonal receptacle system allows torques > 30 Ncm to be transferred.



6802-50

Einbringhilfe zur manuellen Verschraubung ohne Ratsche
Inserting assistant for manual screwing without wrench



6802-100

Prothetik Schraubendreher Set
Prosthetics screwdrivers set



Hexagon Spannsystem kompatibel für Drehmomente >30 Ncm
Hexagon chucking system compatible for torques >30 Ncm




6802-72

Drehmomentratsche: RKI-konform komplett zerlegbar zur Aufbereitung
Torque wrench: Completely dismantlable for reprocessing



Entnahmhilfe im Rack integriert
Detaching assistant included in the rack



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description	Menge Quantity
	6802-100	Schraubendreher Set: 18 Schlüssel, 1 Ratsche, 1 Eindreihilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers set: 18 keys, 1 ratchet, 1 inserting assistant / adapter, 1 rack, 1 box	1 Set 1 Set
	6803-100	Schraubendreher Set: 18 Schlüssel, 1 Drehmomentratsche, 1 Eindreihilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers set: 18 keys, 1 ratchet with torque, 1 inserting assistant/adapter, 1 rack, 1 box	1 Set 1 Set
	6802-72	Ratsche mit Drehmoment, 10 Ncm bis 40 Ncm, mit Fixierfunktion zum Deaktivieren des Drehmoments (im Set 6803-100 enthalten) Ratchet with torque, 10 to 40 Ncm, with fixing function for deactivating the torque (included in set 6803-100)	1 Stück 1 piece
	6802-70	Ratsche mit abnehmbarem Griff / manuelle Eindreihilfe (im Set 6802-100 enthalten) Ratchet with removable handle / manual inserting assistant (included in set 6802-100)	1 Stück 1 piece
	6801-01	Rack für Schraubendreher Rack for screwdrivers	1 Stück 1 piece
	2608-32	Edelstahl Box gelocht 18 x 9 x 3 cm (ohne Abbildung) Stainless steel box perforated 18 x 9 x 3 cm (without illustration)	1 Stück 1 piece
	6802-50	Eindreihilfe/Adapter, für alle Schlüssel Inserting assistant/adapter for screwdrivers, for all keys	1 Stück 1 piece
Schraubendreher, kurz, 21 mm · Screwdrivers, short, 21 mm			
	6802-01	Torx T6 x 21 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 21 mm, Straumann, Aesthura	1 Stück 1 piece
	6802-02	Schlitz 1,6 x 21 mm, Universal Schlitz schmal flat 1,6 x 21 mm, universal flat narrow	1 Stück 1 piece
	6802-03	Schlitz 2,0 x 21 mm, Universal Schlitz breit flat 2,0 x 21 mm, universal flat wide	1 Stück 1 piece
	6802-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 21 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 21 mm, CAMLOG	1 Stück 1 piece
	6802-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6802-06	Sechskant SW 0,9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE	1 Stück 1 piece
	6802-07	Sechskant SW 1,0 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 21 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
	6802-08	Sechskant SW 1,2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6802-09	Sechskant SW 1,8 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 21 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
Schraubendreher, lang, 26 mm · Screwdrivers, long, 26 mm			
	6803-01	Torx T6 x 26 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 26 mm, Straumann, Aesthura	1 Stück 1 piece
	6803-02	Schlitz 1,6 x 26 mm, Universal Schlitz schmal flat 1,6 x 26 mm, universal flat narrow	1 Stück 1 piece
	6803-03	Schlitz 2,0 x 26 mm, Universal Schlitz breit flat 2,0 x 26 mm, universal flat wide	1 Stück 1 piece
	6803-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 26 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 26 mm, CAMLOG	1 Stück 1 piece
	6803-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6803-06	Sechskant SW 0,9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE	1 Stück 1 piece
	6803-07	Sechskant SW 1,0 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 26 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
	6803-08	Sechskant SW 1,2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6803-09	Sechskant SW 1,8 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 26 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
Ergänzend zum Set · Supplementary to the set			
	2870	Implantat-Haltepinzette, Titan (nicht im Set enthalten / Seite 39) Implant holding tweezers, Titanium (not part of the set / page 39)	1 Stück 1 piece



ALLE HANDELSMARKEN SIND DAS EIGENTUM DER JEWELIGEN FIRMEN. Für Abweichungen aufgrund implantatspezifischer Toleranzen können wir keine Gewährleistung übernehmen!
ALL TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THE RESPECTIVE COMPANIES. For deviations due to implant's tolerances we can't take any guarantee.