



# TECHNOMEDICS



APRIL  
2023



## Nyhet fra ExamVision

Les mer på  
side 4 og 5

Ny generasjon lupebrille i Galilei-familien!  
ExamVision Galilei Essential Metro 2,5× og  
3.0× forstørrelse – kvalitet til gunstig pris.  
Nye luper og ramme i 3 flotte farger –  
«a stylish urban look».



## Combi Touch – «Alt-i-ett»

Les mer på  
side 6 og 7

### Komplett profylakse

Combi Touch fra Mectron gir deg  
ultralydscaler og airpolishing i én enhet.



## XP-endo Rise Shaper

Les mer på  
side 18

### Ny, enda bedre Shaper

Den nye utgaven av XP-endo Shaper  
– Rise Shaper – renser kanalen raskere  
og med større forutsigbarhet.

Leasing fra:

**4380,-**



## Global

### // Dentalmikroskop



#### Et nytt nivå av presisjon

Global mikroskop A-serie gir deg forstørrelse fra 2.1-19.2x. Dette gjør det mulig for deg å se flere detaljer og ha høyere presisjon i enhver behandling.

#### Noen fordeler ved å velge Global

- ◆ Minimalt med elektronikk: Mekaniske innstillinger har vist seg veldig holdbare. Gir minimalt servicebehov på mikroskopet
- ◆ Lys: Den beste lyskilden. LED-lys (100 000 lux) med integrert kompositt- og kirurgifilter. Ingen støyende vifte eller pærer som må skiftes
- ◆ Oppgradering: Kan lett oppgraderes med tilleggsutstyr eller bygges om senere

#### Fleksibilitet

Global mikroskop leveres i tre utgaver der forskjellen er trinnene i optikken:

A3: 3.2x – 6.4x – 12.8x

A4: 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x

A6: 2.1x – 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x – 19.2x

Det er også stor fleksibilitet med hensyn til montering. Mikroskopet kan fastmonteres i tak, på vegg og gulv, eller den kan fås i en mobil variant på hjul. Kontakt oss for en vurdering av hvilken modell som dekker behovet på din klinikk!



Intropris:  
Galilei Essential  
2.5x Metro

14 900,-

Pakketilbud:

Ved kjøp av Galilei Essential  
Metro får du et Alpha-lys til

7000,-

veil. 9300,-

## Ny generasjon ExamVision lupebrille

// Galilei Essential Metro



### Kvalitet til gunstig pris!

Onsdag 1. mars 2023 lanserte ExamVision disse flotte nye Galilei Essential Metro-lupene! ExamVision har produsert en fantastisk lupe med ny ramme og nye okularer til en gunstig pris!

### Galilei Essential 2.5x og 3.0x

Okularene i Galilei Essential er korte og lette, de har en subtil matt grå tekstur, og på grunn av den sorte innvendige coatingen blir det mindre lysrefleksjoner og dermed forbedret optisk kvalitet. Det unike linsesystemet leverer en fantastisk klarhet og dybdeskarphet!

I likhet med de andre lupebrillene i ExamVision-familien er også disse lupene individuelt tilpasset – de blir spesialtilpasset den enkelte bruker. Ditt behov for synskorrigerende og din egendefinerte arbeidsavstand bygges inn i lupene, slik at de passer til deg. Dette bidrar også til optimal ergonomi.

### Bærekraftig

Galilei Essential sine okularer er også mer bærekraftig ettersom innfatningen er laget av bioplast. Dette materialet, Ingeo™ Biopolymer, er produsert av planter som mais, sukkerrør og rødbeter.



FP5300 Galilei Essential 2.5x Metro

**Pakketilbud:**

Galilei Essential 2.5x Metro + Alpha-lys

intropris 14 900,-

pakketilbud: 21 900,-



Intropris:  
Galilei Essential  
3.0x Metro  
**17 600,-**

## Ny ExamVision-ramme – «Metro»

// Stylish urban look!



### Stilig og moderne ramme!

Sammen med Galilei Essential-lupene lanserer ExamVision også en ny, stilig unisex ramme til en gunstig pris!

### Tre flotte farger

Den nye Metro-rammen i rustfritt stål er tidløs og unisex og kommer i tre flotte farger – **Urban Violet, City Green og Downtown Mocha.**

De har den samme gode kvaliteten som ExamVision alltid har vært kjent for.



### Mix og match

Med enda en ramme å velge blant, kan du virkelig skape din egen «look»! Disse flotte rammene kan velges sammen med hvilken som helst lupe i Galilei-serien, alt fra Galilei Essential 2.5x og 3.0x til Galilei HD 2.3x – 3.8x.



### Kompromissløs kvalitet og suveren optikk

ExamVision har fått fire Red Dot-designpriser. Vi er stolte av å kunne tilby de mest avanserte lupebrillene på markedet – uansett om du bruker lupebrillene i arbeidet ditt som tannlege, tannpleier, student eller kirurg, hvor forstørrelse og krystallklart syn er avgjørende.

FP5320 Galilei Essential 3.0x Metro

intropris 17 600,-



# Combi touch

// Komplet profylakse



Ergonomisk touch panel – kontroller alle funksjoner raskt og intuitivt.

## Vi gir deg «alt-i-ett»

**Mectron combi touch** gir deg ultralydscaler og pulverpolering i en maskin. Den muliggjør en komplett profylaksebehandling. Med combi touch kan du fjerne supra- og subgingival calculus, skånsomt fjerne misfarginger og biofilm og rengjøre implantater.

## To avtakbare kamre

Maskinen har to kamre for pulver. Et for pulver til profylakse og et for perio. Alt er integrert – det er ikke behov for noe ekstrautstyr.

## Supra- og subgingivalt

Du kan bytte mellom supra- og subgingival behandling. Dette gjøres enkelt ved å trykke på prophy- eller perio-knappen.

## Refill-funksjon

Den eksklusive «refill»-funksjonen gjør at du enkelt kan fjerne pulverkammer uten å slå av maskinen. Dette muliggjør raskt og effektivt vedlikehold.

## 500 ml flaske

Den har en opplyst beholder til forskjellige typer væske til behandlingen.



Tilbud:  
**64 900,-**

# Piezosurgery white

// Piezokirurgi

## Komplett ultralydsapparat

Piezosurgery white er et komplett ultralydsapparat, som dekker alt fra benkirurgi til behandlinger som scaling, preparering eller apikal kirurgi. Apparatet har bare én utgang, og du bruker det samme LED-håndstykket til alle typer behandling.

## Piezosurgery white – enkelhet satt i system

1. Trykk på ønsket type behandling
2. Start kirurgi

Det er faktisk så enkelt. Fininnstillingen for hver tipp og indikasjon blir gjort automatisk av det innebygde feedbacksystemet i Piezosurgery white.

## Fordeler med piezokirurgi

- ◆ *Micrometric cuts* – Piezokirurgi gir minimalt invasive kutt med maksimal kirurgisk presisjon
- ◆ *Selektive kutt* – Piezokirurgi beskytter alle typer bløtvev. Nerver, arterier, vener eller membraner vil ikke bli skadet mens man kutter ben. Derfor gir Piezokirurgi maksimal sikkerhet for deg og din pasient
- ◆ *Kavitasjonseffekt* – Kavitasjonseffekten forårsaket av ultralydsbevegelsene og irrigasjonen fra arbeidsspissene fører til et blodfritt kirurgisk operasjonsområde


FO5405 Piezosurgery white Mectron  
FO5406 Piezosurgery håndstykke m/led

Pris komplett: 64 900,-



# Hu-Friedy

// Slanke lukserende hebler



## Slanke lukserende hebler

Instrumenter spesielt egnet til atraumatisk ekstraksjon. Den slanke arbeidsdelen glir lett ned langs det alveolare benet og kutter effektivt rothinnefibrene ved kirurgisk ekstraksjon.

- ◆ Tilgjengelig i flere forskjellige størrelser og former
- ◆ Lett og stort håndtak for best komfort, mindre belastning for hånden og bedre kontroll

## Black Line

- ◆ Overflatebehandlingen gir en hardere og glattere overflate
- ◆ Sort overflate for bedre kontrast mellom instrument, kirurgiområde og underliggende vev
- ◆ Reduserer lysrefleksjoner på grunn av sort, matt overflate

## Slankere design

13 % tynnere for 2 mm

20 % tynnere for 3 mm

Sammenlignet med standard elevator

EL1150	Lukseringsinstrument Slim black line 2 mm rett	<b>tilbud 1499,-</b>	veil. 1765,-
EL1152	Lukseringsinstrument Slim black line 3 mm rett	<b>tilbud 1499,-</b>	veil. 1765,-
EL1160	Lukseringsinstrument Slim black line 2 mm buet	<b>tilbud 1499,-</b>	veil. 1765,-
EL1162	Lukseringsinstrument Slim black line 3 mm buet	<b>tilbud 1499,-</b>	veil. 1765,-



# Dento-prep

// Sandblåser



## Optimal bindingsstyrke

Brukes for å skape mikromekanisk overflate-ruhet på porselen, kompositt og metalloverflater. Gir vesentlig bedre bindingsstyrke ved sementering.

- ◆ Ideell både for intraoral og ekstraoral bruk
- ◆ Hodet kan roteres 360 grader for god tilgjengelighet intraoralt
- ◆ Direkte Quick-kobling til turbinen

FO2100	Dento-prep, sandblåser	tilbud 3584,-	veil. 4217,-
FO2120	Aluminiumsoksid	tilbud 498,-	veil. 586,-
FO2103	Quick-kobling W&H	tilbud 1266,-	veil. 1489,-
FO2104	Quick-kobling Kavo	tilbud 1266,-	veil. 1489,-

# Aspiject

// Selvaspirerende



## Selvaspirerende injeksjonssprøyte

Den velkjente selvaspirerende injeksjonssprøyten Aspiject er en favoritt hos mange.

- ◆ Ergonomisk og enkelt design
- ◆ Optimal taktilitet for god kontroll
- ◆ Fem års garanti på materialer og konstruksjon

AS1201	Aspiject sprøyte	tilbud 1428,-	veil 1680,-
--------	------------------	---------------	-------------

# Compo-Ject

// Komposittpistol




## Den beste komposittpistolen ifølge Reality!

Compo-Ject er ingen nyhet – men det er ikke uten grunn den tre ganger har fått fem stjerner i magasinet Reality.

- ◆ Enkelt å legge i og ta ut kapsler
- ◆ Lett å presse ut materiale, også høyviskøse kompositter
- ◆ God tilgjengelighet i posteriore tenner
- ◆ Fem års garanti på materialer og konstruksjon

PI8000	Compo-Ject komposittpistol	tilbud 3463,-	veil 4074,-
--------	----------------------------	---------------	-------------



# GTO

## // Xenograft benerstatning



### Lei av ikke-resorberte granulater?

Flere og flere kirurger foretrekker GTO som benerstatningsmateriale. Hvorfor? Enklere prosedyre og imponerende volum av nydannet ben.

Forestill deg et graftingmateriale ferdig mikset i en sprøyte, klebrig og klar til bruk. Når materialet presses ut av sprøyten, er det puttylignende, ingen granulater forsvinner fra arbeidsfeltet. Alt materiale blir der du plasserer det, også vertikalt. Reåpning etter 4–6 måneder og graftingmaterialet er resorbent.

### GTO fra OsteoBiol

GTO kommer fra Europas nest største produsent av biomaterialer. De kliniske resultatene er overbevisende og solid dokumentasjon er tilgjengelig.


Hvorfor så gode resultater? Den patenterte bioteknologien ved produksjonen gjør det mulig å bevare det naturlige kollagenet og porøsiteten i benvevet. Vi ser at blodet raskt trekker inn i materialet, og god vaskularisering setter straks i gang kroppens egen evne til å «gjøre underverker».

### Prøv selv og bli overbevist!

Snakk med kollegaer som bruker materialet, ring oss for en prat eller test produktet og få din egen erfaring. Vi er overbevist om at du vil bli meget fornøyd!

FL7721 Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc  
FL7724 Osteobiol GTO bone mix 2,0 cc

tilbud 1469,-  
tilbud 3964,-



# Membraner fra OsteoBiol

// Kollagen, kortikal og derma



## Lamina – xenogen kortikal membran

Lamina består av 100 % kortikalt ben med bevart, naturlig kollagen. Lamina har gjennomgått den samme produksjonsprosessen som GTO. Dette gjør at den kortikale membranen gradvis resorberes i takt med nydannelse av ben. Reåpning fra 5 til 8 måneder avhengig av tykkelse på membranen du velger.

## Evolution – xenogen kollagen-membran

Evolution består av kraftige kollagenfibre med god motstandsdyktighet. To-lags struktur. Membranen er hydrofil og absorberer væske raskt. Kleber godt til underliggende vev.

## Derma – xenogen graft for bløtvevs-regenerasjon

Derma består av 100 % dermis, laget under overhuden, og brukes som et alternativ til bløtvevstransplantasjon der hvor det fremdeles er en viss grad av keratinisert bløtvev til stede. Derma er en sterk og motstandsdyktig membran, som kan brukes rundt tann eller implantat. Membranen vil gradvis integreres med bløtvevet. Resorberes fra 1 til 5 måneder avhengig av tykkelsen på membranen du velger.

For mer info, dokumentasjon og videoer, se: [www.osteobiol.com](http://www.osteobiol.com) eller skann QR koden.



FL7756	Evolution Standard 30 x 30 x 0,4 mm
FL7785	Derma fine 25 x 25 0,9 mm
FL7770	Lamina curved Medium 35 x 35 x 1,0 mm
FL7765	Lamina soft 25 x 25 x 0,5 mm

tilbud 1844,-
tilbud 1308,-
tilbud 2958,-
tilbud 2373,-

# Labrida BioClean

// Implantat- og periobehandling



## Implantat-vedlikehold uten å skade

Labrida BioClean er en børste med kitosanfibre som er skånsom mot implantat, tannoverflate og det omkringliggende vevet. Dette er viktig fordi mange pasienter trenger vedlikeholdsbehandling 2–4 ganger i året, ikke bare årlig. I tillegg er behandlingen mer skånsom og gir mindre smerter for pasient. Børsten gir markant redusert inflammasjon rundt implantater opptil seks måneder etter behandling.

## Legg merke til hva en periospesialist sier:

«Jeg har brukt Labrida BioClean i mange år og er svært fornøyd. Børsten er enkel å bruke og er et veldig godt supplement til ordinære perio-instrumenter. Sammen gir dette utrolig gode kliniske resultater.»

Odd Bjørn Lutnæs – spesialist i periodonti



Tilbud:  
**HALV PRIS**

på vinkelstykke ved kjøp av en pakke børster!

FJ6701	Labrida BioClean børste 5 stk		1890,-
46921	Vinkelstykke oscillerende TEQ-Y EX-serien (hode)	<b>tilbud 1685,-</b>	veil. 3370,-
46919	Vinkelstykke 10:1 EX-serie u/hode	<b>tilbud 2650,-</b>	veil. 5300,-

# Cytoplast

// «Gore-Tex»-sutur



## Cytoplast – «Gore-Tex»

«Gore-Tex»-suturen Cytoplast gir deg det beste fra de to ulike suturmaterialene monofilamentære og flettede suturer. Cytoplastens egenskaper sørger for minimale vevsreaksjoner. Den er god å håndtere og gir minimal irritasjon forårsaket av knuter. Den er derfor behagelig for pasienten. Den har heller ikke noe «minne» og er lett å knyte.

Stikkord: dimensjonsstabil og slitesterk.

Cytoplast – hvit, 45 cm lengde eksempler:			
FH5825	13 mm, 3/8 cirk., 12 stk, 4/0	<b>tilbud 2073,-</b>	veil. 2438,-
FH5815	16 mm, 3/8 cirk., 12 stk, 3/0	<b>tilbud 1874,-</b>	veil. 2205,-
FH5820	16 mm, 3/8 cirk., 12 stk, 4/0	<b>tilbud 1874,-</b>	veil. 2205,-
FH5810	19 mm, 3/8 cirk., 12 stk, 3/0	<b>tilbud 1874,-</b>	veil. 2205,-

# B.Braun

// Suturer til alle kasus



Tilbud:  
**- 15 %**

## Novosyn Quick – favoritten

Novosyn Quick er en resorberbar favoritt. Dette er en flettet og coatet sutur med fantastisk styrke og stabilitet. Novosyn Quick er enkel å håndtere og gir god pasientkomfort.

## Supramid – klassikeren

Supramid er en velkjent klassiker fra B.Braun som har vært på markedet i mange år. Den er produsert med en flettet kjerne (multifilamentær) som er omsluttet av en glatt coating. Mange kirurgers standardvalg.

## Optilene – enkel å knyte, nydelig estetisk

Optilene er en monofilamentær sutur av polypropylene og polyethylene. Denne materialkombinasjonen gir minimal motstand i vevet og gjør suturen myk med passende elastisitet og lite minne. *Den er eksepsjonelt lett å knyte!* Den blå fargen gjør den lett synlig. Størrelse 5/0 eller 6/0 med 12 mm eller 16 mm nål er bra valg.

Noen priseksempler

FL6828	Sutur Supramid black DS19 4/0 3/8 cirk 45 cm	tilbud 1396,-	veil. 1643,-
FL6861	Sutur Novosyn Quick DS19 4/0 3/8 cirk 45 cm	tilbud 2168,-	veil. 2550,-
FL6555	Sutur Optilene blue DS16 6/0 3/8 cirk 45 cm	tilbud 2452,-	veil. 2885,-

*Ta kontakt for andre størrelser og fasonger*

# Calaject

// Smertefri anestesi



## Prisvinnende datastyrt anestesi

Calaject har for andre året på rad vunnet prisen for beste anestesiapparat. Her er et par uttalelser fra testpanelet:

- ◆ «Alle pasientene likte den!»
- ◆ «Det trengs ikke noe spesielt tilleggsutstyr, den bruker standard kanyler / karyler.»
- ◆ «Enkelt konsept, god ergonomi uten smerter i fingre / tommel»

## Spar penger og miljø

Regner du ut kostnadene på engangsutstyr til datastyrt anestesi i løpet av et år, vil du trolig komme frem til at det hadde holdt til innkjøp av en Calaject. Spar alle engangskostnader samtidig som du sparer miljøet for plastavfall.

FO6020 Calaject komplett


tilbud 38 954,- veil. 45 829,-



# FroggyMouth

// Orofacial myofunksjonell tillæring

Bli med på webinar med den erfarne kjeveortopeden Andrea Bazzucchi:  
**Tverrfaglig behandlingsplanlegging med en helhetlig visjon**



## Gjenopprett pust gjennom nesen

FroggyMouth korrigerer tungeposisjon og gjenoppretter pust gjennom nesen – 15 minutter hver dag. FroggyMouth kan i løpet av bare noen uker endre atypisk svelging og framtvinge et bedre svelgemønster – den hjelper brukeren til å puste gjennom nesen. Dette oppnås ved å stimulere det ubevisste nervesystemet.

## Hva er FroggyMouth?

FroggyMouth er den første anoetiske\* myofunksjonelle orofasiale rehabiliteringsapparaturen. FroggyMouth holder leppene fra hverandre under svelging og hindrer på den måten sugende svelging. Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på. Dette gjøres ved nevrologisk rehabilitering av musklene i tungen og ansiktet. FroggyMouth er utviklet av Dr. Fellus ved Robert Debré Hospital i Paris. Den produseres i Frankrike, oppfyller kravene til ISO13485 og er CE- og FDA-sertifisert.

FroggyMouth brukes av både voksne og barn, 15 minutter hver dag, for å:

- ◆ Få tungen i rett posisjon
- ◆ Unngå munnpusting
- ◆ Oppnå stabilitet av kjeveortopedisk behandling

Ønsker du å lære mer om FroggyMouth? Du finner både informasjon, brukerveiledninger, brosjyrer og videoer i hovedartikkelen på vår hjemmeside: [www.technomedics.no/froggy-mouth](http://www.technomedics.no/froggy-mouth)


\* Ubevisst (nevrologisk opplæring av musklene i tungen og ansiktet). Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på.

FZ1800	Froggy-mouth – Small	685,-
FZ1801	Froggy-mouth – Medium	685,-
FZ1802	Froggy-mouth – Large	685,-



# AMCOP®

// Tidlig kjeveortopedisk intervensjon



## Ny tilnærming til kjeveortopedi

Elastodonti og bioaktivatorer er et flott hjelpemiddel for å oppnå et mer stabilt bitt med god funksjon og estetikk. AMCOP er delvis prefabrikkert apparatur for tidlig guiding av kjeve og tenner, i deres vekst og utvikling. Ved slik tidlig kjeveortopedisk intervensjon vil behovet for større kjeveortopedisk behandling reduseres.

AMCOP bioaktivatorene virker tredimensjonalt – de virker på kjeve, tenner, tunge og muskler i ansiktet. Det ideelle tidspunkt for slik behandling er ved blandingstannsett.

## Elastodonti og bioaktivatorer

AMCOP påskynder og fremmer rett vekst og utvikling av tenner og kjeve. Tannbuen vil justeres, tennene kommer i rett posisjon, og okklusjonen blir riktig. Ved denne behandlingen kan man unngå eller minimalisere malokklusjoner.

## Fordeler ved AMCOP

- ◆ Fremmer vekst mandibulært og maksillært
- ◆ Fremmer en korrekt formet tannbue
- ◆ Det oppnås et resultat som er stabilt over tid
- ◆ Reduserer behovet for ekstraksjoner
- ◆ Kan brukes på pasienter i vekstalder og voksne
- ◆ Kontrollene er raske og smertefrie

Ønsker du mer informasjon om AmCop? Her kan du lære mer i et gratis webinar tilgjengelig på YouTube: [www.youtube.com/watch?v=Yz\\_QVIUmmxI](http://www.youtube.com/watch?v=Yz_QVIUmmxI)

Du kan også skanne denne koden:



# TOTALFILL®

- Unikt produkt, patentert
- 14 års klinisk erfaring
- 150 studier
- 50 millioner kanaler



## TotalFill

// Biokeramiske materialer

Veldokumentert biokeramisk materiale hvor fuktigheten i dentinet setter herdeprosessen i gang. I denne prosessen dannes det hydroksylapatitt som TotalFill binder til. Kan kondenseres/ formes, er motstandsdyktig mot utvasking og er biokompatibel.



**TotalFill sealer**  
Meget antibakteriell.  
Hydrofil, høy røntgenkontrast,  
danner hydroksylapatitt.  
Ingen krymping.



**TotalFill HiFlow**  
Mindre partikkelstørrelse,  
lavere viskositet og forbedret  
flyteevne. Ekstra høy  
røntgenkontrast.



**TotalFill RRM fast set putty**  
Rotreparasjonsmateriale.  
Ferdig mikset og enkelt  
å applisere. Herder på  
20 minutter. Ekstrem  
motstand mot utvasking.



**TotalFill RRM putty**  
Rotreparasjonsmateriale.  
Ferdig mikset og enkelt  
å applisere. For deg som  
bruker mye!

FH4510	TotalFill BC Sealer, 2 g sprøyte	<b>tilbud 1990,-</b>	veil. 2249,-
FH4560	TotalFill BC HiFlow sealer 1,5 g	<b>tilbud 1978,-</b>	veil. 2198,-
FH4500	TotalFill RRM putty, 2,5 g	<b>tilbud 4941,-</b>	veil. 5490,-

FH4506	TotalFill RRM Fast Set Putty, 0,3 g	<b>tilbud 1752,-</b>	veil. 1947,-
FH4505	TotalFill RRM sprøyte, 1 g	<b>tilbud 2679,-</b>	veil. 2976,-




# R-Motion®



CHOOSE YOUR IDEAL ONE

## R-motion

// Trygg. Enkel. Minimal invasiv.



### Framtidens resiprokerende i dag

Med R-Motion har FKG utviklet en spesiell design, legering og produksjonsprosess som muliggjør resiprokerende filer med vesentlig lavere taper. For deg som allerede bruker resiprokerende filer, betyr det den samme, enkle framgangsmåten som før, den samme motoren, men nå med disse fordelene:

- ◆ Vesentlig lavere taper (.04) og derfor minimal invasiv
- ◆ Opptil 3,3 ganger mer fleksibel enn andre resiprokerende systemer
- ◆ Sikrere mot fraktur
- ◆ En-fil-system – vi anbefaler 30/.04 som standard instrument
- ◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanalen

### Unike filer

Hovedfilen R-motion 30/.04 er unik. Ingen andre har tilsvarende.  
R-motion Glider (15/.03) og Glider C (noe stivere for trange kanaler)  
R-motion 20/.04 – for trange kanaler .

Med R-motion kan du fortsette å bruke den velkjente resiprokerende bevegelsen, men uten å ta mer dentin enn nødvendig. Den er ekstremt «smooth» og har større fleksibilitet og motstand mot materialtretthet enn de eldre merkene. Det er forståelig at flere og flere går over til R-motion.

Tilbud:  
– 15 %

FH8651	R-Motion 30 blå (30/.04), 25 mm	tilbud 587,-	veil. 691,-
FH8641	R-Motion Glider (15/.03v), 25 mm	tilbud 587,-	veil. 691,-
FH8643	R-Motion Glider C (15/.03v), 25 mm	tilbud 587,-	veil. 691,-
FH8644	R-Motion 20 gul (20/.04), 25 mm	tilbud 587,-	veil. 691,-
FH8656	R-Motion 40 sort (40/.04), 25 mm	tilbud 587,-	veil. 691,-
FH8661	R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm	tilbud 587,-	veil. 691,-

Finnes i 21, 25 og 31 mm.



# XP-endo Rise Shaper

// Ny, enda bedre Shaper



## Raskere, mer forutsigbar

Den nye utgaven av XP-endo Shaper – Rise Shaper – renser kanalen raskere og med større forutsigbarhet. Med Rise Shaper tilpasser du ikke kanalen etter instrumentet (standardisert utrensing) – Rise Shaper tilpasser seg kanalen og renser ut i 3D (anatomisk/adaptiv utrensing).

## Hva er nytt?

**Kraftigere, raskere.** Når XP-endo Rise Shaper blir varm og får «slangefasongen» sin, gjør den det nå med større kraft enn før. Størrelsen er den samme, men den virker med større horisontale krefter, slik at utrensingen går raskere. Etter at du har kommet til arbeidslengde, har tidligere anbefaling for Shaper vært å føre instrumentet rolig opp og ned 15 ganger for å oppnå en kanal som er minimum 30/.04. Med Rise Shaper trenger du bare å gå 8 ganger opp og ned for å oppnå det samme. Kraftigere, raskere.

## Mer forutsigbar

Når du når arbeidslengden med Rise Shaper, vet du at den apikale boksen er minimum størrelse 30.

## Ny glider


Med den nye Rise Glider (15/.04) vil du ha en svært enkel og forutsigbar prosedyre. Gå manuelt til minimum 10, og om du ønsker, kan du deretter bruke Rise Glider før du bruker Rise Shaper. Rise Glider fås separat eller i en blister sammen med Rise Shaper, 3 av hver. Både Rise Glider og Rise Shaper brukes på 1000 rpm. og 1 Ncm torque.

Vi leverer nå XP-endo Rise Shaper til lavere pris. 21, 25 og 31 mm lengde.

FH8435	XP-endo Rise Shaper, 25 mm, 6 stk	tilbud 1791,-	veil. 1990,-
FH8425	XP-Endo Rise Sequence, 25 mm, (glider+Rise Shaper x 3)	tilbud 1431,-	veil. 1590,-

# Finisher

// Avsluttende fil for alle systemer



Finisher gir deg virkelig 3D-rensing av kanalen. Takket være sine unike egenskaper er Finisher i stand til å behandle rotkanaler med kompleks morfologi – fra de trangeste til de videste, fra de rette til de med kraftig kurvatur. Finisher finnes i to utgaver:

**Finisher** (25/.00). Brukes sammen med irrigasjonsvæske som avsluttende fil etter utrensing. Renser grundig og avvirker ikke dentin. Spesielt i buede kanaler virker Finisher bedre enn ultralyd.


**Finisher R** (30/.00). For revisjon. Litt større og noe stivere enn den vanlige Finisher og fjerner derfor rotfyllingsmaterialer og sealere bedre, spesielt i buede og ovale kanaler. Avvirker ikke dentin.

**PS:** XP-endo Finisher heter nå bare **Finisher**. Den bør være avsluttende fil uansett hvilket system du bruker, roterende eller resiprokerende.

FH8440	Finisher 25/.00 – 25 mm, 3 stk.	tilbud 968,-	veil. 1076,-
FH8445	Finisher R 30/.00 – 25 mm, 3 stk.	tilbud 968,-	veil. 1076,-
Finnes i lengde 21, 25 og 31 mm			

# Race EVO glide path

// Åpnere for alle systemer




## Eksplorasjonsfiler

Race EVO glide path-filene fra FKG har gjennomgått en spesiell varmebehandling som gjør dem ekstremt sterke og fleksible. Med disse filene kan man klargjøre svært kurvede eller oblittererte kanaler for videre utrensing med enten roterende eller resiprokerende filer.

Race EVO glide path-filene leveres i forskjellige størrelser til forskjellig bruk.

I svært buede kanaler kan man f.eks. bruke 10/.02, 15/.02 og 20/.02. I oblittererte kanaler brukes gjerne sekvensen 10/.02, 10/.04 og 15/.04.

FH8333	Race EVO 10/.02 glide path (lilla) - 25 mm, 6 stk	tilbud 875,-	veil. 1029,-
FH8339	Race EVO 15/.02 glide path (hvit) - 25 mm, 6 stk	tilbud 875,-	veil. 1029,-
FH8327	Race EVO 20/.02 glide path (gul) - 25 mm, 6 stk	tilbud 875,-	veil. 1029,-
FH8337	Race EVO 10/.04 glide path (lilla) - 25 mm, 6 stk	tilbud 875,-	veil. 1029,-
FH8341	Race EVO 15/.04 glide path (hvit) - 25 mm, 6 stk	tilbud 875,-	veil. 1029,-



# Revisjon

// XP-endo solutions



Filen slanger seg ned langs guttaperkaen og kan dra hele pointen ut i ett stykke!

## Revisjon på 1-2-3!

Optimaliser behandlingen med nytt revisjonskit! Du kan nå fullføre en fullverdig revisjon med bare tre filer.

### 1. DR 1

Den aktive spissen fjerner enkelt guttaperka i den koronale delen av kanalen.

### 2. XP-endo Shaper

Unikt fildesign og høy rotasjonshastighet (2500 rpm.) mykgjør guttaperkaen, penetrerer pointen, skrur seg rundt den og fjerner den raskt og effektivt.

### 3. Finisher R

Fantastisk ekspansjonsevne. Løsner og fjerner guttaperka- og sealerrester i områder der andre filer ikke kommer til.




Se video av hvordan XP-endo Shaper «skrur» guttaperkaen ut av kanalen!

FH8439 XP-endo Rise Revisjonskit, 21 mm  
FH8438 XP-endo Rise Revisjonskit, 25 mm

tilbud 760,-  
tilbud 760,-

# Race EVO

// Roterende EVOLusjon



## Erfaring:

«Race EVO er for meg det beste av de maskinelle instrument-systemene jeg har benyttet. Det gir et forutsigbart resultat også ved ekstremt bøyde kanaler, har minimal frakturrisiko, og taper 04 påfører røttene et begrenset substansstap i kanalenes midtre og cervikale tredjedeler.»

– Johan Ulstad, spesialist i endodonti

## Endo til et nytt nivå

Race EVO-filene tar roterende endo til et nytt nivå:

- ◆ 40 % mer fleksible
- ◆ 4–5 ganger mer motstand mot deformasjon og brekkasje
- ◆ 50 % bedre kutteevne

## Race EVOLusjon

En ny produksjonsprosess skaper en imponerende fleksibel og motstandsdyktig metallegering – langt bedre enn noe annet roterende Ni-Ti-system.

- ◆ Dentintransport: Har aldri vært bedre!
- ◆ Anti-skrueffekt: Skrur seg ikke inn i kanalen
- ◆ Kan prekontures for bedre tilgjengelighet

Race EVO er en videreutvikling av de velkjente og verdsatte Race-filene. Med disse instrumentene har du en unik taktill *kontroll*, de har *ekstremt lav risiko for fraktur* og utrensningen har aldri vært raskere. Samtidig blir rotkanal-anatomien bevart som følge av det innovative designet.

## Enkel protokoll – 3 instrumenter:

Glide-path 15/ .04, deretter 25/ .04 og 30/ .04.

Finnes også i størrelse 40/ .04 og 50/ .04. Lengde 21, 25 og 31 mm.

FH8321	Race EVO .04-sekvens (15-25-30/ .04) – 25 mm	<b>tilbud: 437,-</b>	veil. 514,-
FH8356	Race EVO 40/04 – 25 mm, 6 stk	<b>tilbud: 875,-</b>	veil. 1029,-
FH8361	Race EVO 50/04 – 25 mm, 6 stk	<b>tilbud: 875,-</b>	veil. 1029,-
FH8331	Race EVO 25/ .08 orifice opener – 19 mm	<b>tilbud: 875,-</b>	veil. 1029,-

# Endo 3

// Ultralyd irrigasjon



## Trådløs ultralyd til irrigering

Ny og forbedret utgave av den populære Endo 1 ultralyd for irrigasjon. Aktiverer irrigasjonsvæsken, noe som gjør den mer effektiv.

## Endo 3 har:

- ◆ Forbedret utforming
- ◆ LCD-skjerm
- ◆ Ny, brukervennlig ringformet på/av-knapp
- ◆ Innstillinger: 3 for effekt, 4 for tid
- ◆ Automatisk innstilling av optimal frekvens
- ◆ Leveres med 4 spisser

FO4830	Endo 3 – Ultrasonic endo activator	<b>tilbud 5900,-</b>	veil. 6900,-
--------	------------------------------------	----------------------	--------------

# Fi-P

// Gutta-cut



## Rask og effektiv gutta-cut

Fi-P er en trådløs og lett Gutta-Cut for kutting og kondensering av guttaperka. Dårlige Gutta-Cut'ere skaper stor frustrasjon og mye unødvendig tidsbruk. Unn deg en god Gutta-cut!

## Fi-P har egenskaper du vil sette pris på:

- ◆ Innstillbar temperatur: 150-180-200-230 °C
- ◆ Varm på mindre enn et sekund
- ◆ Leveres m 4 spisser: 55/08, 55/06, 45/04, 40/04
- ◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal
- ◆ Display kan skiftes mellom høyre-/venstrehandt
- ◆ God batterikapasitet – 1000+ behandlinger mellom oppladninger
- ◆ Meget hyggelig pris!

FH7140	Gutta-Cut Fi-P – hvit	<b>tilbud 6990,-</b>	veil. 7990,-
Priseksampler:			
FH7147	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/10		598,-
FH7146	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/08		598,-

# Ai-Pex

// Apekslokator + pulpatester

Tilbud:  
**- 15 %**



## ◆ Nøyaktig apekslokator

Automatisk kalibrering ved oppstart.  
Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, både enkle og komplekse.

## ◆ Nøyaktig pulpatester

Nøyaktig måling av vitalitet.  
Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten).

## ◆ Imponerende design

Kan roteres 360° og vinkles optimalt.  
3,8 tommers LCD berøringsskjerm i fire farger.  
Oppladbart batteri (2000 mAh).

Vi har latt flere endospesialister teste Ai-Pex for oss.  
Tilbakemeldingene har vært særdeles positive.

FH7240	Ai-Pex apekslokator/pulpatester	<b>tilbud 8667,-</b>	veil. 10 197,-
--------	---------------------------------	----------------------	----------------



## Rooter X3000

// Endomotoren for alt

### X3000 – den ultimate endomotoren

Rooter X3000 er den eneste børsteløse motoren med integrert apekslokator som kan brukes i hastigheter helt opp til 3300 rpm.

Rooter X3000 gir deg også de beste resiprokerende bevegelsene.

### Unike fordeler

- ◆ Roterende filer – hastighet opp til 3300 rpm.
- ◆ Resiprokerende filer (alle systemer)
- ◆ Innebygget apekslokator
- ◆ Børsteløs motor (ingen friksjon, lang levetid, raskere resiprokerende bevegelse – mer effektiv, tryggere)
- ◆ Ferdig programmert for FKG-filer (Race EVO, R-motion, XP-endo treatment/retreatment)
- ◆ Mulighet for 10 egne programmer roterende/resiprokerende

Med Rooter X3000 får du altså en endomotor av høy kvalitet med alle de egenskapene du kan trenge i endodontien i dag og i framtiden.

FH7791 Rooter X3000 endomotor

tilbud 17 990,- veil. 20 394,-

# B&L Alpha II

// Suveren guttaperka-kutter



## Mange spesialisters valg

Dårlige gutta-cut'ere er en kilde til stor irritasjon og mye tidsbruk. Alpha II kan stilles fra 150–270 °C og blir varm på mindre enn ett sekund.

- ◆ Trådløs, batteridrevet
- ◆ Stort utvalg av pluggere
- ◆ Rask oppvarming av plugger, under ett sekund
- ◆ Varmeinnstillinger: 150–270 °C
- ◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal

FH7901 SuperEndo Alpha II hvit

tilbud 16 990,- veil 19 990,-

# Nic Tone

// Kofferdam som ikke revner!



## Kan strekkes opptil 800 % uten å revne

Nic Tone kofferdam blir anbefalt av spesialister verden over. Selv med flere hull i duken vil du kunne strekke den 800 % uten at den ødelegges. Unngå frustrasjonen ved kofferdamduker som ryker! Størrelse 15 × 15 cm, 36 stk.

- ◆ Høykvalitets lateks
- ◆ Lavt pulverinnhold
- ◆ God evne til å holde gingiva borte

FH5170 Nic Tone, 36 stk. medium svart

380,-

FH5172 Nic Tone, 36 stk. medium blå

380,-

# EndoCowboy®

// Sikker og forutsigbar filfjerning



## EndoCowboy – sikker og forutsigbar

Med EndoCowboy® er det mulig å få tak i, løsne og fjerne frakturerte filer på en sikker og forutsigbar måte.

EndoCowboy er et «micro-lasso-verktøy» av meget høy kvalitet. Det kan justeres nøyaktig og gjør det mulig å gripe tak i filer selv dypt nede i kanalen gjennom en minimal invasiv tilgang.

En spiss på kun 0,4 mm med en standard lasso på 0,1 mm (med en imponerende strekkstyrke) gjør det mulig å respektere rotkanalanatomien når du fjerner frakturerte instrumenter.

EB2040 EndoCowboy kit m/6 lasso-tipper

19 990,-





## NeedleOff

// Maskinell kanylefjerning



### Har du et tilfredsstillende system?

Nå kan du på en smidig og trygg måte fjerne og oppbevare kontaminerte anestesikanyler:

- ◆ Ett-håndsgrep
- ◆ Maskinelt
- ◆ Forsvarlig

### Helse, miljø og sikkerhet

NeedleOff gjør klinikken tryggere for alle uten å komplisere rutine eller forsinke teamet. Den er batteridrevet og står stødig på bordet.

- ◆ Intuitiv og meget brukervennlig
- ◆ Kompatibel med alle rette, gjengede anestesiprøyter og kanyler

### Ny prosedyre: Apparatet som oppfyller direktivets intensjon!

Etter siste injeksjon setter du kanylen ned i apparatet mens du holder sprøyten. NeedleOff griper tak i kanylen, og en liten, batteridrevet motor skrur automatisk kanylen av sprøyten. Kanylen faller ned i den integrerte Sharptaineren, en boks som har plass til 400 kanyler. Displayet gir instruksjoner til brukeren og viser antall kanyler som er i Sharptaineren. Når Sharptaineren er full og du fjerner den fra NeedleOff, lukkes den automatisk. Du plasserer da en ny Sharptainer i NeedleOff-maskinen.

SE VIDEO :



FO3300	NeedleOff Starter kit (inkl. 2 stk. Sharptainer)
FO3310	Sharptainer 4 pk

<b>tilbud 7650,-</b>	veil. 9270,-
	1390,-

# Miljøvennlig og økonomisk



## Quik-Tip XP

// American Eagle XP

Grønt tilbud:

6+1

### Økonomisk og miljøvennlig

Nå trenger du ikke kaste hele instrumentet når det er utbrukt. Erstatt bare den ene eller begge tuppene og behold håndtaket. Du sparer ca. 25 % i forhold til et helt instrument. Quik-Tip anvender en enkel og gjennomprøvd skruemekanisme, som gjør at arbeidsdelene lett kan byttes.

### Håndtak

Håndtaket er ergonomisk, ultralett og kan fås i mange farger, slik at du på en enkel måte kan fargekode dine instrumenter.



### XP-teknologi

XP-instrumentene er fantastisk skarpe og holder seg skarpe lenge. De er også de mest gracile på markedet. Dermed blir det enklere å komme ned i periodontale lommer og inn i interproksimale rom.

#### Eksempler:

CG1003-QA	Curette Quik-Tip XP Gracey 3	428,-
CG1003-QB	Curette Quik-Tip XP Gracey 4	428,-
SC9006	Quik-Tip handle sort	262,-
SC4810-QA	Scaler Quik-Tip XP M23 (A)	428,-
SC4810-QB	Scaler Quik-Tip XP M23 (B)	428,-
SC9001	Quik-Tip handle blå	262,-

Flere modeller finnes på [www.technomedics.no](http://www.technomedics.no)


# American Eagle

## // Kompositt

### NO STICKING – NO PULL BACK

American Eagles superharde XP-teknologi gjør disse instrumentene non-sticky. Denne nye serien er designet for å kunne forme og modellere kompositt på en smidig og delikat måte.

XP-instrumentene er meget motstandsdyktig mot riper i overflaten. Uten mikroriper vil instrumentet kunne brukes i årevis uten at komposittet vil klebe og henge seg fast.



**M5-PACK** For å plassere, pakke og kondensere kompositt hovedsakelig posteriort. Den ene enden er en ball, den andre er en flat, avrundet plugger – en perfekt kombinasjon.  
Pris: 837,-



**M5-ANTER** Meget tynn karver for interproksimale rom og modellering ned mot det gingivale. Fleksible arbeidsdeler som følger tannens kurve, og som er lange nok til å forme hele lengden av tannen. For lagteknikk, utflating og forming anteriort.  
Pris: 837,-



**M5-CARVER** For å fjerne overskudd, også polymerisert. Grasile arbeidsender for å komme til også i interproksimale rom uten å ødelegge kontaktpunkt.  
Pris: 990,-



**M5-MINI** For små områder og presis kontroll. Liten og delikat spatel kombinert med 1 mm plugger. Anteriort kan pluggeren med fordel også brukes sideveis for å adaptere materialet til veggen.  
Pris: 837,-



**M5-SCULPT** Avsluttende instrument for å legge «siste hånd på verket». For gjenskapning av f.eks. furer, mameloner, kuser og tynne linjer. Tynn spiss i begge ender, den ene er kjegleformet.  
Pris: 837,-



Tilbud:  
**– 20 %**

# Happynecks

// Happy pasienter



### Få pasienten til å smile!

Disse putene fra Nederland gir optimal komfort for pasienten i din tannlegestol. Utviklet av fysioterapeut Jerry Jansen for å få «happy» pasienter.

*Nakkeputen* støtter bakhodet, nakke og øvre del av ryggen – pasientene får slappet godt av og puste dypere. Grunnet det unike designet og den støtten puten gir, vil pasientens nakke strekkes helt bakover uten ubehag, og det blir enkelt for pasienten å gape høyt. Du får bedre innsyn og tilgjengelighet til arbeidsfeltet, noe som gjør at du kan ha en mer ergonomisk riktig og avslappet arbeidsposisjon.

*Lumbar korsryggstøtte* gir ikke bare god komfort, men bidrar ofte til en umiddelbar smertelindring ved problemer med smerter i nederste del av ryggen. God støtte for ryggen er et velprøvd, effektivt og anerkjent hjelpemiddel ved tilbakevendende ryggproblemer.

### Nyhet: Child Booster

Endelig er det mulig å få barn, også små barn, optimalt plassert i alle tannlegestoler. Child Booster kan brukes i to ulike høyder, slik at den passer barn i alle aldre. Den er sklisikker og kan desinfiseres med alkoholholdige midler. Alle Happynecks-putene er laget av et spesielt skum som gir optimal støtte, og de er trukket med kunststoff fra tyske Skai.



FZ2501	HAPPYNECKS SKY (mørk blå)	tilbud 1990,-	veil. 2488,-
FZ2502	HAPPYNECKS ANTHRACITE (mørk grå)	tilbud 1990,-	veil. 2488,-
FZ2503	HAPPYNECKS CHROME (lys grå)	tilbud 1990,-	veil. 2488,-
	Finnes i flere farger og i barne-størrelser		
FZ2540	HAPPYNECKS LUMBAR SKY (mørk blå)	tilbud 2119,-	veil. 2649,-
FZ2541	HAPPYNECKS LUMBAR ANTHRACITE (grå)	tilbud 2119,-	veil. 2649,-
FZ2560	HAPPYNECKS Child Booster Seat (mørk grå)	tilbud 5344,-	veil. 6680,-

# Contact Pro

// Korrekte kontaktpunkter



- ◆ Det unike designet til Contact Pro sikrer ideelt utformede og plasserte kontaktpunkter. Contact Pro leveres i to forskjellige størrelser, en for molarer og en for premolarer. Hvert av instrumentene har arbeidsdeler for kaviteter plassert henholdsvis mesialt og distalt.
- ◆ Contact Pro er laget i et lysledende materiale og leder lyset fra herdelampen ned i bunnen av kaviteten.
- ◆ Instrumentet er tilpasset en approssimal kasse med en konveks flate mot matrisebåndet. På den måten kan man få et mer anatomisk korrekt approssimalrom og kontaktpunkt. Instrumentets spiss er så grasilt at det også kan brukes i små kassepreparasjoner.
- ◆ Contact Pro kan autoklaveres.

KO9001	Contact pro 2, 3 stk. premolar (S)	<b>tilbud 2990,-</b>	veil. 3681,-
KO9002	Contact pro 2, 3 stk. molar (L)	<b>tilbud 2990,-</b>	veil. 3681,-

---

# Enamel plus HRi

// Fantastisk styrke og estetikk



## Mikrohybrid med styrke som emalje

Dette er komposittet som oppfyller kravene til både et sterkt kompositt i posteriore fyllinger og til anteriore oppbygninger der et godt estetisk resultat er viktig.


- ◆ Slitesterkt kompositt til alle fyllinger, posterior og anterior
- ◆ Forenklet teknikk – bedre resultat med færre farger
- ◆ Usynlig marginalkant – HRi har samme lysbrytningsvinkel som emalje

FB2752	Enamel plus HRi universal dentin 2 (UD2) kapsler	1250,-
FB2753	Enamel plus HRi universal dentin 3 (UD3)	1250,-
FB2742	Enamel plus HRi universal emalje 2 (UE2) kapsler for voksne	1823,-

Pakketilbud: Kjøp alle tre til 25 % rabatt: **tilbud 3242,-** veil. 4323,-  
Finnes også i sprøyter.

# Bur Butler

// Unik boroppsats



Tilbud:  
**- 15 %**

## Patentert design

Bur Butler er fleksible silikonoppsatser til bor. Designet er patentert, både oppsatsen som et hele og hullene til borene. Den fikserer alle typer bor. Ingen faller ut eller forsvinner fra holderen. Det fleksible silikonmaterialet gjør det mulig å oppbevare alle typer bor: FG, RA, HS og Lab.

De koniske åpningene borene settes ned i, fikserer borene, og holderen kan plasseres direkte i oppvaskmaskinen. Ved autoklaving settes lokket på.

## Praktisk, nyttig og fleksibelt!

Med forskjellige fine farger gjør Bur Butler organiseringen lettere og mer fargerik. Velg mellom 5, 10 og 25 hull.

### Priseksempler:

OO1303	Bur Butler boroppsats 5 hull, orange	<b>tilbud 330,-</b>	veil. 388,-
OO1311	Bur Butler boroppsats 10 hull, lilla	<b>tilbud 440,-</b>	veil. 518,-
OO1324	Bur Butler boroppsats 25 hull, lav, blå	<b>tilbud 607,-</b>	veil. 714,-
OO1332	Bur Butler boroppsats 25 hull, høy, rosa	<b>tilbud 669,-</b>	veil. 787,-

De kommer i fargene hvit, lilla, oransje og blå

---

# Vision Butler

// Leppe- og kinnholder



## Bærekraft og kostnadsbesparelse

VisionButler kan autoklaveres opptil tusen ganger. Det gjør at den koster en brøkdel av tilsvarende engangsutstyr pr. behandling.

Du sparer både penger og miljøet!


I tillegg til at VisionButler gir en viss beskyttelse av leppe og kinn, vil den også gi bedre tilgjengelighet under kliniske prosedyrer som bleking, skanning og estetiske oppbygninger anterior. Den er behagelig for pasienten, og den sorte fargen gir god kontrast ved fotografering.

RT9110 VisionButler Medium

**tilbud 1690,-** veil. 1895,-

# Tri-Hawk Talon 12

// Hardmetallbor



Tilbud:  
**3990,-**

## Supertilbud på Tri-Hawk Talon 12

Våren er tiden for gode tilbud. Nå får du en rull Talon 12 for 3990,- !

- ◆ Talon 12 kutter alle typer metall, kroner og emalje
- ◆ Boret kutter meget effektivt og jevnt sammenlignet med andre bor fordi det er utrolig skarpt og har seks skjærende blader.
- ◆ Med kjegleform (hyperbel) og skjærende blader på toppen, skjærer dette boret like godt på toppen som på sidene.

BHT137-012FG

Tri Hawk Talon 12, 100 stk

tilbud 3990,-

veil. 4988,-

---

# Tri-Hawk zirkoniakutter

// Diamantbor



Tilbud:  
**2990,-**

Mange kjenner til kvaliteten på Tri-Hawk-borene gjennom hardmetallboret Talon, en favoritt hos svært mange når det gjelder kronekutting med mer.

Den samme kvaliteten kjennetegner hele utvalget til Tri-Hawk, så hvorfor ikke prøve flere typer hvis du allerede er fornøyd? Tri-Hawk 198-018X er en meget effektiv zirkoniakutter – et godt supplement til borene du vanligvis bruker.



- ◆ Diamantbelegg laget av 100 % naturlig diamant
- ◆ Ekstra grove diamantpartikler og særdeles sterk bonding

BDT198S-018XS  
BDT198-018XS

Diamantbor for zirkonia, 25 stk  
Diamantbor for zirkonia, 100 stk

tilbud 879,-  
tilbud 2990,-

veil. 1195,-  
veil. 3991,-



## Tverrfaglig behandlingsplanlegging med helhetlig visjon

– Webinar med kjeveortoped Andrea Bazzucchi – 20. april


I dette webinarret vil du lære om **tungens betydning** for et stabilt bitt og hvor viktig tungens posisjon er for å bevare god okklusjon.

Andrea har i mange år vært aktiv bruker av **FroggyMouth** og vil i løpet av ettermiddagen dele sine tanker om denne gjenopprettings-apparaturen som i løpet av uker/måneder kan **endre et atypisk svelgemønster**.



## Følg oss på sosiale medier!

Vi publiserer nyheter og tilbud på Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube – hver uke!



## Kunne du tenke deg å delta på kurs eller webinar?

Besøk [www.technomedics.no/kurs](http://www.technomedics.no/kurs)  
eller skann QR-koden til venstre med mobilen din.

