



TECHNOMEDICS



OKTOBER
2023



NYHET!



Zaparay®

// Desinfisering med UVC LED-lys



Hva gjør du med utstyr som ikke går i autoklaven?

Med Zaparay Ray-One kan du ved hjelp av UVC-lys desinfisere raskt og trygt. UVC-lys deaktiverer DNA og RNA til mikroorganismer som bakterier, sopp og virus og ødelegger dem. Hver syklus gir $>100\text{mJ}/\text{cm}^2$, som dreper 99,9999 % av virus og bakterier. Dette er ikke noe nytt i seg selv, men nå kan du få din egen «skuff» for desinfisering, basert på en ny og bærekraftig teknologi med LED-lys. Dette er allerede i bruk på sykehus, tannklinikker og lab'er.

High-level desinfisering

Det er mange gjenstander på en klinikk eller på en lab som burde steriliseres, men som ikke kan autoklaveres. Alternativet blir ofte en spritklut eller et desinfiseringsbad, men dette kan være en både tidkrevende og dyr prosess som man kanskje heller ikke helt har kontroll på effektiviteten av.

Hva kan desinfiseres med Zaparay

Med Zaparay kan du trygt (99,9999 %) og raskt (5 min) desinfisere mye av det du vanligvis ikke kan desinfisere, f.eks.:

- ◆ Dentale avtrykk, lupebriller, herdelamper, endomotorer, apekslokatorer, ledninger, guttaperka-brennere, skannerhoder etc.

Bærekraftig

Zaparay gir deg rask og trygg desinfisering på 5 minutter. Den bruker ikke varme, vann, kjemikaler eller kvikksølv damp – den bruker LED-lys! Zaparay bruker ca. 5 W pr. syklus (pris ca. 1 øre) og er helt lydløs.

Trygg

Zaparay er sertifisert etter EN 61000-6-3 Emission, EN 61000-6-1 Immunity og EN 61010-1:2010 +A1:2019

Tilbud:

59 900,-

Leasing 1865,- pr. md.

FO7000 Zaparay Ray-One UVC LED desinfeksjon

intropris 59 900,- veil. 64 900,-



IVENEER®

INJECTABLE MATRIX SYSTEM



Iveneer

// Ny generasjon «injection molding veneers»



INSERT



INJECT



DONE

Komposittfasetter

Med Ivoneer kan du enkelt lage vakre **komposittfasetter** med rett form og fasong på få minutter. Med dagens gode flow komposittmaterialer kan dette være et godt alternativ til mer kostbare løsninger.

INNOVATIVT Første og eneste innsprøytningsskallene på markedet.

ENKELT Naturlig og god estetikk på få minutter.

DIREKTE Minimal invasiv og økonomisk fordelaktig.

- ◆ Skallfasetter
- ◆ Misfargede tenner
- ◆ Temporær løsning i påvente av permanent restaurasjon
- ◆ Alle klasse III, IV og V restaurasjoner
- ◆ Utilfredsstillende estetikk, men kjeveortopedi ikke indikert
- ◆ Tapptenner
- ◆ Tannslitasje
- ◆ Estetisk mock-ups

Å skape gode, estetiske fasader anteriort kan være tidkrevende og utfordrende. Ivoneer er utviklet og designet for å hjelpe alle tannleger til å bygge slike kvalitetsrestaurasjoner raskt, enkelt og økonomisk lønnsomt med flow kompositt.

Matrisene har optimal anatomisk design. Du får korrekt servikal linje, interproksimal tilpassing, de er enkle å tilpasse til den enkelte tann og krever lite etterjustering. Rask læringskurve – dette er både tids- og ressursbesparende.

Ivoneer leveres i to størrelser S/M (small/medium) og M/L (medium/large). Matrisene er nummerert etter tannens nummer i tillegg til størrelse, fra tann 1 til tann 4 (første premolar) i overkjeven.

FC4505	Ivoneer Starter set, 12 stk
FC4502	Ivoneer Intro-kit, str. S/M, 64 stk
FC4503	Ivoneer Intro-kit, str. M/L, 64 stk

tilbud kr 990,-	veil. 1290,-
tilbud kr 4680,-	veil. 5434,-
tilbud kr 4680,-	veil. 5434,-

NYHET



ELEGANSEN ER I DETALJENE

ExamVision Nyheter

// Subtelt og elegant!



Carbon v2

Carbon v2 er en modernisert og fjærlett versjon av den populære Carbon v1-rammen. Den eksklusive og elegante fronten i mørk karbonfiber har et stilig, mer avrundet design. Denne rammen kan kombineres med de fleste forstørrelser og systemer til ExamVision.

Galilei HD Colored Oculars

Galilei HD lupehus kommer nå i tre forskjellige farger for å gi den subtile og elegante touchen til din ExamVision lupebrille. Skap din egen stil og framhev din individualitet med Carbon v2 og Galilei HD Colored Oculars! Lupehusene kan mixes og matches med alle ExamVision rammene.

Carbon v2 og lupehusene fås i disse tre eksklusive fargene:

- ◆ Blue Slate
- ◆ Rose Gold
- ◆ Raw



Gode
tilbud på
Nordental



**Nytt lys
lanseres på
Nordental!**

ExamVision Lys

// Et fantastisk supplement til dine lupebriller



«Ost er ost» og «lys er lys». Eller?

Selv om man har godt lys på klinikken, vil man aldri få den samme opplevelsen som ved å bruke lys montert på lupebrillen. Da får du alt lyset direkte i arbeidsområdet, uten skyggepartier, noe som gir større dybdeskarpheit og klarere syn. Og fordi du ser godt, vil du slappe mer av i øyne, skuldre og nakke.

ExamVision bruker «nøytralt hvitt» (fra 5000 til 6500 Kelvin) LED-lys for å oppnå så naturlige lys som mulig.

Finn det lyset som passer best for deg og din hverdag!

- ◆ Focus True et varmt lys, for ekte fargebelysning, f.eks. til kompositt
- ◆ Focus Bright er et kaldere lys for ekstra lysstyrke
- ◆ Nano Ultra kompakt (kun 9 gram) til deg som ønsker det letteste lyset
- ◆ Essential One trådløst lys – til deg som er lei av ledningen! Kun 23 g
- ◆ Essential Alpha – til den prisbevisste





ExamVision Kepler

// De mest avanserte lupene på markedet



Kepler Advanced:

Fire forstørrelser i én lupe – verdens eneste!

Få den perfekte forstørrelse for alle dine prosedyrer med kun én lupe! Kepler Advanced er den fler-forstørrelses-lupen på markedet med minst dimensjon og lavest vekt, kombinert med svært gode optiske egenskaper! Ved hjelp av Turn'N'Click-systemet skifter du enkelt mellom de fire forstørrelsene:

3.6× – 4.5× – 5.5× – 6.4×

Kepler Kompakt

Med Kepler Kompakt får du et krystallklart bilde fra kant til kant og et bredt synsfelt som gir deg suveren presisjon når du utfører de mest krevende prosedyrene. Et lett, ultrakompakt design kombinert med suveren optikk. De tre tilgjengelige forstørrelsene (3.5×, 4.6× og 5.7×) og Power-Up-systemet gjør at investeringen din er trygg hvis du skulle ønske å oppgradere senere.

Kontakt oss for en demo på post@technomedics.no eller besøk vår stand på Nordental!





Utviklet spesielt
med tanke på
studenter og
tannpleiere!

ExamVision

// Galilei Essential Metro



Med fokus på
bærekraftige
materialer!

Kvalitet til gunstig pris!

Alle skal ha råd til kvalitet! ExamVision har produsert en fantastisk lupe med ny ramme og nye okularer til en gunstig pris i to forstørrelser – 2.5× og 3.0×.

Galilei Essential 2.5× og 3.0×

Okularene i Galilei Essential er korte og lette og har en subtil matt grå tekstur. Det unike linsesystemet leverer en fantastisk klarhet og dybdeskarphet!

I likhet med de andre lupebrillene i ExamVision-familien er også disse lupene individuelt tilpasset – de blir spesialtilpasset den enkelte bruker. Ditt behov for synskorrigerende og din egendefinerte arbeidsavstand bygges inn i lupene, slik at de passer til deg. Dette bidrar også til optimal ergonomi.

Bærekraftig

Okularene på Galilei Essential er også mer bærekraftige ettersom lupehuset er laget av bioplast. Dette materialet, IngeoBiopolymer, er produsert av planter som mais, sukkerrør og rødbeter.

Stilig og moderne ramme!

Den nye Metro-rammen i rustfritt stål er tidløs og unisex og kommer i tre flotte farger – City Green, Downtown Mocha og Urban Violet.

FP5300 Galilei Essential 2.5x Metro

FP5320 Galilei Essential 3.0x Metro

Pakketilbud:

Galilei Essential 2.5x Metro + Alpha-lys

tilbudspris fra: 15 900,-

tilbudspris fra: 18 700,-

pakketilbud fra: 22 900,-

Leasing fra:

4 700,-

pr. md.

Tilbud stol: 18 995,- (- 30 %)

(gjelder ved kjøp
av mikroskop)



2.1x



3.2x




5.1x



8.0x




12.8x



19.2x

Global

// Dentalmikroskop



En god stol med støtte til armene vil hjelpe deg til å jobbe uanstrengt og nøyaktig.

Et nytt nivå av presisjon

Mikroskopene i Global A-serien gir deg forstørrelse fra 2.1x–19.2x. Dette gjør det mulig å se flere detaljer for høyere presisjon under enhver behandling.

Noen fordeler ved å velge Global

- ♦ **Minimalt med elektronikk:** Mekaniske innstillinger har vist seg å være veldig holdbare. Gir minimalt servicebehov på mikroskopet
- ♦ **Lys:** Den beste lyskilden. LED-lys (100 000 lux) med integrert kompositt- og kirurgifilter. Ingen støyende vifte eller pærer som må skiftes
- ♦ **Oppgradering:** kan lett oppgraderes med tilleggsutstyr eller bygges om senere

Fleksibilitet

Global mikroskop leveres i tre utgaver der forskjellen er trinnene i optikken:

A3: 3.2x – 6.4x – 12.8x

A4: 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x

A6: 2.1x – 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x – 19.2x

Montering – her er det flere muligheter: mikroskopet kan takmonteres, veggmonteres, gulvmonteres eller fås i en mobil variant på hjul.

Kontakt oss for en vurdering av hvilken modell som dekker behovet på klinikken din best!



Rooter X3000

// Endomotoren for alt



X3000 – den ultimate endomotoren

Rooter X3000 er den eneste i sitt slag: Her får du en børsteløs motor med integrert apekslokator som kan brukes i hastigheter helt opptil 3300 rpm. Den har både roterende og resiprokerende bevegelser. Og med Rooter X3000 får du *de beste resiprokerende bevegelsene*.

Unike fordeler

- ◆ Roterende filer – hastighet opp til 3300 rpm.
- ◆ Resiprokerende filer (alle systemer)
- ◆ Innebygget apekslokator
- ◆ Børsteløs motor (ingen friksjon, lang levetid, *raskere* resiprokerende bevegelser – som er mer effektive og tryggere)
- ◆ Ferdig programmert for FKG-filer (Race EVO, R-motion, XP-endo Rise Shaper, Finisher, XP-endo retreatment)
- ◆ Mulighet for 10 egne programmer (roterende/resiprokerende)

Med Rooter X3000 får du en endomotor av høy kvalitet. Den har alle de egenskapene du kan trenge i endodontien i dag og i framtiden.

FH7791 Rooter X3000 endomotor

tilbud 21 990,- veil. 25 369,-

Ai-Pex

// Apekslokator + pulpatester



Med Ai-Pex får du apekslokator og pulpatester i ett. Her har du det du trenger, i én avansert og elegant enhet.

Hva får du med Ai-Pex?

◆ Nøyaktig apekslokator

Automatisk kalibrering ved oppstart.

Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, både enkle og komplekse.

◆ Nøyaktig pulpatester

Nøyaktig måling av vitalitet.

Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten).

◆ Imponerende design

Kan roteres 360° og vinkles optimalt.

3,8 tommers LCD-berøringsskjerm i fire farger.

Oppladbart batteri (2000 mAh).

Vi har latt flere endospesialister teste Ai-Pex for oss.

Tilbakemeldingene har vært særdeles positive.


FH7240 Ai-Pex apekslokator/pulpatester

tilbud 8990,-

veil. 11 029,-

IrriFlex

// Effektiv irrigasjon



Irrigasjonskanyle med to sideåpninger

IrriFlex er en effektiv irrigasjonskanyle med to åpninger – en på hver side.

Kanylen er laget av mykt polypropylen, noe som gjør den svært fleksibel.

Den tilpasser seg lett rotkanalens anatomi og vil derfor ikke «kjøre seg fast».

Konisiteten (.04-taper) og plasseringen av de to hullene genererer meget effektiv irrigasjon, som fjerner debris, smear layer og biofilm.

Størrelsen er 30G (tilsvarer filstørrelse 30).

Passer til luer lock og alle standard dentalsprøyter.

Se video:



FJ3561 IrriFlex kanyle 30G, 40 stk

tilbud 995,-

veil. 1231,-

Fi-P

// Gutta-cut



Se prisen!

Rask og effektiv gutta-cut

Fi-P er en trådløs og lett gutta-cut for kutting og kondensering av guttaperka. Dårlige gutta-cut'ere skaper stor frustrasjon og mye unødvendig tidsbruk. Unn deg en god gutta-cut!

Fi-P har egenskaper du vil sette pris på:

- ◆ Innstillbar temperatur: 150-180-200-230 °C
- ◆ Varm på mindre enn et sekund
- ◆ Leveres med 4 spisser: 55/08, 55/06, 45/04, 40/04
- ◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal
- ◆ Display kan skiftes mellom høyre-/venstrehandt
- ◆ God batterikapasitet – 1000+ behandlinger mellom ladinger

FH7140	Gutta-Cut Fi-P – hvit	supertilbud 6900,-	veil. 8642,-
Priseksempler:			
FH7147	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/10		647,-
FH7146	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/08		647,-

Endo 3

// Ultralydirrigasjon



Tilbud:
-18 %


Trådløs ultralyd til irrigering

Ny og forbedret utgave av den populære Endo 1 ultralyd for irrigasjon. Aktiverer irrigasjonsvæsken, noe som gjør den mer effektiv.

Endo 3 har:

- ◆ LCD-skjerm
- ◆ Ringformet på/av-knapp
- ◆ Innstillinger: 3 for effekt, 4 for tid
- ◆ Automatisk innstilling av optimal frekvens
- ◆ Leveres med 4 spisser

FO4830	Endo 3 – Ultrasonic endo activator	tilbud 5900,-	veil. 7219,-
--------	------------------------------------	---------------	--------------



Revisjon

// XP-endo solutions



Filen slanger seg ned langs guttaperkaen og kan dra hele pointen ut i ett stykke!

Revisjon med 3 filer!

1. DR 1

Den aktive spissen fjerner enkelt guttaperka i den koronale delen av kanalen.

2. XP-endo Rise Shaper

Unikt fildesign og høy rotasjonshastighet mykgjør guttaperkaen. Rise Shaper'en penetrerer pointen, skrur seg rundt den og fjerner den raskt og effektivt. Hastighet: 2500 rpm.

3. Finisher R

Fantastisk ekspansjonsevne. Løsner og fjerner guttaperka- og sealerrester i områder der andre filer ikke kommer til.



Se video av hvordan
XP-endo Rise Shaper «skrur»
guttaperkaen ut av kanalen!

FH8439	XP-endo Rise Revisjonskit, 21 mm
FH8438	XP-endo Rise Revisjonskit, 25 mm

tilbud 821,-
tilbud 821,-

veil. 1026,-
veil. 1026,-

TOTALFILL®

- Unikt produkt, patentert
- 15 års klinisk erfaring
- 150 studier
- 50 millioner kanaler



TotalFill

// Unik sealer og RRM



Er TotalFill unik?

Ja, TotalFill er unik. Det finnes flere biokeramiske sealere på markedet, men ingen som TotalFill. Det er med biokeramiske materialer som med det meste annet (instrumenter, biler, vin ...) – de varierer i kvalitet. Og kvalitet er viktig i endodontien.

I TotalFill brukes ingredienser av høyeste kvalitet for å framstille en sealer eller et rotrepasjonsmateriale (RRM) som er optimalisert.

- ◆ TotalFill er patentert – den kan derfor ikke kopieres
- ◆ TotalFill er 100 % keramisk (i motsetning til de fleste andre)
- ◆ TotalFill sealer holder en høy pH (>12) mer enn dobbelt så lenge som andre sealere
- ◆ TotalFill har egne GP-points som er biokeramisk coated slik at sealeren binder kjemisk også til pointen
- ◆ Med TotalFill har vi nå 15 års klinisk erfaring – det gir trygghet
- ◆ Vi kan vise til over 150 studier
- ◆ TotalFill er blitt brukt i mer enn 50 millioner kanaler


I tillegg har TotalFill også andre egenskaper som gjør den til den foretrukne sealeren for spesialister og tannleger verden over:

- ◆ TotalFill er hydrofil – fuktighet initierer herdeprosessen
- ◆ TotalFill har høy røntgenkontrast
- ◆ TotalFill danner hydroksylapatitt ved herding
- ◆ TotalFill krymper ikke ved herding

FH4510	TotalFill BC Sealer, 2 g sprøyte m/15 appl.spisser
FH4500	TotalFill RRM putty, 2,5 g
FH4506	TotalFill RRM Fast Set Putty, 0,3 g
FH4505	TotalFill RRM sprøyte, 1 g

tilbud 2495,-	veil. 2772,-
tilbud 5950,-	veil. 6611,-
tilbud 2108,-	veil. 2342,-
tilbud 3203,-	veil. 3559,-

Miljøvennlig og økonomisk



Quik-Tip XP

// American Eagle XP

Grønt tilbud:

6+1



Økonomisk og miljøvennlig

Nå trenger du ikke kaste hele instrumentet når kutteevnen er svekket. Erstatt bare den ene eller begge tippene og behold håndtaket. Du sparer ca. 25 % i forhold til å kjøpe et helt instrument. Quik-Tip anvender en enkel og gjennomprøvd skru-mekanisme, som gjør at arbeidsdelene lett kan byttes.

Håndtak

Håndtaket er ergonomisk, ultralett og kan fås i mange farger, slik at du på en enkel måte kan fargekode dine instrumenter.



XP-teknologi

XP-instrumentene er fantastisk skarpe og holder seg skarpe lenge. De er også de mest grase på markedet. Dermed blir det enklere å komme ned i periodontale lommer og inn i interproksimale rom.

Eksempler:

CG1003-QA	Curette Quik-Tip XP Gracey 3
CG1003-QB	Curette Quik-Tip XP Gracey 4
SC9006	Quik-Tip handle sort
SC4810-QA	Scaler Quik-Tip XP M23 (A)
SC4810-QB	Scaler Quik-Tip XP M23 (B)
SC9001	Quik-Tip handle blå

Flere modeller finnes på www.technomedics.no

veil. 471,-
veil. 471,-
veil. 288,-
veil. 471,-
veil. 471,-
veil. 288,-

American Eagle

// Komposittinstrumenter

Komposittinstrumenter i XP

Komposittinstrumentene fra American Eagle har samme overflateteknologi som de populære XP-tannrensningsinstrumentene. XP gir en superhard, ripefri og glatt overflate som hindrer komposittet å klebe til instrumentet.

Her ser du et utvalg av komposittinstrumenter med XP:



PB8110 Ball/flat og avrundet stopper Pris: 921,-



KO3115 Avrundet plugger/spatel MINI Pris: 921,-



KA4005 Tynn og fleksibel karver Pris: 921,-



KO4415 Sculpt. Spisse ender, en kjegleformet Pris: 921,-



KN2110 Kniv/karver for overskudd Pris: 1088,-

American Eagle

// Kvalitets-sonder

Sonder med høy taktilitet

Et instrument med riktig utforming, i riktig stålqualität og med riktig håndtak gir virkelig høy taktilitet.

Arbeidsspissen er tilnærmet ubrytelig: stiv, men likevel fleksibel, noe som gir lengre levetid.



SO1000-EX Sonde 9, Eaglelite Pris: 361,-



SO2060-EX Sonde 9/17, Eaglelite Pris: 490,-



LS1030-EX Kombinert sonde 9/lommedybde måler 2-12 Pris: 767,-

Tilbud:

6+1

Tilbud:

6+1



R-Motion®



CHOOSE YOUR IDEAL ONE

R-motion

// Trygg. Enkel. Minimal invasiv.



Framtidens resiprokerende i dag

Med R-Motion har FKG utviklet en spesiell design, legering og produksjonsprosess som muliggjør filer med vesentlig lavere taper. For deg som allerede bruker resiprokerende filer, betyr det den samme, enkle framgangsmåten som før, den samme motoren, men nå med disse fordelene:

- ◆ Vesentlig lavere taper (.04) og derfor *minimal invasiv*
- ◆ Opptil 3,3 ganger *mer fleksibel* enn andre resiprokerende systemer
- ◆ Kan *prekontureres* for enklere tilgang til kanalen
- ◆ Unik spiss gir sikker progresjon

Unike filer

- ◆ Hovedfilen R-motion 30/.04 er unik. Ingen andre har tilsvarende
- ◆ R-motion Glider (15/.03v) og Glider C (15/.03v) – noe stivere for kalsifiserte kanaler)
- ◆ R-motion 20/.04 – for trange kanaler

Med R-motion kan du fortsette å bruke den velkjente resiprokerende bevegelsen, men uten å ta mer dentin enn nødvendig. Den er ekstremt «smooth» og har større fleksibilitet og motstand mot materialtretthet enn de eldre merkene. Du kan også bruke standard .04 guttaperka.

Ny,
forbedret
spiss

FH8651	R-Motion 30 blå (30/.04), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 830,-
FH8641	R-Motion Glider (15/.03v), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 830,-
FH8643	R-Motion Glider C (15/.03v), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 830,-
FH8644	R-Motion 20 gul (20/.04), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 830,-
FH8656	R-Motion 40 sort (40/.04), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 830,-
FH8661	R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 830,-
Finnes i 21, 25 og 31 mm.			

RACE® EVO


THE
RACE
LEGACY

SAFE. EFFICIENT. SOFT CONTROL.

www.fkg.ch/race-evo

Race EVO

// Roterende revolusjon



Erfaring:

«Race EVO er for meg det beste av de maskinelle instrument-systemene jeg har benyttet. Det gir et forutsigbart resultat også ved ekstremt bøyde kanaler, har minimal frakturrisiko, og taper 04 påfører røttene et begrenset substans tap i kanalenes midtre og cervikale tredjedeler.»

– Johan Ulstad, endodontist

Race EVOlusjon

Race EVO tar roterende endodonti et langt skritt videre. En ny og spesiell produksjonsprosess skaper en imponerende fleksibel og motstandsdyktig metallegering – langt bedre enn noe annet roterende Ni-Ti-system. Dette er noen av forbedringene:

- ◆ EVO er 40 % mer *fleksibel*
- ◆ EVO har 4–5 ganger mer *motstand* mot deformasjon og brekkasje
- ◆ EVO har 50 % bedre *kutteevne*
- ◆ Dentintransport: Har aldri vært bedre
- ◆ Anti-skrueffekt: Skrur seg ikke inn i kanalen
- ◆ EVO kan *prekontureres* for lettere tilgjengelighet!

Race EVO er en markant videreutvikling av de velkjente og verdsette Race-filene. Med Race EVO har du en unik taktisk *kontroll*, risikoen for fraktur er ekstremt liten og utrensningen har aldri vært *raskere*. Samtidig blir rotkanal-anatomien bevart som følge av det innovative designet.

Race EVO har en enkel basisprotokoll med bare tre instrumenter: 15/.04 (glide path), 25/.04 og 30/.04. Kan brukes i åtte kanaler.

Finnes i 21, 25 og 31 mm.

FH8321	Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm	tilbud: 490,-	veil. 577,-
FH8356	Race EVO 40/04 – 25 mm, 6 stk	tilbud: 983,-	veil. 1156,-
FH8361	Race EVO 50/04 – 25 mm, 6 stk	tilbud: 983,-	veil. 1156,-




Leasing:

1620,-
pr. md./ 5 år

Mectron Combi Touch

// Komplette piezoapparat



Ergonomisk og lettbetjent touch-panel –
kontroller alle funksjoner raskt og intuitivt.

PERIO – PROFYLAKSE – ENDO – EKSTRAKSJON – APIKALKIRURGI

Vi introduserer det nyeste innen piezo og ultralyd fra Mectron, selskapet som står bak selve innovasjonen av piezoelektriske benkirurgiapparater.

Suveren kvalitet. «Alt-i-ett». Fornuftig pris.

Med Mectron Combi Touch kan du utføre det meste med én og samme maskin. Bruk ultralyd til f.eks. scaling eller lokalisering av kanaler. Gjør skånsom ekstraksjon eller apikalkirurgi – og mye, mye mer. Du kan også fjerne supra- og subgingival calculus, skånsomt fjerne misfarginger, belegg og biofilm og rengjøre implantater. Med andre ord: en komplett profylaksebehandling med ultralyd og pulverpolering i samme apparat.

Intelligent teknologi

Apparatet har «intelligent» teknologi som gjenkjenner hvilken spiss du bruker og setter maskinen i riktig modus. Som du ser på touch-panelet, er det også en knapp for «Soft mode». Det er til hjelp når man skal behandle mer sensitive perio-pasienter på en skånsom måte.

Ta kontakt med oss for å få en komplett oversikt over alt dette multiapparatet kan brukes til!

TILBUD:
Få med
5 gratis
ultralydspisser



Leasing:
1416,-
pr. md./ 5 år

Piezosurgery white

// Kirurgens piezoapparat

Komplett kirurgisk ultralydapparat

Piezosurgery white er et ultralydapparat som dekker alt fra benkirurgi til konvensjonelle behandlinger som scaling, preparering eller apikalkirurgi. Apparatet har bare én utgang, og du bruker det samme LED-håndstykket til alle typer behandling.

PIEZOSURGERY white – enkelhet satt i system

1. Trykk på ønsket type behandling
2. Start kirurgi

Det er faktisk så enkelt. Fininnstillingen for hver tipp og indikasjon blir gjort automatisk av det innebygde feedbacksystemet i Piezosurgery white.

Fordeler med piezokirurgi


- ◆ *Micrometic cuts* – Piezokirurgi gir minimalt invasive kutt med maksimal kirurgisk presisjon
- ◆ *Selektive kutt* – Piezokirurgi beskytter alle typer bløtvev. Nerver, arterier, vener eller membraner vill ikke bli skadet mens man kutter ben. Piezokirurgi gir derfor maksimal sikkerhet for deg og pasienten
- ◆ *Kavitasjonseffekt* – Kavitasjonseffekten forårsaket av ultralydbevegelsene og irrigasjonen fra arbeidsspissene fører til et blodfritt kirurgisk operasjonsområde

TILBUD:
Få med
5 gratis
ultralydspisser



AMCOP®

// Tidlig kjeveortopedisk intervensjon



Ny tilnærming til kjeveortopedi

Elastodonti er et flott hjelpemiddel for å oppnå et stabilt bitt med god funksjon og estetikk. AMCOP er delvis prefabrikkert apparatur for tidlig guiding av kjeve og tenner i deres vekst og utvikling. Ved slik tidlig kjeveortopedisk intervensjon vil behov for større kjeveortopedisk behandling reduseres.

AMCOP bioaktivatorer virker tredimensjonalt – de virker på kjeve, tenner, tunge og muskler i ansiktet. Det ideelle tidspunkt for slik behandling er ved blandingstannsett.

Elastodonti

AMCOP påskynder og fremmer rett vekst og utvikling av tenner og kjeve. Tannbuen vil justeres, tenner kommer i rett posisjon og okklusjonen blir riktig. Man kan ved denne behandlingen unngå eller minimalisere malokklusjoner.

Fordeler ved AMCOP

- ◆ Fremmer vekst mandibulært og maksillært
- ◆ Fremmer en korrekt formet tannbue
- ◆ Det oppnås et resultat som er stabilt over tid
- ◆ Reduserer behovet for ekstraksjoner
- ◆ Kan brukes på pasienter i vekstalder og voksne
- ◆ Kontrollene er raske og smertefrie


Ønsker du mer informasjon om AmCop? Her kan du lære mer i et gratis webinar tilgjengelig på YouTube:
www.youtube.com/watch?v=Yz_QVIUmmxI
Du kan også skanne denne koden:





FroggyMouth

// Orofacial myofunksjonell tillæring



Gjenopprett pust gjennom nesen

FroggyMouth korrigerer tungeposisjon og gjenoppretter pust gjennom nesen – brukes 15 minutter hver dag. FroggyMouth kan i løpet av bare noen uker endre atypisk svelging og framtvinge et bedre svelgemønster – den hjelper brukeren til å puste gjennom nesen. Dette oppnås ved å stimulere det ubevisste nervesystemet.

Hva er FroggyMouth?

FroggyMouth er det første anoetiske* myofunksjonelle orofasiale rehabiliteringsapparat. FroggyMouth tvinger leppene fra hverandre under svelging og hindrer på den måten sugende svelging. Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på. Dette gjøres ved nevrologisk rehabilitering av musklene i tungen og ansiktet. FroggyMouth er utviklet av Dr. Fellus ved Robert Debré Hospital i Paris. Den produseres i Frankrike, oppfyller kravene til ISO13485 og er CE- og FDA-sertifisert.

FroggyMouth brukes av både voksne og barn, 15 minutter hver dag, for å:

- ◆ Få tungen i rett posisjon
- ◆ Unngå munnpusting
- ◆ Oppnå stabilitet av kjeveortopedisk behandling

* Ubevisst (nevrologisk opplæring av musklene i tungen og ansiktet). Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på.

Ønsker du å lære mer om

FroggyMouth? Du finner både informasjon, brukerveiledninger, brosjyrer og videoer i hovedartikkelen på vår hjemmeside:
www.technomedics.no/froggy-mouth

Ønsker du å få svar på ofte stilte

spørsmål om FroggyMouth?
Sjekk ut vår **FAQ-seksjon** på
www.technomedics.no/froggy-mouth-faq

FZ1800	FroggyMouth – Small	784,-
FZ1801	FroggyMouth – Medium	784,-
FZ1802	FroggyMouth – Large	784,-

NYHET

NTI

// Til implantater




Titanbor til fjerning av implantatgjenger

Borene finnes i forskjellige former, som gjør det mulig å tilpasse dem til spesifikke arbeidsområder. I tillegg har du valg mellom to forskjellige bladdesign, en grov for fjerning av implantatets eksponerte gjenger og en finere for polering av overflaten. Det lange skaftet er tilpasset rødt vinkelstykke og gir deg godt innsyn i arbeidsområdet. Dette er også en fordel når du skal ned i dype gingivale lommer.

– 25 %

BPNH379-014FGXXL	H379-014 turbin/rødt vinkelstykke XXL, stk	tilbud 121,-	veil.161,-
BPNH379-023FGXXL	H379-023 turbin/rødt vinkelstykke XXL, stk	tilbud 121,-	veil.161,-
BPNH379UF-014FGXXL	H379UF-014 turbin/rødt vinkelstykke XXL, stk	tilbud 164,-	veil..219,-
BPNH379UF-023FGXXL	H379UF-023 turbin/rødt vinkelstykke XXL, stk	tilbud 164,-	veil. 219,-
BPNH48L-014FGXXL	H48L-014 turbin/rødt vinkelstykke XXL, stk	tilbud 121,-	veril 161,-
BPNH48LUF-014FGXXL	H48LUF-014 turbin/rødt vinkelstykke XXL, stk	tilbud 164,-	veil. 219,-



Biomaterialer fra OsteoBiol

// GBR & GTR



Inspired by nature

Naturlig benvev har en ideell komposisjon som bidrar til god vaskularisering og benregenerering. *Donorvev* blir svekket i fremstillingsprosessen blant annet av den såkalte «ceramization phase». Da ødelegges det naturlige kollagenet og den ideelle porøsiteten i benvevet. Men dette skjer ikke med OsteoBiol-produktene på grunn av den unike bioteknologien TecnoSS har utviklet.

Fordeler ved bruk av **GTO**:

- ◆ Ikke restgranuler – progressiv resorpsjon parallelt med nydannet vev
- ◆ Re-entry: 5 måneder
- ◆ Ønsket benvolum oppnås
- ◆ Enklere prosedyre: sticky-bone

Membraner

Lamina. Unik membran av 100 % kortikalt ben. Lamina vil gradvis resorberes parallelt med at det dannes nytt benvev. Spesielt godt egnet der hvor vi ønsker å beholde graft-volumet og ved horisontal bygging av ben.

Evolution. Består av kraftige kollagenfibre, tolags struktur, den er hydrofil og absorberer væske raskt. Kleber godt til underliggende vev.

Derma består av 100 % *dermis*, laget under overhuden. Et alternativ til bløtvevstransplantasjon der hvor det fremdeles er en viss grad av keratinisert bløtvev til stede. Membranen vil gradvis integreres med bløtvevet.

Priseksempler:

FL7721	Osteobiol GTO Bone Mix 0,5 cc	tilbud 1588,- veil. 1868,-
FL7765	Osteobiol Membran Lamina Soft 25x25x0,5 mm	tilbud 2548,- veil. 2998,-
FL7756	Osteobiol Membr. Evolution Dried/Std. 30x30x (0,4) mm	tilbud 1993,- veil. 2345,-
FL7785	Osteobiol Membran Derma Dried/Fine 25x25x (1,0) mm	tilbud 1598,- veil. 1880,-

MJK

// Kirurgiske skalpeller



BW001



BW002



BW003



BW004



Skalpellskaft 11 cm stål



Skalpellskaft 14 cm stål

Svensk kvalitetsstål

MJK-instrumentene kan med sitt unike design brukes ved alle typer kirurgi der tilgjengelighet og presisjon er viktig. Skalpellene er laget av svensk kvalitetsstål fra Sandvik Bioline. Passer i skaft til mikroskalpeller og/eller -speil.

- ◆ Økt tilgjengelighet
- ◆ Maksimal presisjon
- ◆ Perfekt vinkling

Skalpellskaft

Runde, med ru overflate, for maksimal følelse og kontroll. Leveres i to lengder, 14 cm og 11 cm.

SK1702	Skaft 11 cm stål	845,-
SK1703	Skaft 14 cm stål	845,-
SK3620	BW001, 10 stk	709,-
SK3621	BW002, 10 stk	709,-
SK3622	BW003, 10 stk	709,-
SK3623	BW004, 10 stk	709,-

Pakkepris på skaft og valgfri pakke skalpeller

1290,-

Aesculap

// Ekstraksjon



Lukserende hebler

ExtraLux har slanke, skarpe arbeidsdeler beregnet på å kutte rothinnefibre. Når det er gjort, løsnes tannen med forsiktige sideveis bevegelser. Det spesielle stålet som brukes i disse instrumentene, gjør dem ekstremt holdbare.

Tenger

Disse kvalitetstengene må du prøve. De fleste har en gripeflate der det er frest ut både vertikale og horisontale riller. Dermed får du et grep som kan sammenlignes med diamantbelegg, men som vil være mer holdbart.

Lukserende hebler

EL1552	ExtraLux 2 mm rett	tilbud 995,-	veil. 1291,-
EL1553	ExtraLux 3 mm rett	tilbud 995,-	veil. 1291,-
EL1555	ExtraLux 4 mm rett	tilbud 995,-	veil. 1291,-
EL1563	ExtraLux 3 mm buet	tilbud 995,-	veil. 1291,-
EL1565	ExtraLux 4 mm buet	tilbud 995,-	veil. 1291,-

Ekstraksjonstenger

TO1000	Ekstraksjonstang Fig. 2 OK front, hjørnetann	tilbud 1490,-	veil. 1989,-
TO4000	Ekstraksjonstang Fig. 7 OK premolar	tilbud 1490,-	veil. 1989,-
TU3010	Ekstraksjonstang Fig. 13 UK front, hjørnetann	tilbud 1490,-	veil. 1989,-
TU6000	Ekstraksjonstang Fig. 22 UK molar	tilbud 1490,-	veil. 1989,-

For større utvalg se vår nettside: technomedics.no

Hu-Friedy

// Slanke lukserende hebler

Tilbud:
– 20 %



Slim Black Line


Instrumenter med slanke og skarpe arbeidsdeler for å kutte rothinnfibre. De har en slankere design sammenlignet med standard elevator fra Hu-Friedy. 13 % tynnere for 2 mm og 20 % tynnere for 3 mm.

EL1150	Lukseringsinstrument Slim Black Line, 2mm rett	tilbud 1597,-	veil. 1996,-
EL1160	Lukseringsinstrument Slim Black Line, 2mm buet	tilbud 1597,-	veil. 1996,-
EL1152	Lukseringsinstrument Slim Black Line, 3mm rett	tilbud 1597,-	veil. 1996,-
EL1162	Lukseringsinstrument Slim Black Line, 3mm buet	tilbud 1597,-	veil. 1996,-

Supramid

// Kvalitetssutur fra B.Braun

Tilbud:
– 20 %



Supramid – klassikeren

Dette er en velkjent klassiker fra B.Braun som har vært på markedet i mange år. Den er produsert med en flettet kerne (multifilamentær) som er omsluttet av en glatt coating. Mange kirurgers standardvalg.

FL6828	Supramid black DS19 4/0 3/8 cirk, 45 cm, 36 stk.	tilbud 1485,-	veil. 1856,-
FL6849	Supramid black GR19 4/0 rett, 45 cm, 36 stk.	tilbud 1663,-	veil. 2079,-
FL6820	Supramid black DS12 5/0 3/8 cirk, 45 cm, 36 stk.	tilbud 1772,-	veil. 2215,-

Cytoplast PTFE

// «Gore-Tex» sutur

Tilbud:
– 15 %



Den myke monofilamentære suturen

«Gore-Tex» suturen Cytoplast gir minimale vevsreaksjoner. Suturen er myk og gir minimalt med irritasjon forårsaket av knuter. Den har heller ikke noe «minne» og er lett å knyte. Alle Cytoplast-suturene kommer nå med en forbedret nål som er både sterkere og skarpere. Dette gir mindre risiko for at nålen skal bøye seg, og du trenger mindre kraft for å penetrere bløtvevet.

FH5810	Cytoplast PTFE 19 mm 3/8 cirk, 3/0 45 cm	tilbud 1990,-	veil. 2385,-
FH5820	Cytoplast PTFE 16 mm 3/8 cirk, 4/0 45 cm	tilbud 1990,-	veil. 2385,-
FH5840	Cytoplast PTFE 13 mm 1/2 cirk, 4-0 45 cm	tilbud 2242,-	veil. 2637,-

Calaject

// Datastyrt anestesi



Pasientens førstevalg

Ett instrument til alle typer lokalbedøvelser – Calaject har program for intraligamentær-, infiltrasjons- og ledning/blokk-bedøvelse.

- ◆ Brukes med standard kapyler og kanyler
- ◆ Enkelt å betjene: Touch-screen på kontrollenheten. Automatisk sikkerhetsstopp hvis mottrykket i vevet blir for stort
- ◆ Håndstykket: Grasilt og med visuell kontakt med kapylen under hele injeksjonen
- ◆ Automatisk aspirasjonsfunksjon når fotkontrollen deaktiveres

Økonomitips

Har du lyst på et lønnsomt økonomitips? Regn ut kostnadene du har på engangsutstyr til datastyrt anestesi i løpet av et år. Da vil du høyst sannsynlig komme frem til at dette beløpet er høyere enn prisen på en splitter ny Calaject. De neste årene kan du da spare deg for alle engangskostnadene. Samtidig sparer du miljøet for mye plastavfall.

FO6020 Calaject komplett

tilbud 39 900,- veil. 48 125,-

Aspiject og Paroject

// Rønvig-kvalitet



Aspiject – passiv aspirasjon

- ◆ Ergonomisk og enkelt design
- ◆ Optimal taktilitet for god kontroll
- ◆ Fem års garanti på materialer og konstruksjon




Paroject – rothinne-anestesi

- ◆ Smertefri (korrekt utført)
- ◆ Ingen risiko for å skade blodkar eller nerver
- ◆ Redusert risiko for systemiske, toksiske og allergiske bivirkninger
- ◆ Fem års garanti på materialer og konstruksjon

AS1201 Aspiject
AS5000 Paroject

tilbud 1456,- veil. 1820,-
tilbud 3996,- veil. 4995,-



Sculptoss shell

// Individualiserte keramiske membraner



Individualiserte 3D-membraner

Sculptoss shell er individualiserte keramiske membraner for benregenerering. Det svenske firmaet MedCer designer og fremstiller membraner basert på 3D-modeller av pasientens kjeve.

De keramiske membranene sikrer stabilitet og uforstyrret tilheling – gode forhold for benregenerering. Det polerte og vevsvennlige keramiske materialet sørger for fantastisk bløtvevstilheling. Sculptoss shell har vært brukt i Sverige sammen med GTO i fem år med overbevisende resultater.

- ◆ Design etter ønsket benvolum
- ◆ Oppnå ønsket benvolum
- ◆ Fantastisk bløtvevstilheling
- ◆ Reduser operasjonstid
- ◆ Enkel å fjerne

Arbeidsgang

CT-data av pasientens benstruktur sendes digitalt til MedCer sammen med beskrivelse av ønsket benvolum. Ut ifra denne informasjonen sender MedCer et design-forslag til kirurgen/tannlegen. Justeringer drøftes om ønskelig, og ved godkjenning blir membranen satt i produksjon. Membranen fikseres med skruer.

MedCer har dyktige medarbeidere med lang erfaring innen maxillofacial kirurgi, CAD design og material- og produksjonsprosesser. All kommunikasjon foregår direkte mellom tannlege/kirurg og MedCer. Technomedics er MedCers agent i Norge.

Nettsiden til MedCer:
<https://medcer.se>



Nic Tone

// Kofferdam som ikke revner



Nic Tone – kofferdam som ikke revner

Nic Tone kofferdam kan strekkes 800 % uten å revne. Det er en av grunnene til at Nic Tone kofferdam blir anbefalt av spesialister verden over.

Nic Tone er kofferdam av høyeste kvalitet. Selv med flere hull i duken vil man kunne strekke den 800 % uten at den ødelegges. Unngå frustrasjonen ved kofferdam som ryker!

Nic Tone kofferdam:

- ◆ For isolasjon av enkelttenner eller hele tannbuer
- ◆ God evne til å holde gingiva borte
- ◆ Høykvalitets lateks og lavt pulverinnhold
- ◆ Svart farge: ideell for intraorale foto

Tykkelse: 0,2 mm (medium). Ingen gjennomskinn.

Størrelse: 15 x 15 cm. 36 duker i en pakke.

Farge: Sort eller blå.

FH5170 Kofferdam Nic Tone, sort
FH5172 Kofferdam Nic Tone, blå

tilbud 325,-
tilbud 325,-

veil. 411,-
veil. 411,-

Laschal

// Fleksibelt fjærstål



Sutursaks

Egner seg godt til å klippe suturer som sitter dypt i opphovnet vev. Det underliggende vevet skades ikke – takket være den fint avrundede spissen på saksen.

Filholder 90°

Denne filholderen er fantastisk til lokalisering av kanalinnganger. Ideell for bruk sammen med mikroskop eller lupebriller, hvor fingre lett hindrer eller begrenser innsyn.

SA4200 Laschal sutursaks micropoint
ET1011 Laschal filholder 90 grader

tilbud 3490,-
tilbud 3290,-

veil. 4126,-
veil. 4164,-

VisionButler

// Lippe- og kinnholder

Grønt tilbud:

1850,—



Bærekraft og kostnadsbesparelse

VisionButler kan autoklaveres opptil tusen ganger. Det gjør at den koster en brøkdel av tilsvarende engangsutstyr pr. behandling. Du sparer både penger og miljøet!

I tillegg til at VisionButler gir en viss beskyttelse av leppe og kinn, vil den også gi bedre tilgjengelighet under kliniske prosedyrer som bleking, skanning og estetiske oppbygninger anteriort. Den er behagelig for pasienten, og den sorte fargen gir god kontrast ved fotografering.

RT9110 VisionButler Medium

tilbud 1850,—

veil. 2168,—

LaminateButler

// Organisering og orden

NYHET



Ha full kontroll på de små komponentene

En del behandlinger innebærer at tannlege og assistent må holde styr på mange små elementer og komponenter. Implantater, fasetter (og fargeutvelgelse av disse), kroner og broer med tilbehør er eksempler på dette.

LaminateButler er en genial, ny løsning som vil forenkle hverdagen for både tannlege og assistent. Den er autoklaverbar og har et praktisk beskyttelseslokk.

Bildet til venstre bør gi en idé om hvor praktisk denne er, med rom til hver tann i buen, og ekstra rom i midten til ekstra tilbehør. Svart kontrastfarge gjør den anvendelig til fargeutvelgelse. Og siden den kan autoklaveres med lokk, kan alt gjøres klart og holdes sterilt i god tid før en behandling.

OO3940 LaminateButler organizer m/lokk

1190,—



NeedleOff

// Maskinell kanylefjerning



Har du et tilfredsstillende system?

Nå kan du på en smidig og trygg måte fjerne og oppbevare kontaminerte anestesikanyler:

- ◆ Etthåndsgrep
- ◆ Maskinelt
- ◆ Forsvarlig

Helse, miljø og sikkerhet

NeedleOff gjør klinikken tryggere for alle uten å komplisere rutineene eller forsinke teamet. Den er batteridrevet og står stødig på bordet.

- ◆ Intuitiv og meget brukervennlig
- ◆ Kompatibel med alle rette gjengede anestesiprøyter og kanyler

Ny prosedyre: Apparatet som oppfyller direktivets intensjon!

Etter siste injeksjon setter du kanylen ned i apparatet mens du holder sprøyten. NeedleOff griper tak i kanylen, og en liten, batteridrevet motor skrur automatisk kanylen av sprøyten. Kanylen faller ned i den integrerte Sharptaineren, en boks som har plass til 400 kanyler. Displayet gir instruksjoner til brukeren og viser antall kanyler som er i Sharptaineren. Når Sharptaineren er full og du fjerner den fra NeedleOff, lukkes den automatisk. Du plasserer da en ny Sharptainer i NeedleOff-maskinen.

Se video:



Tilbud:

– 25 %

FO3300 NeedleOff Starter kit (inkl. 2 stk. Sharptainer)
FO3310 Sharptainer 4 pk

tilbud 7950,- veil. 10 600,-
1591,-



LABRIDA
PERI-IMPLANT INNOVATIONS

GJØR SOM OVER 500 ANDRE!



Labrida BioClean®

// Implantat- og periobehandling



Gjør som over 500 andre!

Labrida BioClean befester sin posisjon i både implantat- og periobehandling. Nå har flere enn 500 behandlere i Norge kjøpt børsten, og tilbakemeldingene er svært positive. Uansett om du bruker børsten fra før eller ikke – benytt deg av vårt gode Nordental-tilbud!

Er du usikker? Les gjerne kliniske studier, og ta kontakt for demo.

Les mer på
technomedics.no/labrida-bioclean:



Børste med spesielle egenskaper

Labrida har en bust av kitosan som har betennelsesdempende egenskaper og er bakteriostatisk. De bioresorberbare børstefibrene er skånsomme mot bløtvevet, og eventuelle fragment fra børsten vil resorberes i løpet av få timer. Man kommer til under kroner, ned i dype lommer og på andre vanskelig tilgjengelige steder uten å skade protetik, implantater eller bløtvev. Børstene brukes i oscillerende vinkelstykker.

Brukeruttalelse;

«Jeg har brukt Labrida Bioclean i mange år, og er svært fornøyd. Børsten er enkel å bruke og er et veldig godt supplement til ordinære perio-instrumenter. Sammen gir dette utrolig gode kliniske resultater.»

Odd Bjørn Lutnæs – spesialist i periodonti

Vinkelstykke:

– 50 %

Børster:

– 20 %

FJ6701	Labrida BioClean børste 5 stk
46921	Vinkelstykke oscillerendeTEQ-Y EX-serien (hode)
46919	Vinkelstykke 10:1 EX-serie u/hode

tilbud 1572,-	veil. 1965,-
	veil. 3856,-
komplett 4960,-	veil. 6063,-




Ergonomi & komfort

// For deg og dine pasienter

Nakkepute



Child Booster



Lumbar

Happy pasienter!

Dette er ikke bare puter. Det unike skummet i putene, gir optimal støtte der kroppen vår trenger støtte. Det gir en fantastisk komfort for pasienten og gir deg bedre tilgang til arbeidsfeltet.

Nakkeputen: støtter bakhodet, nakke og øvre del av ryggen – pasientene får slappet godt av og puster dypere. Det unike designet og den støtten puten gir, gjør at pasientens nakke strekkes helt bakover uten ubehag, og det blir enkelt for pasienten å gape høyt. Du får bedre innsyn og tilgjengelighet til arbeidsfeltet, noe som gjør at du kan ha en mer ergonomisk riktig og avslappet arbeidsposisjon.

Child Booster: Endelig kan barn, også små barn, bli optimalt plassert i tannlegestolen. Child Booster kan brukes i to ulike høyder, slik at den passer barn i alle aldre. Den er sklisikker og kan desinfiseres med alkoholholdige midler.

Lumbar: Gir god komfort og bidrar ofte til umiddelbar lindring ved smerteproblemer i nedre del av ryggen.

FZ2560	HAPPYNECKS Child Booster Seat (mørk grå)	tilbud 6490,-	veil. 7642,-
FZ2541	HAPPYNECKS LUMBAR (korsryggstøtte) (mørk grå)	tilbud 2576,-	veil. 3031,-
FZ2500	HAPPYNECKS BLACK (sort)	tilbud 2390,-	veil. 2846,-

Enamel plus HRi

// Estetisk og sterk kompositt



Usynlig marginalkant

Enamel plus HRi er komposittet som er både slitesterkt til posteriore fyllinger, og som gir flott estetisk resultat anteriort.

- ◆ Slitesterkt kompositt til alle fyllinger, posterior og anterior
- ◆ Forenklet teknikk – bedre resultat med færre farger
- ◆ Usynlig marginalkant – HRi har samme lysbrytningsvinkel som emalje

FB2752	Enamel plus HRi universal dentin 2 (UD2) kapsler	1430,-
FB2753	Enamel plus HRi universal dentin 3 (UD3) kapsler	1430,-
FB2742	Enamel plus HRi universal emalje 2 (UE2) kapsler for voksne	2086,-

Pakketilbud: Kjøp alle tre til 25 % rabatt: **tilbud 3710,-** veil. 4946,-
Finnes også i sprøyter.

QuietOn2

// Aktiv støydemping



Beskytt hørselen din

QuietOn2 er små, hørselbeskyttende ørepropper som reduserer støynivået, samtidig som de gjør det mulig for deg å kunne føre en normal samtale.

Reduserer støynivå med opptil 40 dB

QuietOn2 gir betraktelig redusert støy fra turbiner, vakuumsug, ultralydscalere, hånd- og vinkelstykker, som over tid kan skade hørselen din.

Et viktig HMS-tiltak for alle på tannklinikken

FO3235	QuietOn 2 Aktiv støydemping	tilbud 2690,-	veil. 3535,-
--------	-----------------------------	----------------------	--------------

Pola day/night

// Hjemmebleking



Hjemmebleking – enkel i bruk

pH-nøytral og fluoravgivende hjemmebleking i elegant forpakning.

- ◆ Høyt vanninnhold – motvirker sensitivitet
- ◆ Frisk spearmint-smak – brukes fra kun 30 minutter pr. dag

Pola Day: 3 % og 6 % hydrogenperoksid.

Pola Night: 10 % og 16 % karbamidperoksid.

FI1167	Pola Day, 3 % hydrogenperoksid, 50 x 1, 3 g	tilbud 3171,-	veil. 4530,-
FI1166	Pola Day, 6 % hydrogenperoksid, 50 x 1, 3 g	tilbud 3171,-	veil. 4530,-
FI1177	Pola Night, 10 % karbamidperoksid, 50 x 1, 3 g	tilbud 3171,-	veil. 4530,-
FI1176	Pola Night, 16 % karbamidperoksid, 50 x 1, 3 g	tilbud 3171,-	veil. 4530,-

Riva Star Aqua

// Sølvfluorid



Riva Star Aqua – 5 Star Award i Dental Advisor

Riva Star Aqua er et vannbasert sølvfluorid-materiale (AgF), et anti-karies middel, til å arrestere karieslesjoner og behandle hypersensibiliteter.

- ◆ Ingen dårlig smak eller lukt av ammoniakk/metall
- ◆ Det er ikke behov for å beskytte bløtvev med kofferdam
- ◆ Ingen bløtvevsirritasjon
- ◆ Minimal risiko for misfarging av tannsubstans

FH6097	Riva Star Aqua kit (kapsler – 10 behandlinger)	tilbud 1759,-	veil. 2073,-
FH6098	Riva Star Aqua (flasker – ca. 30 behandlinger)	tilbud 1986,-	veil. 2482,-

Digitest III

// Pulpatester



Nøyaktig og skånsom pulpatester

Med Digitest III kan du teste en tanns vitalitet nøyaktig og skånsomt. Enhetens mikroprosessor sender ut en serie skånsomme pulser, som automatisk øker i styrke.

- ◆ Leveres med 4 prober (anteriort og posteriort, samt to for å gå under kronekanten)
- ◆ Enkel betjening med én knapp, stort digitalt display
- ◆ Standard 9 volts batteri (følger med)
- ◆ Fem års garanti

FH7125	Digitest III komplett	tilbud 7622,-	veil. 9527,-
--------	-----------------------	---------------	--------------

Glove'n Care

// Håndkrem



Engangshansker gir ofte tørre hender. Prøv Glove'n Care håndkrem!

- ◆ Inneholder lindrende salter og mineraler fra Dødehavet
- ◆ Metter huden spesielt godt
- ◆ Hjelper hudens evne til å ta opp og holde på fuktighet
- ◆ Velg mellom tube og pumpekanne

FJ6100	Håndkrem Glove'n Care 6 x 100 ml tuber	tilbud 1267,-	veil. 1408,-
FJ6105	Håndkrem Glove'n Care 4 x 250 ml pumpekanner	tilbud 2390,-	veil. 2701,-

Dento-prep

// Sandblåser



Optimal bindingsstyrke


Brukes for å skape mikromekanisk overflate-ruhet på porselen, kompositt og metalloverflater. Gir vesentlig bedre bindingsstyrke ved sementering.

- ◆ Ideell både for intraoral og ekstraoral bruk
- ◆ Hodet kan roteres 360 grader for god tilgjengelighet intraoralt
- ◆ Enkel fingerbetjening med ventilknapp
- ◆ Direkte Quick-kobling til turbinen

FO2100	Dento-prep, sandblåser	tilbud 3990,-	veil. 4824,-
FO2120	Aluminiumsoksid 50 µ, 900 g	tilbud 570,-	veil. 670,-
FO2103	Quick-kobling W&H	tilbud 1390,-	veil. 1703,-
FO2104	Quick-kobling Kavo	tilbud 1390,-	veil. 1703,-


Tri Hawk

// Hardmetallbor



Hardmetallbor på rull

- ◆ Kutter alle typer metaller og emalje
- ◆ Kutter like godt vertikalt som horisontalt
- ◆ Boret har seks skjærende blader og kutter derfor jevnere og mer effektivt enn andre bor
- ◆ Boret transporterer ut materialet det kutter i



BHT137-012FG	Tri Hawk Talon 12, 100 stk	tilbud 4565,-	veil. 5706,-
--------------	----------------------------	---------------	--------------

Zirkoniakutter


// Tri Hawk diamantbor



Effektiv zirkoniakutter

- ◆ Diamantbelegg laget av 100 % naturlig diamant
- ◆ Ekstra grove diamantpartikler og særdeles sterk bonding
- ◆ Kutter meget effektivt uten å bli slitt etter kort tid

BDT198S-018XC	Diamantbor for zirkonia, 25 stk	tilbud 998,-	veil. 1408,-
BDT198-018XC	Diamantbor for zirkonia, 100 stk	tilbud 3763,-	veil. 4703,-



Effektiv instrumentering av rotkanalen

// Bli med på endokurs med endospesialist Erik Giving!



Vi har gleden av å invitere deg til en oppdatering av grunnleggende endobehandling. Erik Giving deler sine erfaringer og gir tips for å oppnå rett arbeidslengde, glidebane, apikal størrelse, oblittererte kanaler og mye mer. Test nye filsystemer og andre gode arbeidsverktøy.

Kurset arrangeres 16. november i Oslo og 11. januar i Fredrikstad.



TECHNOMEDICS

Bestill på: Tlf.: 69 88 79 20
www.technomedics.no

Ring inn din bestilling på 69 88 79 20, eller bestill i vår nettbutikk www.technomedics.no
Alle priser pr. 10. oktober med forbehold om prisendring og trykkfeil. Tilbudene gjelder t.o.m. 12. november 2023.

