



TECHNOMEDICS



FEBRUAR
2024



IVENEER®

INJECTABLE MATRIX SYSTEM



INSERT



INJECT



DONE

Ivener

// Komposittfasetter

WEBINAR - 14. mars

«Komposittfasetter – enkelt med injeksjonsmatrisesytemet Ivener»

Kursholder: Dr. Itay Mishaeloff
Oppfinneren av Ivener. Mishaeloff ble uteksaminert som tannlege i 2003.

MELD DEG PÅ HER:



Les mer om Ivener her:
technomedics.no/ivener

Nyhet: 'Injection molding veneers' - spar tid og penger

Ivener har en unik anatomisk fasong som gjør at du enkelt kan lage vakre **komposittfasetter** med rett form og fasong på få minutter. Med dagens gode flow komposittmaterialer kan dette være et godt alternativ til mer kostbare løsninger.

Å skape gode, estetiske fasader anteriort kan være tidkrevende og utfordrende, blant annet ved kompliserte teknikker. Mange velger skallfasetter, men de kan ofte bli kostbare for pasienten. Derfor er Ivener utviklet og designet for å hjelpe tannleger til å bygge slike kvalitetsrestorasjoner raskt, enkelt og økonomisk lønnsomt. Matrisene har et optimalt anatomisk design lik tenneses naturlige fasong og form. Du får korrekt cervikal linje og interproksimal tilpassing, den er enkel å tilpasse den enkelte tann og trenger lite etterjustering.

Misfargede fasader kan lett få ny og forbedret estetikk. En rask læringskurve gjør at dette er både tids- og ressursbesparende.

Bli med på gratis webinar og se hvor enkelt det kan gjøres!

«Komposittfasetter – enkelt med injeksjonsmatrisesytemet Ivener»

- ◆ Indikasjoner for direkte komposittfasetter
- ◆ Evolusjon innen flowmaterialer muliggjør teknikken. Hvordan velge materiale for ulike case'er?
- ◆ Ivener – step by step
- ◆ Lukking av diastema og justering av tap tenner, tips og triks

Kursholder: Dr. Itay Mishaeloff - Oppfinneren av Ivener.

Han har stor fokus på estetisk tannbehandling i sin private klinikk. Hans fokus på bonding og flowkompositter førte til oppfinnelsen Ivener. Itay har mye erfaring med direkte komposittfasetter og har utviklet en måte å gjøre dette raskt og forutsigbart på. Bli med og se hvordan det gjøres og lær av hans erfaring.

FC4505	Ivener Starter set, 12 stk	tilbud 990,-	veil. 1316,-
FC4502	Ivener Intro-kit, str. S/M, 64 stk.	tilbud 4680,-	veil. 5542,-
FC4503	Ivener Intro-kit, str. M/L, 64 stk.	tilbud 4680,-	veil. 5542,-
FB4251	G-ænial Universal Injectable A2, 1,7G		veil. 709,-



NYHET!



Zaparay®

// Desinfisering med UVC LED-lys



Hva gjør du med utstyr som ikke går i autoklaven?

Med Zaparay Ray-One kan du ved hjelp av UVC-lys desinfisere raskt og trygt. UVC-lys deaktiverer DNA og RNA til mikroorganismer som bakterier, sopp og virus og ødelegger dem. Hver syklus gir $>100\text{mJ}/\text{cm}^2$, som dreper 99,9999 % av virus og bakterier. Dette er ikke noe nytt i seg selv, men nå kan du få din egen «skuff» for desinfisering, basert på en ny og bærekraftig teknologi med LED-lys. Dette er allerede i bruk på sykehus, tannklinikker og lab'er.

High-level desinfisering

Det er mange gjenstander på en klinikk eller på en lab som burde steriliseres, men som ikke kan autoklaveres. Alternativet blir ofte en spritklut eller et desinfiseringsbad, men dette kan være en både tidkrevende og dyr prosess som man kanskje heller ikke helt har kontroll på effektiviteten av.

Hva kan desinfiseres med Zaparay

Med Zaparay kan du trygt (99,9999 %) og raskt (5 min) desinfisere mye av det du vanligvis ikke kan desinfisere, f.eks.:

- ◆ Dentale avtrykk, lupebriller, herdelamper, endomotorer, apekslokatorer, ledninger, guttaperka-brennere, skannerhoder etc.

Bærekraftig

Zaparay gir deg rask og trygg desinfisering på 5 minutter. Den bruker ikke varme, vann, kjemikalier eller kvikksølv damp – den bruker LED-lys! Zaparay bruker ca. 5 W pr. syklus (pris ca. 1 øre) og er helt lydløs.

Trygg

Zaparay er sertifisert etter EN 61000-6-3 Emission, EN 61000-6-1 Immunity og EN 61010-1:2010 +A1:2019


Tilbud:

59 900,-

Leasing 1865,- pr. md.

FO7000 Zaparay Ray-One UVC LED desinfeksjon

intropris 59 900,- veil. 66 198,-



Erfaring:

«Race EVO er for meg det beste av de maskinelle instrument-systemene jeg har benyttet. Det gir et forutsigbart resultat også ved ekstremt bøyde kanaler, har minimal frakturrisiko, og taper 04 påfører røttene et begrenset substans tap i kanalenes midtre og cervikale tredjedeler.»

Johan Ulstad, endodontist



Foto: Johan Ulstad. Race EVO, TotalFill sealer/point

Race EVO

// Roterende **evolusjon**



Race Evolusjon

Race EVO tar roterende endodonti et langt skritt videre.

Filene er imponerende fleksible og motstandsdyktige mot brekkasje – langt bedre enn noe annet roterende Ni-Ti-system.

Dette er noen av forbedringene:

- ◆ EVO er 40 % mer *fleksibel*
- ◆ EVO har 4–5 ganger mer *motstand* mot deformasjon og brekkasje
- ◆ EVO har 50 % bedre *kutteevne*
- ◆ Dentintransport: Har aldri vært bedre
- ◆ Anti-skrueffekt: Skrur seg ikke inn i kanalen
- ◆ EVO kan *prekontureres* for lettere tilgjengelighet!

Race EVO er en markant videreutvikling av de velkjente og verdsette Race-filene. Med EVO har du en unik taktill *kontroll*, risikoen for fraktur er ekstremt liten og utrensningen har aldri vært *raskere*. Samtidig blir rotkanal-anatomien bevart som følge av det innovative designet.

Race EVO har en enkel basisprotokoll med bare tre instrumenter: 15/.04 (glide path), 25/.04 og 30/.04. Kan brukes i åtte kanaler.

Finnes i 21, 25 og 31 mm.

FH8321	Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm	tilbud: 540,-	veil. 630,-
FH8356	Race EVO 40/04 – 25 mm, 6 stk	tilbud: 1080,-	veil. 1260,-
FH8361	Race EVO 50/04 – 25 mm, 6 stk	tilbud: 1080,-	veil. 1260,-


R-Motion®



CHOOSE YOUR IDEAL ONE

R-motion

// Trygg. Enkel. Minimal invasiv.



Framtidens resiprokerende – i dag

Med R-Motion har FKG utviklet en spesiell design, legering og produksjonsprosess som muliggjør effektive filer med vesentlig lavere taper. For deg som allerede bruker resiprokerende filer, betyr det den samme, enkle framgangsmåten som før, den samme motoren, men nå med disse fordelene:

- ◆ Vesentlig lavere taper (.04) og derfor minimal invasiv
- ◆ Opptil 3,3 ganger mer fleksibel enn andre resiprokerende systemer
- ◆ Sikrere mot fraktur
- ◆ En-fil-system – vi anbefaler 30/.04 som standard instrument
- ◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanalen

Unike filer

- ◆ Hovedfilen 30/.04 er unik. Ingen andre har tilsvarende
- ◆ R-motion Glider (15/.03v) og Glider C (15/.03 – noe stivere for kalsifiserte kanaler)
- ◆ R-motion 20/.04 – for trange kanaler

Med R-motion tar du ikke mer dentin enn nødvendig. Filen er ekstremt effektiv og «smooth» og har større fleksibilitet og motstand mot materialtretthet enn de eldre merkene. Du kan også bruke standard .04 guttaperka.

Ny,
forbedret
spiss

FH8651	R-Motion 30 blå (30/.04), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 846,-
FH8641	R-Motion Glider (15/.03v), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 846,-
FH8643	R-Motion Glider C (15/.03v), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 846,-
FH8644	R-Motion 20 gul (20/.04), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 846,-
FH8656	R-Motion 40 sort (40/.04), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 846,-
FH8661	R-Motion 50 gul (50/.04), 25 mm	tilbud 698,-	veil. 846,-

Finnes i 21, 25 og 31 mm.

XP-endo Rise Shaper

// En enda bedre Shaper



Raskere, mer forutsigbar

Den nye utgaven av XP-endo Shaper – Rise Shaper – renser kanalen raskere og med større forutsigbarhet. Med Rise Shaper tilpasser du ikke kanalen etter instrumentet (standardisert utrensning) – Rise Shaper tilpasser seg kanalen og renser ut i 3D (anatomisk/adaptiv utrensning).

Hva er nytt?

Kraftigere, raskere. Når XP-endo Rise Shaper blir varm og får «slangefasongen» sin, gjør den det nå med *større kraft* enn før. Størrelsen er den samme, men den virker med større horisontale krefter, slik at utrensningen går *raskere*. Etter at du har kommet til arbeidslengde, har tidligere anbefaling for Shaper vært å føre instrumentet rolig opp og ned 15 ganger for å oppnå en kanal som er minimum 30/.04. Med Rise Shaper trenger du bare å gå 8 ganger opp og ned for å oppnå det samme. Kan nå brukes inntil 8 kanaler.

Mer forutsigbar

Når du når arbeidslengden med Rise Shaper, vet du at den apikale boksen er minimum størrelse 30. Større boks oppnås ved å la instrumentet virke litt lenger.

FH8435 XP-endo Rise Shaper, 25 mm, 6 stk.

tilbud 1998,-

veil. 2390,-


FH8425 XP-Endo Rise Sequence, 25 mm (Glider+Rise Shaper x 3)

tilbud 1660,-

veil. 1949,-

Finisher

// Avsluttende fil for alle systemer



Finisher gir deg virkelig 3D-rensing av kanalen. Takket være sine unike egenskaper er Finisher i stand til å behandle rotkanaler med kompleks morfologi – fra de trangeste til de videste, fra de rette til de med kraftig kurvatur. Finisher finnes i to utgaver:

Finisher (25/.00). Brukes sammen med irrigasjonsvæske som avsluttende fil etter utrensning. Renser grundig og avvirker ikke dentin. Spesielt i buede kanaler virker Finisher bedre enn ultralyd.

Finisher R (30/.00). For revisjon. Litt større og noe stivere enn den vanlige Finisher og fjerner derfor rotfyllingsmaterialer og sealere bedre, spesielt i buede og ovale kanaler. Avvirker ikke dentin.

Finisher bør være avsluttende fil uansett hvilket system du bruker, roterende eller resiprokerende.

FH8440 Finisher 25/.00 - 25 mm 3 stk.

1233,-

FH8445 Finisher R 30/.00 - 25 mm 3 stk.

1233,-

TOTALFILL®

- Unikt produkt, patentert
- 15 års klinisk erfaring
- 150 studier
- 50 millioner kanaler



TotalFill®

// Unik sealer og RRM



Er TotalFill unik?

Ja, TotalFill er unik.

Det finnes flere biokeramiske sealere på markedet, men ingen som TotalFill. Det er kvalitetsforskjeller på sealere. Og kvalitet er viktig i endodontien.

I TotalFill brukes ingredienser av *høyeste kvalitet* for å framstille en sealer eller et rotreparasjonsmateriale (RRM) som er optimalisert.

- ◆ TotalFill er patentert – den kan derfor ikke kopieres
- ◆ TotalFill er 100 % keramisk (i motsetning til de fleste andre)
- ◆ TotalFill sealer holder en høy pH mer enn dobbelt så lenge som andre sealere (pH > 11,7 etter 28 dager)
- ◆ TotalFill har egne GP-points som er biokeramisk coated, slik at det også blir en kjemisk binding til pointen
- ◆ Med TotalFill har vi nå 15 års klinisk erfaring – det gir trygghet
- ◆ Vi kan vise til over 150 studier
- ◆ TotalFill er brukt i mer enn 50 millioner kanaler

TotalFill har også andre egenskaper som gjør den til den foretrukne sealeren for spesialister og tannleger verden over:

- ◆ TotalFill er hydrofil – fuktighet initierer herdeprosessen
- ◆ TotalFill har *høy røntgenkontrast*
- ◆ TotalFill danner hydroksylapatitt ved herding
- ◆ TotalFill *krymper ikke* ved herding

FH4510	TotalFill BC Sealer, 2 g sprøyte m/15 appl.spisser
FH4506	TotalFill RRM Fast Set Putty, 0,3 g
FH4500	TotalFill RRM putty, 2,5 g
FH4505	TotalFill RRM sprøyte, 1 g

tilbud 2495,-	veil. 2828,-
tilbud 2150,-	veil. 2389,-
tilbud 5990,-	veil. 6743,-
tilbud 3267,-	veil. 3630,-

Fitlock

// Skruer for membranfiksering



Selvgjengende titanskruer

Fitlock er mikroskruer som er spesielt designet for å fikse kraftige membraner, som f.eks. Lamina (membran av kortikalt ben). Fitlock sikrer godt grep på alle typer ben. Hodet på skruen er spesielt tilpasset den stjerne-skrutrekkeren som følger med. Skruene er laget av grad 5 titan og tåler derfor stor belastning ved innsetting.

- ◆ Enkel og effektiv innskruing på D3- og D4-ben
- ◆ Perfekt fiksering av benet grunnet ideell taper og ideelle gjenger på skrue
- ◆ Kun én størrelse, 4 mm lang
- ◆ Selvgjengende design

ME2020 Fitlock fikseringskit
ME2025 Fitlock skrue 4 mm

tilbud 7900,- veil. 9256,-

Pinject

// Pins for membranfiksering



Ved fiksering av kollagenmembraner er det ikke nødvendig å bruke skruer. Pins eller stifter er mindre invasivt og enklere på mange måter.

Pinject er en pistol for automatisk plassering av pins. Ved å bruke Pinject kan du fikse membraner på en meget enkel og rask måte. Du lader pistolen i et lite magasin og trykker på avtrekkeren når pistolløpet er korrekt plassert på kjevekammen. Pins'en skytes da inn i membranet og fester den til kammen.

- ◆ Enkel og rask plassering av pins
- ◆ Unngå å miste stifter i munnen på pasienten

ME2040 Pinject pistol pins fix system
ME2045 Pinject pins boks 12 stk

tilbud 11 490,- veil. 13 521,-
veil. 4060,-

MJK

// Kirurgiske skalpeller

Pakkepris på skaft og
valgfri pakke skalpeller:

kr 1290,-



BW001



BW002



BW003



BW004



Skalpellskaft 11 cm stål



Skalpellskaft 14 cm stål

Svensk kvalitetsstål

MJK-instrumentene kan med sitt unike design brukes ved alle typer kirurgi der tilgjengelighet og fleksibilitet er viktig. Skalpellene er laget av svensk kvalitetsstål fra Sandvik Bioline. Passer i skaft til mikroskalpeller og/eller -speil.

- ◆ Økt tilgjengelighet
- ◆ Maksimal presisjon
- ◆ Perfekt vinkling

Skalpellskaft

Runde, med ru overflate, for maksimal følelse og kontroll. Leveres i to lengder, 14 cm og 11 cm.

SK1702	Skaft 11 cm stål	862,-
SK1703	Skaft 14 cm stål	862,-
SK3620	BW001, 10 stk	723,-
SK3621	BW002, 10 stk	723,-
SK3622	BW003, 10 stk	723,-
SK3623	BW004, 10 stk	723,-

Aesculap

// Ekstraksjon



Lukserende hebler

ExtraLux har slanke, skarpe arbeidsdeler beregnet på å kutte rothinnefibre. Når det er gjort, løsnes tannen med forsiktige sideveis bevegelser. Det spesielle stålet som brukes i disse instrumentene, gjør dem ekstremt holdbare.

Tenger

Disse kvalitetstengerne må du prøve. De fleste har en gripeflate der det er frest ut både vertikale og horisontale riller. Dermed får du et grep som kan sammenlignes med diamantbelegg, men som vil være mer holdbart.

Lukserende hebler

EL1552	ExtraLux 2 mm rett	tilbud 995,-	veil. 1316,-
EL1553	ExtraLux 3 mm rett	tilbud 995,-	veil. 1316,-
EL1555	ExtraLux 4 mm rett	tilbud 995,-	veil. 1316,-
EL1563	ExtraLux 3 mm buet	tilbud 995,-	veil. 1316,-
EL1565	ExtraLux 4 mm buet	tilbud 995,-	veil. 1316,-

Ekstraksjonstenger

TO1000	Ekstraksjonstang Fig. 2 OK front, hjørnetann	tilbud 1590,-	veil. 2029,-
TO4000	Ekstraksjonstang Fig. 7 OK premolar	tilbud 1590,-	veil. 2029,-
TU3010	Ekstraksjonstang Fig. 13 UK front, hjørnetann	tilbud 1590,-	veil. 2029,-
TU6000	Ekstraksjonstang Fig. 22 UK molar	tilbud 1590,-	veil. 2029,-

For større utvalg se vår nettside: technomedics.no

Fi-P

// Gutta-cut



Rask og effektiv gutta-cut

Fi-P er en trådløs og lett gutta-cut for kutting og kondensering av guttaperka. Dårlige gutta-cut'ere skaper stor frustrasjon og mye unødvendig tidsbruk. Unn deg en god Gutta-cut!

Fi-P har egenskaper du vil sette pris på:

- ◆ Innstillbar temperatur: 150–180–200–230 °C
- ◆ Varm på mindre enn et sekund
- ◆ Leveres med 4 spisser: 55/08, 55/06, 45/04, 40/04
- ◆ Variabel posisjon av spisser for enkel tilgang til kanal
- ◆ Display kan skiftes mellom høyre-/venstrehandt
- ◆ God batterikapasitet – 1000+ behandlinger mellom ladinger
- ◆ Meget hyggelig pris!

FH7140	Gutta-Cut Fi-P – hvit	tilbud 6990,-	veil. 8815,-
Priseeksempler:			
FH7147	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/10		659,-
FH7146	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/08		659,-

Ai-Pex

// Apekslokator + pulpatester



Med Ai-Pex får du apekslokator og pulpatester i ett. Det du trenger, i én avansert og elegant enhet.

Hva får du med Ai-Pex?

- ◆ **Nøyaktig apekslokator**
Automatisk kalibrering ved oppstart.
Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, både enkle og komplekse.
- ◆ **Nøyaktig pulpatester**
Nøyaktig måling av vitalitet.
Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten).
- ◆ **Imponerende design**
Kan roteres 360° og vinkles optimalt.
3,8 tommers LCD-berøringsskjerm i fire farger.
Oppladbart batteri (2000 mAh).

Vi har levert Ai-Pex til mange spesialister og enda flere allmennpraktiserende og fått masse gode tilbakemeldinger.

FH7240	Ai-Pex apekslokator/pulpatester	tilbud 8990,-	veil. 11 250,-
--------	---------------------------------	----------------------	----------------

Eugenate desobturator

// Appelsin-olje for revisjon



Denne appelsin-oljen kan erstatte kloroform – den løser opp guttaperka i forbindelse med revisjon.

Appliser en dråpe i rotkanalen vha. en pipette eller en bomullsspellet. La den virke i ca. 1 minutt før mekanisk utrensning. Gjenta ved behov. På spørsmål om denne appelsin-oljen kan erstatte kloroform, svarer endodontist Johan Ulstad: «Ja, mest sannsynlig kan den det. Den virker for meg vel så effektiv.»

Andre tilbakemeldinger vi har fått på dette produktet, går på det samme – den er minst like effektiv som kloroform, men uten at den blir så «grøtete» i kanalen som kloroform kan bli.


Innhold: 100 % appelsinolje
Mengde: 15 ml



FH9140	Eugenate desobturator – appelsin-olje for revisjon	tilbud 298,-	veil. 358,-
FH9145	Endo plastic pipette, 0,3 ml, assortert (5 stk)		veil. 290,-

IrriFlex

// Effektiv irrigasjon



Irrigasjonskanyle med to sideåpninger

IrriFlex er en effektiv irrigasjonskanyle med to åpninger – en på hver side.

Kanylen er laget av mykt polypropylen og er derfor svært fleksibel. Den tilpasser seg lett rotkanalens anatomi og vil ikke «kjøre seg fast». Konsisteten (.04-taper) og plasseringen av de to hullene genererer meget effektiv irrigasjon, som fjerner debris, smear layer og biofilm.


Størrelsen er 30G (tilsvarende filstørrelse 30). Passer til Luer lock og alle standard dentalsprøyter.

Se video:



FJ3561	IrriFlex kanyle 30G, 40 stk	tilbud 1095,-	veil. 1256,-
--------	-----------------------------	---------------	--------------

Miljøvennlig og økonomisk



Quik-Tip XP

// American Eagle XP

Grønt tilbud:

6+1



Økonomisk og miljøvennlig

Nå trenger du ikke kaste hele instrumentet når kutteevnen er svekket. Erstatt bare den ene eller begge tippene og behold håndtaket. Du sparer ca. 25 % i forhold til å kjøpe et helt instrument. Quik-Tip anvender en enkel og gjennomprøvd skru-mekanisme, som gjør at arbeidsdelene lett kan byttes.

Håndtak

Håndtaket er ergonomisk, ultralett og kan fås i mange farger, slik at du på en enkel måte kan fargekode dine instrumenter.



XP-teknologi

XP-instrumentene er fantastisk skarpe og holder seg skarpe lenge. De er også de mest graseile på markedet. Dermed blir det enklere å komme ned i periodontale lommer og inn i interproksimale rom.

Eksempler:

CG1003-QA	Curette Quik-Tip XP Gracey 3	veil. 480,-
CG1003-QB	Curette Quik-Tip XP Gracey 4	veil. 480,-
SC9006	Quik-Tip handle sort	veil. 293,-
SC4810-QA	Scaler Quik-Tip XP M23 (A)	veil. 480,-
SC4810-QB	Scaler Quik-Tip XP M23 (B)	veil. 480,-
SC9001	Quik-Tip handle blå	veil. 293,-

Flere modeller finnes på www.technomedics.no


American Eagle

// Komposittinstrumenter

20 %
ved kjøp av
komplett kassett

Komposittinstrumenter i XP – M5-sett

Komposittinstrumentene fra American Eagle har samme overflateteknologi som de populære XP-tannrensningsinstrumentene. XP gir en superhard, ripefri og glatt overflate som hindrer komposittet å klebe til instrumentet. Her er et sett som dekker de fleste kasus med komposittoppbygning:



PB8110 Kulestopper, M5 Pack Pris: 940,-




KO3115 Composite M5 Mini Pris: 940,-



KA4005 Composite M5 Anter Pris: 940,-



KO4415 Composite M5 Sculpt Pris: 940,-



KN2110 Carver M5 Pris: 1110,-



Kassett til komposittserien M5 (u/instr.) Pris: 1705,-

American Eagle

// Kvalitets-sonder

Sonder med høy taktilitet

Et instrument med riktig utforming, i riktig stålqualität og med riktig håndtak gir virkelig høy taktilitet.

Arbeidsspissen er tilnærmet ubrytelig: stiv, men likevel fleksibel, noe som gir lengre levetid.

Tilbud:
6+1



SO1000-EX Sonde 9, Eaglelite Pris: 368,-



SO2060-EX Sonde 9/17, Eaglelite Pris: 499,-



LS1030-EX Kombinert sonde 9/lommedydemåler 2-12 Pris: 783,-



Leasing:
1620,-
 pr. md./ 5 år

Mectron Combi Touch

// Komplette piezoapparat



Med to kamre og refillfunksjon kan du bytte og fylle pulver uten å skru av maskinen.



PERIO – PROFYLAKSE – ENDO – EKSTRAKSJON – APIKALKIRURGI

Vi introduserer det nyeste innen piezo og ultralyd fra Mectron, selskapet som står bak selve innovasjonen av piezoelektriske benkirurgiapparater.


Suveren kvalitet! «Alt-i-ett»! Fornuftig pris!

Med Mectron Combi Touch kan du utføre det meste med én og samme maskin. Bruk ultralyd til f.eks. scaling eller lokalisering av kanaler. Gjør skånsom ekstraksjon eller apikalkirurgi – og mye, mye mer. Du kan også fjerne supra- og subgingival calculus, skånsomt fjerne misfarginger, belegg og biofilm og rengjøre implantater. Med andre ord: en komplett profylaksebehandling med ultralyd og pulverpolering i samme apparat.

Intelligent teknologi

Apparatet har «intelligent» teknologi som gjenkjenner hvilken spiss du bruker og setter maskinen i riktig modus. På touch-panelet er det også en knapp for «Soft mode». Den er til hjelp når man skal behandle mer sensitive perio-pasienter på en skånsom måte.

Ta kontakt med oss for å få en komplett oversikt over alt dette multiapparatet kan brukes til!



LABRIDA
PERI-IMPLANT INNOVATIONS

THE POWER OF MAINTENANCE

Labrida BioClean®

// Implantat- og periobehandling



Vedlikehold og infeksjonskontroll er nøkkelen

Labrida BioClean® er skånsom (mindre behov for anestesi), men likevel effektiv til vedlikehold og rengjøring av implantater og tenner (forbygger peri-implantitt, men også periodontitt).

Les kliniske studier eller ta kontakt for demo på vår nettside:
www.technomedics.no/labrida-bioclean



Labrida BioClean® har en naturlig plass i behandlingsforløpet hos perio- og implantat-pasienter som vist i skjemaet nedenfor.

Vedlikehold sørger for god dental- og implantathelse!

Baseline –
undersøkelse
med røntgen og
lommedybdemål

Informert
pasienten om
hvor viktig
vedlikehold er

Lag en
vedlikeholdsplan
for pasienten,
2–4 ganger
pr. år

Bruk Labrida
BioClean til
vedlikehold og
infeksjonskontroll

Gi råd og
veiledning
om god
dentalhygiene

Resultat:
God tann – og
implantathelse!

FJ6701	Labrida BioClean børste 5 stk	tilbud 1698,-	veil. 1998,-
46921	Vinkelstykke oscillerende TEQ-Y EX-serien (hode)		veil. 3933,-
46919	Vinkelstykke 10:1 EX-serie u/hode	komplett vinkelst. 5059,-	veil. 6184,-

NYHET



ExamVision

// PowerGo & Total LED-lys

ExamVision har tilføyd to flotte nye lys og en kontrollenhet i sitt sortiment! PowerGo Control Unit, Total Pure LED og Total Intense LED er både designet og produsert av ExamVision med fokus på høy kvalitet og funksjonalitet.



PowerGo kontrollenhet

PowerGo er en slank og slitesterk kontrollenhet som bare veier 155 g, og som gir brukeren opp til 17 timers driftstid avhengig av valgt lysintensitet. Den betjenes enkelt ved å trykke på frontpanelet, med hånden eller underarmen, og «Pocket Stabilizer» kan enkelt monteres for å holde kontrollpanelet tilgjengelig i lommen.

Total Pure LED – varmt lys

Total Pure er et nøytralt hvitt lys med ≤ 5000 Kelvin og 21 900 lux. Lyset har en CRI >90 , som gir deg perfekt fargegjengivelse.

Total Intense LED – kaldt og kraftig lys

Total Intense er et nøytralt hvitt lys med ≤ 6500 Kelvin og 51 500 lux.

Komposittfilter, lysfeste og ekstra ledning følger med ved kjøp av komplett lys. Begge lysene har et lysfelt på $\varnothing 70$ mm ved 40 cm avstand. Lampeenhetene veier bare 18 gram.



Flimmerfritt

Disse lysene er konstruert for å holde belysningsnivået konstant, slik at sluttresultatet alltid vil være klart og flimmerfritt.

FP5710 ExamVision Total Intense 6500K komplett
FP5711 - ExamVision Total Pure 5000K komplett

veil. 18 500,-
veil. 18 500,-



**BOOK EN
DEMO:**

post@technomedics.no

ExamVision

// Skreddersydd lupebrille



Galilei Essential



Galilei HD



Kepler Kompakt



Kepler Advanced

Din perfekte lupebrille – spesialtilpasset deg

ExamVision lupebriller skreddersys ditt syn og din arbeidsstilling. Lupene designes av optikere og produseres av spesialister på Samsø med materialer av beste kvalitet. Din unike lupebrille tilpasses av dyktige forhandlere med kompetanse innen optikk, forstørrelse, syn og god ergonomi. Alt sammen for å gi deg en optimal optisk løsning.

Se alle detaljer helt klart

Optimal forstørrelse, maksimal skarphet, fantastisk dybdeskarphet og korrekt ergonomi er noen av de unike fordelene du oppnår med en skreddersydd lupebrille til dentalt eller medisinsk bruk.

ExamVision lupebriller er individuelt tilpasset. Det unike linsesystemet leverer en fantastisk klarhet og dybdeskarphet og et maksimalt synsfelt. Ditt behov for synskorrigerende og din egendefinerte arbeidsavstand bygges inn i lupene. Dette bidrar til en optimal ergonomisk arbeidsstilling.

ExamVision har blitt hedret med hele fire Red Dot-design-priser.

Vi er stolte av å kunne tilby de mest avanserte lupebrillene på markedet – uansett om du bruker lupebrillene i ditt arbeid som tannlege, tannpleier, student eller kirurg, hvor forstørrelse og krystallklart syn er avgjørende.

Et bredt utvalg av 13 forstørrelser i fire lupesystemer:

- ◆ Galilei Essential – 2.5× og 3.0×
- ◆ Galilei HD – 2.3×, 2.8×, 3.3× og 3.8×
- ◆ Kepler Kompakt – 3.5×, 4.6× og 5.7×
- ◆ Kepler Advanced – 4-i-1 (3.6, 4.5×, 5.5× og 6.4×)

Cytoplast® PTFE

// «Gore-Tex»



Den myke monofilamentære suturen

«Gore-Tex»-suturen Cytoplast gir minimale vevsreaksjoner. Suturen er myk og gir lite irritasjon forårsaket av knuter. Den har heller ikke noe «minne» og er lett å knyte. Alle Cytoplast-suturere kommer nå med en forbedret nål som er både sterkere og skarpere. Dette gir mindre risiko for at nålen skal bøye seg, og du trenger mindre kraft for å penetrere bløtvevet.

- ◆ Minimale biologiske vevsreaksjoner som følge av celleinnvekst, lite bakterieinnvekst
- ◆ Gode håndteringsegenskaper; eksepsjonelt myk og smidig
- ◆ Minimal irritasjon forårsaket av knuter; behagelig for pasienten
- ◆ Har ikke noe «minne» og er lett å knyte
- ◆ Dimensjonsstabil/slitesterk

FH5810	Cytoplast PTFE 19 mm 3/8 cirk, 3/0 45 cm	tilbud 1990,-	veil. 2432,-
FH5820	Cytoplast PTFE 16 mm 3/8 cirk, 4/0 45 cm	tilbud 1990,-	veil. 2432,-
FH5826	Cytoplast PTFE 13 mm 3/8 cirk, 5/0 45 cm	tilbud 2239,-	veil. 2690,-

Supramid

// ikke-resorberbar sutur



Supramid har de beste egenskapene fra mono- og multifilamentære suturmateriale – den har overflate som en monofilamentær og smidighet som en multifilamentær sutur

- ◆ Glatt og behagelig å jobbe med
- ◆ Forhindrer vevsinnvekst
- ◆ Ikke-resorberbar
- ◆ Finnes i mange forskjellige størrelser

Tilbud:

-15 %

FL6828	Supramid black DS19 4/0 3/8 cirk, 45 cm, 36 stk.	tilbud 1609,-	veil. 1893,-
FL6849	Supramid black GR19 4/0 rett, 45 cm, 36 stk.	tilbud 1803,-	veil. 2121,-
FL6820	Supramid black DS12 5/0 3/8 cirk, 45 cm, 36 stk.	tilbud 1920,-	veil. 2259,-

GTO

// Xenograft benerstatning



Tilbud:
-15 %

GTO fra OsteoBiol

GTO kommer fra en av Europas ledende produsenter av biomaterialer. De kliniske resultatene med GTO er overbevisende: nydannet kompakt ben og imponerende volum etter 4–6 måneder, avhengig av defekten. Ingen ikke-resorberte granulater ved reåpning.

Med GTO får du et graftingmateriale ferdig mikset i en sprøyte, klar til bruk. Når du presser materialet ut av sprøyten, er det puttylignende, så ingen granulater forsvinner fra arbeidsfeltet. Alt materiale blir der du plasserer det, også vertikalt – bildet til venstre lyver ikke – GTO er så klebrig. Etter 6 måneder er 40 prosent nytt ben dannet, og graftingmaterialet har resorbert tilsvarende.

FL7721	Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc	tilbud 1512,-
FL7724	OsteoBiol GTO bone mix 2,0 cc	tilbud 3744,-
FL7728	Osteobiol GTO bone Mix (Equine) 0,5 cc	tilbud 1512,-

Osteobiol

// Xenogene membraner



Tilbud:
-15 %

Membraner med god motstandsdyktighet og stabilitet

- ◆ **Evolution:** Xenogen kollagenmembran som kleber godt
- ◆ **Derma:** 100 % dermis, alternativ til bløtvevstransplantasjon
- ◆ **Lamina:** Xenogen, 100 % kortikalt ben

Les mer om de ulike typene og bruksområdene på:
www.technomedics.no/osteobiol-membraner
(eller skann QR-koden til høyre)



FL7756	Evolution Standard 30 x 30 x 0,4 mm	tilbud 2033,-
FL7785	Derma fine 25 x 25 x 0,9 mm	tilbud 1630,-
FL7770	Lamina curved Medium 35 x 35 x 1,0 mm	tilbud 2513,-
FL7765	Lamina soft 25 x 25 x 0,5 mm	tilbud 2639,-

Paroject

// Klassiker



Paroject – rothinne-analgesi

Dette er klassikeren som viser at kvalitet ikke går ut på dato.

- ◆ Smertefri (korrekt utført)
- ◆ Ingen risiko for å skade blodkar eller nerver
- ◆ Redusert risiko for systemiske, toksiske og allergiske bivirkninger
- ◆ Fem års garanti på materialer og konstruksjon

AS5000 Paroject

tilbud 4331,- veil. 5095,-

Aspiject

// Selvaspirerende



Selvaspirerende injeksjonssprøyte

Den velkjente selvaspirerende injeksjonssprøyten Aspiject er en favoritt hos mange.

- ◆ Ergonomisk og enkelt design
- ◆ Optimal taktilitet for god kontroll
- ◆ Fem års garanti på materialer og konstruksjon

AS1201 Aspiject sprøyte

tilbud 1578,- veil 1856,-

Calaject

// Smertefri anestesi



Prisvinnende datastyrt anestesi

Calaject har for andre året på rad vunnet prisen for beste anesthesiapparat.

Her er et par uttalelser fra testpanelet:

- «Alle pasientene likte den!»
- «Det trengs ikke noe spesielt tilleggsutstyr, bruker standard kanyler/karpyler.»

Spar penger og miljø

Du trenger ikke kostbart engangsutstyr.

Spar kostnader samtidig som du sparer miljøet for plastavfall.


FO6020 Calaject komplett

tilbud 39 900,- veil 49 088,-



FroggyMouth

// Orofacial myofunksjonell tillæring



Gjenopprett pust gjennom nesen

FroggyMouth korrigerer tungeposisjon og gjenoppretter pust gjennom nesen – brukes 15 minutter hver dag. FroggyMouth kan i løpet av bare noen uker endre atypisk svelging og framtinge et bedre svelgemønster – den hjelper brukeren til å puste gjennom nesen. Dette oppnås ved å stimulere det ubevisste nervesystemet.

Hva er FroggyMouth?

FroggyMouth er det første anoetiske* myofunksjonelle orofasiale rehabiliteringsapparat. FroggyMouth tvinger leppene fra hverandre under svelging og hindrer på den måten sugende svelging. Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på. Dette gjøres ved neurologisk rehabilitering av musklene i tungen og ansiktet. FroggyMouth er utviklet av Dr. Fellus ved Robert Debré Hospital i Paris. Den produseres i Frankrike, oppfyller kravene til ISO13485 og er CE- og FDA-sertifisert.

FroggyMouth brukes av både voksne og barn, 15 minutter hver dag, for å:

- ◆ Få tungen i rett posisjon
- ◆ Unngå munnpusting
- ◆ Oppnå stabilitet av kjeveortopedisk behandling

* Ubevisst (neurologisk opplæring av musklene i tungen og ansiktet). Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på.

Ønsker du å lære mer om

FroggyMouth? Du finner både informasjon, brukerveiledninger, brosjyrer og videoer i hovedartikkelen på vår hjemmeside:
www.technomedics.no/froggymouth

Ønsker du å få svar på ofte stilte spørsmål om FroggyMouth?

Sjekk ut vår **FAQ-seksjon** på
www.technomedics.no/froggymouth-faq

FZ1800	Froggymouth – Small	799,-
FZ1801	Froggymouth – Medium	799,-
FZ1802	Froggymouth – Large	799,-

Pola day/night

// Hjemmebleking



Hjemmebleking – enkel i bruk

pH-nøytral og fluoravgivende hjemmebleking i elegant forpakning.

- ◆ Høyt vanninnhold – motvirker sensitivitet
- ◆ Frisk spearmintsmak – brukes fra kun 30 minutter hver dag
- ◆ Høy viskositet – gelen holder seg på plass etter påføring
- ◆ Desensitizer – inneholder en «desensitizing agent» som minimaliserer sensitivetsproblemer

Pola Day: 3 % og 6 % hydrogenperoksid.

Pola Night: 10 % og 16 % karbamidperoksid.

Behandlingstid

	3%	6%
Pola Day	2 eller 3 x 30 minutter om dagen eller 1 x 60 minutter om dagen	1 eller 2 x 30 minutter om dagen eller 2 eller 3 x 30 minutter om dagen
Pola Night	1 x 2 timer om dagen eller natten gjennom	1 x 90 minutter om dagen eller natten gjennom

FI1167	Pola Day, 3 % hydrogenperoksid, 50 x 1,3 g	tilbud 3234,-	veil. 4621,-
FI1166	Pola Day, 6 % hydrogenperoksid, 50 x 1,3 g	tilbud 3234,-	veil. 4621,-
FI1177	Pola Night, 10 % karbamidperoksid, 50 x 1,3 g	tilbud 3234,-	veil. 4621,-
FI1176	Pola Night, 16 %, karbamidperoksid, 50 x 1,3 g	tilbud 3234,-	veil. 4621,-

Glove'n Care

// Håndkrem



Håndkremen med salter og mineraler fra Dødehavet


Engangshansker gir ofte tørre hender. Prøv Glove'n Care håndkrem!

- ◆ Glove'n Care er laget av utvalgte, lindrende planteoljer og mineralrike salter fra verdens mest mineralholdige vann – Dødehavet
- ◆ Metter huden spesielt godt
- ◆ Hjelper hudens evne til å ta opp og holde på fuktighet
- ◆ Velg mellom tube og pumpekanne

FJ6100	Håndkrem Glove'n Care 6 x 100 ml tuber	tilbud 1293,-	veil. 1436,-
FJ6105	Håndkrem Glove'n Care 4 x 250 ml pumpekanner	tilbud 2479,-	veil. 2755,-

Tri Hawk

// Hardmetallbor




Hardmetallbor på rull

- ◆ Kutter alle typer metaller og emalje
- ◆ Kutter like godt vertikalt som horisontalt
- ◆ Boret har seks skjærende blader og kutter derfor jevnere og mer effektivt enn andre bor
- ◆ Boret transporterer ut materialet det kutter i

BHT137-012FG Tri Hawk Talon 12, 100 stk

tilbud 4656,-

veil. 5820,-



Zirkoniakutter

// Tri Hawk diamantbor



Effektiv zirkoniakutter

- ◆ Diamantbelegg laget av 100 % naturlig diamant
- ◆ Ekstra grove diamantpartikler og særdeles sterk bonding
- ◆ Kutter meget effektivt uten å bli slitt etter kort tid

BDT198S-018XC Diamantbor for zirkonia, 25 stk


tilbud 1149,-

veil. 1436,-

BDT198-018XC Diamantbor for zirkonia, 100 stk

tilbud 3838,-

veil. 4797,-



Riva Star Aqua

// Sølvfluorid



Riva Star Aqua – 5 Star Award i Dental Advisor

Riva Star Aqua er et vannbasert sølvfluorid-materiale (AgF), et anti-karies middel, til å arrestere karieslesjoner og behandle hypersensibiliteter.

- ◆ Ingen dårlig smak eller lukt av ammoniakk/metall
- ◆ Det er ikke behov for å beskytte bløtvev med kofferdam
- ◆ Ingen bløtvevsirritasjon
- ◆ Minimal risiko for misfarging av tannsubstans

FH6097 Riva Star Aqua kit (kapsler – 10 behandlinger)


tilbud 1797,-



veil. 2144,-

FH6098 Riva Star Aqua (flasker – ca. 30 behandlinger)

tilbud 2152,-

veil. 2532,-





Benregenerering i praksis – kveldskurs

// Live-kirurgi og hands-on med GTO – 7. februar

Hvordan gjør man alveolepreservasjon? Grunnprinsipper ved GBR og GTO. Kveldens kursholdere er Shoresh Afnan og Hauk Øyri.



Arbeidskurs i piezokirurgi og biomaterialer

// Italia – 18. april

Bli med til vakre Sestri Levante når vi arrangerer kirurgikurs med Mectron og OsteoBiol. Hvordan oppnå forutsigbar og god benhøyde ved minimal invasiv løfteteknikk? Hands-on med piezokirurgi og biomaterialer fra OsteoBiol.



TECHNOMEDICS

Kunne du tenke deg å motta våre nyhetsbrev?
Besøk www.technomedics.no/nyhetsbrev
eller skann QR-koden til høyre med mobilen din.

