

SIKKERHETSATABLAD

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endring (EU) 2015/830

Utarbeidet: 22. juli 2025

Versjon: 1.1 (norsk oppdatert versjon)

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: **DryZ**

Produktkode: S180, diverse

Produktform: Blanding

1.2. Relevante identifiserte bruksområder og bruksområder som frarådes

Bruk: Gingival hemostatisk retraksjonspasta

Kun for profesjonell bruk

1.3. Opplysninger om leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Leverandør: Technomedics Norge AS

Adresse: Gramveien 68, 1832 Askim, Norge

Telefon: +47 69 88 79 20

E-post: post@technomedics.no

Nettside: www.technomedics.no

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen (døgntåpen): 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Hudetsing kategori 1 (H314)

Alvorlig øyeskade kategori 1 (H318)

2.2. Etikettelementer

Piktogram: GHS05 (etsende)



Signalord: Fare

Farlige ingredienser: Aluminiumklorid, heksahydrat

Faresetninger:

H314 - Forårsaker alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Forårsaker alvorlig øyeskade

Sikkerhetssetninger:

P260, P264, P280, P301+P330+P331, P304+P340, P305+P351+P338

2.3. Andre farer

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Aluminiumklorid, heksahydrat

CAS-nr.: 7784-13-6

Konsentrasjon: 25-50 %

Klassifisering: Hudetsing 1 (H314), Alvorlig øyeskade 1 (H318)

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Innånding: Flytt til frisk luft og sørg for hvile i en stilling som letter pusting.
- Hudkontakt: Skyll straks med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege.
- Øyekontakt: Skyll umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege.
- Svelging: Skyll munnen. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege hvis uvel.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Hud: Alvorlige etseskader.
- Øyne: Alvorlig øyeskade.
- Svelging: Irritasjon i fordøyelsessystemet.

4.3. Indikasjon på om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukkemidler

Egnede: Slukkemiddel egnet for omgivende brann.

Uegnete: Ingen kjent.

5.2. Særlige farer

Minimal brannfare. Farlige nedbrytningsprodukter: Hydrogenklorid-gass, aluminiumoksider.

5.3. Råd til brannmannskap

Bruk vannspray for nedkjøling. Unngå at slukkevann går i avløp. Bruk verneutstyr.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler

Evakuer unødvendig personell, bruk personlig verneutstyr.

6.2. Miljøverntiltak

Unngå utslipp til avløp og vassdrag.

6.3. Metoder for opprydding

Absorber med inerte materialer (leire, kiselgur).

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for ventilasjon. Følg god hygienisk praksis.

7.2. Betingelser for sikker lagring

Oppbevares kjølig og godt ventilert. Unngå kontakt med syrer og metaller.

7.3. Spesifikk sluttbruk

Ingen ytterligere informasjon.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

Ingen grenseverdier fastsatt.

8.2. Eksponeringskontroll

- Tekniske tiltak: God ventilasjon, øyeskylleflaske og nøddusj tilgjengelig.
- Håndvern: Kjemikaliebestandige hansker.
- Øyevern: Vernebriller eller ansiktsskjerm.
- Hudvern: Egnet vernetøy.
- Åndedrettsvern: Bruk ved utilstrekkelig ventilasjon.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Grunnleggende opplysninger

- Tilstandsform: Pasta
- Farge: Lysegrønn
- Lukt: Karakteristisk
- pH: Ingen data
- Flammepunkt: Ikke relevant
- Løselighet: Ingen data

9.2. Andre opplysninger

Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet: Stabil under normale forhold.

10.2. Kjemisk stabilitet: Stabil.

10.3. Farlige reaksjoner: Ingen farlig polymerisering.

10.4. Forhold å unngå: Kontakt med syrer/metaller.

10.5. Uforenlige materialer: Syrer, metaller.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter: Hydrogenklorid-gass, aluminiumoksider.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Akutt toksisitet: Ikke klassifisert.

Hud: Alvorlige etseskader.

Øyne: Alvorlig øyeskade.

Sensibilisering/Kreft/Mutagenitet/Reproduksjon: Ikke klassifisert.

AVSNITT 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet: Ikke skadelig for vannlevende organismer.

12.2.–12.6.: Ingen data, unngå utslipp til miljø.

AVSNITT 13: Avfallshåndtering

Avfall og emballasje skal håndteres i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Ikke regulert som farlig gods under ADR/RID/IMDG/IATA.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

Ingen REACH-restriksjoner eller kandidatstoffer.

Unge under 18 år skal ikke bruke produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Full tekst av H-setninger:

H314 - Forårsaker alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318 - Forårsaker alvorlig øyeskade.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i henhold til REACH vedlegg II og CLP-forordningen.