

SIKKERHETSDATABLAD – ENAMEL PLUS HRI

Revisjonsdato: 22.07.2025 | Versjon 1.0-N0

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Produktnavn: ENAMEL PLUS HRI

Produktkode: ENAMEL PLUS HRI

UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Bruksområde: Tannrestaureringsmateriale (dentalt komposittmateriale).

Leverandør: Technomedics Norge AS

Adresse: Gramveien 68, 1832 Askim

Telefon: Tlf 69 88 79 20

E-post: sw@technomedics.no

Nødtelefon: Giftinformasjonen +47 22 59 13 00

2. Fareidentifikasjon

Klassifisering (i henhold til CLP (EF) nr.1272/2008):

Skin Sens. 1; H317 – Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Signalord: ADVARSEL

Piktogram: GHS07



Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

PBT/vPvB: Oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

2-Hydroksyetylmetakrylat (HEMA): CAS 868-77-9, EC 212-782-2, 1–10 %

Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319, Skin Sens. 1; H317

Urethanedimetakrylat (UDMA): CAS 72869-86-4, EC 276-957-5, 1–10 %

Skin Sens. 1; H317

4. Førstehjelpstiltak

Innånding: Frisk luft.

Hud: Vask med såpe og vann, fjern tilsølte klær.

Øyne: Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter.

Svelging: Skyll munnen, ikke fremkall brekninger. Kontakt lege.

5. Brannslukkingstiltak

Slukkemidler: Skum, CO₂, pulver.

Spesielle farer: Danner CO og CO₂ ved brann.

Brannmannskap: Bruk åndedrettsvern.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlig beskyttelse: Bruk hansker og vernebriller.

Opprensning: Absorber med inert materiale. Unngå utslipp til miljøet.

7. Håndtering og lagring

Håndtering: Unngå hudkontakt. Bruk personlig beskyttelsesutstyr.

Lagring: Oppbevares kjølig, tørt og i original emballasje.

8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

Tekniske tiltak: God ventilasjon.

Personlig verneutstyr: Nitrilhansker, vernebriller, arbeidstøy.

Åndedrettsvern: Ikke påkrevd ved normal bruk.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstand: Viskøs pasta

Farge: Varierer (tannfarget)

Lukt: Svak metakrylatlukt

Flammepunkt: Ikke fastsatt

Tetthet: ~1,1 g/cm³

Løselighet: Uløselig i vann

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under anbefalte forhold.

Unngå varme og direkte sollys.

Farlige nedbrytningsprodukter: CO, CO₂.

11. Toksikologiske opplysninger

Kan gi allergiske hudreaksjoner.

Irriterer hud og øyne.

12. Økologiske opplysninger

Ikke klassifisert som miljøfarlig, men unngå utslipp til miljøet.

13. Disponering

Avfall leveres til godkjent mottak.
Emballasje behandles som spesialavfall.

14. Transportopplysninger

Ikke klassifisert som farlig gods iht. ADR/RID/IMDG/IATA.

15. Regelverksmessige opplysninger

Oppfyller REACH (EF 1907/2006), CLP (EF 1272/2008) og (EU) 2020/878.

16. Andre opplysninger

H315, H317, H319.
Erstatter datablad 16.01.2018.
Basert på produsentens SDS.