

SIKKERHETS DATABLAD – ENDO-ICE F

Revisjonsdato: 24.07.2025 | Versjon 1.0-NO

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Produktnavn: ENDO-ICE F
Produktkode: Ikke oppgitt
UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Bruksområde: Spray for kuldetest i endodontisk diagnostikk.
Leverandør: Technomedics Norge AS
Adresse: Gramveien 68, 1832 Askim
Telefon: Tlf 69 88 79 20 – Fax 69 88 79 39
E-post: sw@technomedics.no
Nødtelefon: Giftinformasjonen +47 22 59 13 00

2. Fareidentifikasjon

Klassifisering (i henhold til CLP (EF) nr.1272/2008):
Aerosol 1; H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Signalord: FARE
Piktogrammer: GHS02



Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.
PBT/vPvB: Oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

1,1,1,2-Tetrafluoretan (HFC-134a): CAS 811-97-2, EC 212-377-0, 100 %
Aerosol 1; H222, H229

4. Førstehjelpstiltak

Innånding: Flytt personen til frisk luft.
Hud: Skulle med lunkent vann ved frostskafer.
Øyne: Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Søk legehjelp ved frostskafer.
Svelging: Ikke aktuelt som aerosol.

5. Brannslukkingstiltak

Slukkemidler: Pulver, CO₂, skum.

Spesielle farer: Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.

Brannmannskap: Bruk åndedrettsvern og kjøøl beholdere med vann.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlig beskyttelse: Unngå innånding av aerosol.

Opprensning: Ventiler godt. Unngå tennkilder.

7. Håndtering og lagring

Håndtering: Ikke punkter eller brenn beholderen. Hold unna varme og flammer.

Lagring: Oppbevares kjølig og godt ventilert. Må ikke utsettes for >50 °C.

8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

Tekniske tiltak: God ventilasjon.

Personlig verneutstyr: Vanligvis ikke nødvendig ved normal bruk.

Åndedrettsvern: Ikke påkrevd ved normal bruk.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstand: Aerosol

Farge: Fargeløs

Lukt: Lett eterisk

Flammepunkt: Ikke relevant (aerosol)

Kokepunkt: -26 °C

Tetthet: ~1,2 g/cm³

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

Unngå varme og åpen flamme.

Nedbrytningsprodukter: CO, CO₂, HF ved brann.

11. Toksikologiske opplysninger

Innånding av høye konsentrasjoner kan forårsake svimmelhet.

Frostskader mulig ved kontakt med hud eller øyne.

12. Økologiske opplysninger

Ikke klassifisert som miljøfarlig.

Kan bidra til drivhuseffekt.

13. Disponering

Beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Må ikke punkteres eller brennes.

14. Transportopplysninger

UN 1950, Aerosoler, klasse 2.1

Emballasjegruppe: Ikke relevant.

Miljøfare: Nei.

15. Regelverksmessige opplysninger

Oppfyller REACH (EF 1907/2006), CLP (EF 1272/2008) og forordning (EU) 2020/878.

16. Andre opplysninger

H222, H229.

Erstatter datablad 09.05.2016.

Basert på produsentens SDS.