

## SIKKERHETSDATABLAD – EUGENATE DESOBTURATOR

---

Revisjonsdato: 21.07.2025 | Versjon 2.0

### 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

---

Produktnavn: EUGENATE DESOBTURATOR  
Produktkode: ART.11555  
UFI: 3QY4-D0FU-T008-27F8  
Bruksområde: Kun for profesjonell bruk i tannbehandling.  
Leverandør: Technomedics Norge AS  
Adresse: Gramveien 68, 1832 Askim  
Telefon: Tlf 69 88 79 20  
E-post: sw@technomedics.no  
Nødtelefon: Giftinformasjonen +47 22 59 13 00

### 2. Fareidentifikasjon

---

Klassifisering (i henhold til CLP (EF) nr.1272/2008):  
Flam. Liq. 3; H226 – Brannfarlig væske og damp.  
Asp. Tox. 1; H304 – Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
Skin Irrit. 2; H315 – Irriterer huden.  
Skin Sens. 1; H317 – Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Aquatic Chronic 2; H411 – Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Signalord: FARE

Piktogrammer: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09



Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.  
PBT/vPvB: Oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

### 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

---

CAS 8028-48-6, EC 232-433-8 – ORANGE OIL – 100 %

Flam. Liq. 3; H226, Asp. Tox. 1; H304, Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Aquatic Chronic 2; H411

### 4. Førstehjelpstiltak

---

Innånding: Frisk luft, hold personen varm og i ro.

Hud: Vask med såpe og vann. Fjern tilsølte klær.

Øyne: Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter.

Svelging: IKKE fremkall brekninger, kontakt lege umiddelbart.

### 5. Brannslukkingstiltak

---

Egnede slukkemidler: Vanntåke, skum, CO<sub>2</sub>.

Særlige farer: Danner CO og CO<sub>2</sub> ved brann.

Brannmannskap: Bruk åndedrettsvern.

### 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

---

Bruk verneutstyr. Unngå utslipp til miljøet.

Absorber med sand, jord eller vermikulitt. Vask området med vann og rengjøringsmiddel.

### 7. Håndtering og lagring

---

Håndtering: Unngå hudkontakt og innånding av damp.

Lagring: Oppbevares kjølig, tørt og i original beholder. Holdes borte fra varme og antennelseskilder.

### 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

---

Tekniske tiltak: Sørg for god ventilasjon.

Personlig verneutstyr: Vernebriller, nitrilhansker, arbeidstøy.

Åndedrettsvern: Ikke påkrevd ved normal bruk.

### 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

---

Tilstand: Væske

Farge: Oransje

Lukt: Karakteristisk

Flammepunkt: 53,4 °C

Selvantennelsestemp.: 235 °C

Tetthet: 0,846 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Vannløselighet: Delvis (1,767 mg/l ved 25 °C)

Viskositet: 1,17 mm<sup>2</sup>/s (20 °C)

### 10. Stabilitet og reaktivitet

---

Stabil under anbefalte lagringsforhold.

Unngå varme, gnister og oksidasjonsmidler.

## **11. Toksikologiske opplysninger**

---

Irriterer hud og øyne. Kan gi allergisk hudreaksjon. Aspirasjon kan gi kjemisk lungebetennelse.

## **12. Økologiske opplysninger**

---

Giftig for vannlevende organismer, med langtidsvirkning.

Unngå utslipp til miljøet.

## **13. Disponering**

---

Avfall: Leveres til godkjent mottak.

Emballasje: Tømmes helt, leveres som farlig avfall.

## **14. Transportopplysninger**

---

UN 1993, Brannfarlig væske, n.o.s. (orange oil)

Klasse 3, Emballasjegruppe III.

Miljøfare: Marine pollutant.

## **15. Regelverksmessige opplysninger**

---

Oppfyller REACH (EF 1907/2006), CLP (EF 1272/2008) og forordning (EU) 2020/878.

## **16. Andre opplysninger**

---

H226, H304, H315, H317, H411.

Denne SDS-en erstatter tidligere versjoner. Basert på produsentens SDS, 10.08.2023.