

SIKKERHETSATABLAD

**TECHNOMEDICS**

I henhold til Forordning (EU) 2020/878 (REACH)

TotalFill BC Sealer

Versjon 2.0 – Utarbeidet: 15.07.2025

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator:

Handelsnavn: TotalFill BC Sealer

1.2 Relevante identifiserte bruksområder:

Forsegling av rotfyllingsmateriale ved endodontisk behandling.

Bruk som frarådes: Enhver annen bruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Technomedics Norge AS

Gramveien 68, 1832 Askim

Tlf: 69 88 79 20 | Faks: 69 88 79 39 | E-post: sw@technomedics.no

1.4 Nødtelefon:

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

Skin Irrit. 2 – H315: Irriterer huden.

Eye Irrit. 2 – H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Merkingselementer:

Signalord: Advarsel

Piktogrammer: GHS07



H-setninger:

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P-setninger:

P264 Vask hender grundig etter håndtering.

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P302+P350 VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser dersom mulig.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Andre farer:

Reagerer med vann/fuktighet og danner et basisk mellomprodukt. Ikke PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

CAS / EC-nr.	Navn	Innhold (%)	Klassifisering (CLP)
1314-23-4 / 215-227-2	Zirconiumoksid	35–45 %	Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319
12168-85-3	Trikalsiumsilikat	20–35 %	Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319
10034-77-2	Dikalsiumsilikat	7–15 %	Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319
1305-62-0 / 215-137-3	Kalsiumhydroksid	1–4 %	Skin Irrit. 2; H315, Eye Irrit. 2; H319

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Innånding: Flytt personen til frisk luft. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Hudkontakt: Vask med kaldt vann og pH-nøytral såpe. Søk lege ved langvarig eksponering.

Øyekontakt: Skyll umiddelbart med vann i flere minutter, fjern kontaktlinser hvis mulig. Søk lege.

Svelging: Ikke fremkall brekning. Skyll munn og søk lege umiddelbart.

Viktigste symptomer: Hudirritasjon, alvorlig øyeirritasjon, uttørking av hud, mulig synsskade.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

Egnede slökkemidler: Vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier, CO₂.

Ikke brannfarlig. Ingen spesielle farer ved brann.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Benytt personlig verneutstyr, unngå støv. Samle opp med skje/fuktig papir. Unngå utslipp til avløp.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Håndtering: Unngå hud/øykontakt. Bruk verneutstyr.

Lagring: Tørt, i originalemballasje, vekk fra fukt og ammoniakk/klor.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

Grenseverdi (NO): Kalsiumhydroksid 5 mg/m³.

Åndedrettsvern: Kirurgisk munnbind.

Håndvern: Nitril/latex hansker EN 374.

Øyevern: Tettsittende vernebriller EN 166.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Hvit pasta | Lukt: Svakt søt | pH: >12 (basisk)

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Reagerer med vann og danner basisk mellomprodukt.

Stabil under anbefalte forhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Hud: Irriterende, mulig etsende ved langvarig eksponering.

Øyne: Alvorlig irritasjon, risiko for synsskade.

Innånding: Slimhinneirritasjon.

Svelging: Mage-tarm-irritasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Ikke klassifisert som miljøskadelig. Unngå utslipp til miljø.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

Leveres til godkjent avfallsanlegg. Emballasje behandles som produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Ikke regulert som farlig gods (ADR/RID/IMDG).

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

Overholder REACH (EU 2020/878) og norsk regelverk (Arbeidstilsynet).

AVSNITT 16: Andre opplysninger

H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppdatert i samsvar med Forordning (EU) 2020/878.