

SIKKERHETSDATABLAD – STERILIT I JG600 (Oljespray)

Revisjonsdato: 18.08.2025 | Versjon 1.0-NO

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Produktnavn: STERILIT I JG600 (Oljespray)

UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Bruksområde: Smøre- og rengjøringspray for dentalutstyr.

Leverandør: Technomedics Norge AS

Adresse: Gramveien 68, 1832 Askim

Telefon: Tlf 69 88 79 20 – Fax 69 88 79 39

E-post: sw@technomedics.no

Nødtelefon: Giftinformasjonen +47 22 59 13 00

2. Fareidentifikasjon

Klassifisering (CLP 1272/2008):

Aerosol 1; H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Signalord: FARE

Piktogram: GHS02 (flamme)



Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

PBT/vPvB: Oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Butan: CAS 106-97-8, EC 203-448-7, 25–50 % (Flam. Gas 1; H220)

Propan: CAS 74-98-6, EC 200-827-9, 10–25 % (Flam. Gas 1; H220)

Baseolje (raffinert mineralolje): CAS 64742-65-0, 25–50 %

4. Førstehjelpstiltak

Innånding: Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege ved ubehag.

Hud: Vask med såpe og vann. Fjern tilsølte klær.

Øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Svelging: Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart.

5. Brannslukkingstiltak

Slukkemidler: Skum, CO₂, pulver. Ikke bruk vannstråle.
Spesielle farer: Beholder kan eksplodere ved oppvarming.
Brannmannskap: Bruk trykkluftapparat og verneutstyr.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige tiltak: Fjern tennkilder, sørg for ventilasjon.
Miljøtiltak: Hindre utslipp til avløp eller jord.
Opprensning: Absorber med inert materiale.

7. Håndtering og lagring

Håndtering: Ikke spray mot åpen flamme eller varme flater. Ikke punkter eller brenn beholderen.
Lagring: Oppbevares kjølig og godt ventilert. Må ikke utsettes for >50 °C.

8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

Grenseverdier: Butan 600 ppm, Propan 1000 ppm (administrativ norm, Norge).
Personlig verneutstyr: Hansker anbefales ved langvarig kontakt. Brillor ved fare for sprut.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstand: Aerosol
Farge: Klar
Lukt: Karakteristisk hydrokarbon
Flammepunkt: <0 °C
Kokepunkt: -42 °C (propan)
Tetthet: ~0,6 g/cm³

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale forhold.
Unngå varme, gnister, flammer.
Nedbrytningsprodukter: CO, CO₂.

11. Toksikologiske opplysninger

Innånding: Kan forårsake dødsighet og svimmelhet.
Hud: Langvarig kontakt kan gi irritasjon.
Øyne: Kan gi irritasjon.

12. Økologiske opplysninger

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.
Unngå utslipp til vannmiljø.
Hormonforstyrrende egenskaper: Ikke identifisert.

13. Disponering

Avfall: Leveres til godkjent mottak som farlig avfall.
Beholder må ikke punkteres eller brennes.

14. Transportopplysninger

UN 1950, Aerosoler, klasse 2.1, emballasjegruppe: Ikke relevant.
Miljøfare: Nei.

15. Regelverksmessige opplysninger

SDS utarbeidet i henhold til REACH (EF 1907/2006), CLP (EF 1272/2008) og (EU) 2020/878.

16. Andre opplysninger

H220, H222, H229.
Erstatter datablad 22.05.2018.
Basert på produsentens SDS 20.02.2024.