



TECHNOMEDICS



DECEMBER

2025

ExamVision

// Ergonomi – komfort – presisjon



Neste generasjon prismatiske luper fra ExamVision: Kepler Reflekt

Utviklingen av prismatiske luper har lenge vært en balansekunst mellom ergonomi og optisk kvalitet. Lys som brytes gjennom prizmer kan svekke bildeklarheten – men ikke ved Kepler Reflekt. Etter mange års utvikling har ExamVision utviklet en prismatisk lupe uten kompromisser. Resultatet er krystallklar optikk og en ergonomisk frihet i arbeidsstillingen din.

- ◆ Du er ikke lenger låst i en statisk «mikroskop-posisjon», men kan bevege deg – uten å miste fokus.
- ◆ Det åpne synsfeltet lar deg se over lupehuset – til skjermen, instrumentbrettet eller pasienten – uten avbrudd i arbeidsflyten.
- ◆ Okularene veier tilsammen kun 36,9 gram

Book en demo: Finn din selger i ditt område:
technomedics.no/om-oss.

Send oss en mail til: post@technomedics.no
eller ring oss på: 69 88 79 20



Zaparay

// 'High level disinfection'

En etterlengtet løsning på et reelt problem

Det er mange gjenstander på en klinikk som burde desinfiseres, men som ikke kan autoklaveres. Valget faller ofte på en spritklut eller et desinfiseringsbad, men f.eks. elektronikk og optikk er ikke spesielt glad i de alternativene.

Zaparay er en «skuff» som ved hjelp av UVC-LED-lys desinfiserer trygt (99,9999 %) og raskt (5 minutter) ting som:

- ◆ Dentale avtrykk
- ◆ Lupebriller
- ◆ Herdelamper
- ◆ Endomotorer
- ◆ Apekslokatorer
- ◆ Ledninger
- ◆ Guttaperkabrennere
- ◆ Skannerhoder
- ... og mye mer

Les mer på
vår nettside:



FO7000

Zaparay Ray-One UVC LED-desinfeksjon

tilbud 59 900,- ord. 69 990,-



FKG – XP-4D®

// Nytt filsystem


Kombinerer det beste av de beste

XP-4D – bevarer dentin, standardiserer den apikale boksen.

Utviklet for optimal utrensning og en standardisert apikal boks. XP-4D tilpasser seg kanalens anatomi som XP Rise Shaper – og standardiserer den apikale delen som Race EVO.

Ett system, to verdener – for sikker, minimal invasiv og vellykket endo for alle.

FH8575	XP-4D Starter (lilla, 20/03v) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1086,-	veil. 1449,-
FH8576	XP-4D Standard (blå, 30/03v) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1086,-	veil. 1449,-
FH8577	XP-4D Medium (sort, 40/03v) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1086,-	veil. 1449,-
FH8578	XP-4D Large (gul, 50/03v) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1086,-	veil. 1449,-



Race EVO

// Fantastiske roterende endofiler


Race Evolution

Race EVO tar roterende endo et viktig skritt videre.

En ny og unik varmebehandling gjør filene imponerende fleksible og motstandsdyktige mot brekkasje, langt mer enn noe annet Ni-Ti system.

- ◆ Ekstremt fleksible
- ◆ Kutter dentin mer effektivt
- ◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanalen
- ◆ Enkel sekvens med få filer

FH8321	Race EVO .04-sekvens (15-25-30/04) – 25 mm	tilbud 535,-	veil. 630,-
FH8341	Race EVO 15/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1071,-	veil. 1260,-
FH8346	Race EVO 25/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1071,-	veil. 1260,-
FH8351	Race EVO 30/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1071,-	veil. 1260,-



TotalFill

// Suveren sealer

Unik biokeramisk sealer

TotalFill BC sealer er en unik, patentert sealer av høyeste kvalitet. Femten år med studier og over 50 millioner kanaler gir deg den tryggheten du trenger.

- ◆ Meget hydrofil
- ◆ Krymper *ikke* ved herding
- ◆ Antibakteriell (pH +12) – holder høy pH mer enn dobbelt så lenge som andre biokeramiske sealere
- ◆ BC-coatede points gir bedre binding til sealer
- ◆ Nå: Ny, *lavere pris!*

FH4510	TotalFill BC sealer 2 g m/15 appl. spisser	tilbud 2202,-	veil. 2590,-
--------	--	----------------------	--------------



Rooter X3000

// Endomotor

Endomotoren for alt og alle

Rooter X3000 er en børsteløs motor med integrert apekslokator som kan brukes i hastigheter helt opp til 3300 rpm.

- ◆ Roterende
- ◆ Resiprokerende (alle systemer)
- ◆ Børsteløs motor (lang levetid, tryggere resiprokerende bevegelser)
- ◆ Innebygget apekslokator
- ◆ Ferdig programmert for FKG-filer
- ◆ Mulighet for 10 egne programmer

FH7791	Rooter X3000 endomotor	tilbud 16 900,-	veil. 25 877,-
--------	------------------------	-----------------	----------------



Fi-P

// Gutta-Cut

Rask og pålitelig gutta-cut

Fi-P er en trådløs og lett Gutta-Cut for kutting og kondensering av guttaperka. Dårlige Gutta-Cut'ere skaper stor frustrasjon og mye unødvendig tidsbruk.

Unn deg en god Gutta-Cut!

- ◆ Innstillbar temperatur: 150-180-200-230 °C
- ◆ Varm på mindre enn et sekund
- ◆ Leveres med 4 spisser: 55/08, 55/06, 45/04, 40/04
- ◆ God batterikapasitet

FH7140	Gutta-Cut Fi-P	tilbud 3900,-	veil. 9516,-
Priseksempel:			
FH7147	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/10		690,-
FH7146	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/08		690,-



Ai-Pex

// Apekslokator + pulpatester

Med Ai-Pex får du apekslokator og pulpatester i ett. Det du trenger, i én avansert og elegant enhet. Mange spesialisters valg.

- ◆ **Nøyaktig apekslokator.** Automatisk kalibrering ved oppstart. Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, både enkle og komplekse
- ◆ **Nøyaktig pulpatester.** Nøyaktig måling av vitalitet. Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten).
- ◆ **Imponerende design.** Stor LCD-fargeskjerm. Kan roteres 360° og vinkles optimalt.

FH7240	Ai-Pex apekslokator/pulpatester	tilbud 8900,-	veil. 12 144,-
--------	---------------------------------	---------------	----------------



Leasing:
1620,-
 pr. md./ 5 år
 (Kontantkjøpspris:
 76 900,-)

Mectron Combi Touch

// Kvalitet til fornuftig pris

Supereffektiv airpolishing

Med Combi Touch fra Mectron utfører du din airpolishing effektivt og raskt. Du trenger ikke bytte håndstykke eller pulvertank ved overgang fra supra- til subgingivalt. Alt skjer automatisk. Et unikt, konstant lufttrykkssystem gjør at maskinen ikke tetter seg, noe som reduserer behovet for service.

Ultralydsdelen er supereffektiv med intelligent teknologi som gjenkjenner spissen du bruker, og setter apparatet i rett modus.

Mectron Combi Touch har også et «Soft Mode», som kan brukes for mer sensitive perio-pasienter.



Tilbud:
15 %

GTO + Evolution

// GBR & GTR

Biomaterialer fra OsteoBiol

«Dual Phase», den unike bioteknologien i GTO, bevarer det naturlige kollagenet i xenograftet. Kollagenet tiltrekker seg osteogene celler og stimulerer cellulær differensiering til osteoblaster. GTO resorberes fullstendig parallelt med at nytt benvev dannes. Solid dokumentert teknologi. Re-entry: fra 5 måneder.

- ◆ GTO: putty-lignende konsistens: granulene forblir der de plasseres
- ◆ Evolution: kollagen membran fremstilt på samme måte som GTO

FL7721	Osteobiol GTO Bone Mix 0,5 cc	tilbud 1612,-	veil. 1896,-
FL7755	Osteobiol Membran Evolution Dried/Std 20x20x0,4 mm	tilbud 1840,-	veil. 2165,-



Happynecks

// Forbedret ergonomi

Happynecks – puten som hjelper både pasient og behandler

Pasient

- ◆ Optimal komfort
- ◆ Lettere å slappe av og puste dypere
- ◆ Enkelt og naturlig å gape høyt


Behandler

- ◆ Bedre innsyn
- ◆ Bedre tilgjengelighet til arbeidsfeltet
- ◆ Mindre belastning på nakke


FZ2501	Happynecks sky (blå)	tilbud 1974,-	veil. 2322,-
FZ2502	Happynecks antrasite (mørk grå)	tilbud 1974,-	veil. 2322,-
FZ2503	Happynecks chrome (lys grå)	tilbud 1974,-	veil. 2322,-
	Finnes i mange farger og i barne-størrelse		

Helmut Zepf

// X-tool







Kan kjøpes som kit eller som individuelle instrumenter.



Atraumatisk ekstraksjon

X-tool er en serie delikate instrumenter til atraumatisk ekstraksjon. Instrumentene er en mellomting mellom periotomer og luksatorer. X-tool holdes som en penn. Dette grepet gjør det naturlig å ikke bruke for mye kraft – noe som er viktig for å kunne utføre atraumatisk ekstraksjon.



Innhold

-  Pilspiss-formet, 4 mm – brukes mesialt og distalt
-  Rett, 2,5 mm eller 4,5 mm – brukes i overkjeve front
-  Lett buet, 2,5 mm eller 4,5 mm – fin til bruk i underkjeve front
-  Sårskje: Brukes til å rense ekstraksjonsalveolen

15190	X-tool kit 6 instrumenter + kassett	tilbud 8956,-
15194	X-tool gul, 4 mm rett	tilbud 1390,-
15195	X-tool grønn, 2,5 mm rett	tilbud 1390,-
15196	X-tool grønn, 4,5 mm rett	tilbud 1390,-
15197	X-tool blå, 2,5 mm buet	tilbud 1390,-
15198	X-tool blå, 4,5 mm buet	tilbud 1390,-
SS1011-ZE	Lucas curette, 2,5 mm	tilbud 998,-

Helmut Zepf

// «Deep grip»-tenger



Har du prøvd disse tengerne fra Helmut Zepf? De har blitt favorittene til mange av våre kunder. Hva gjør dem annerledes enn klassiske ekstraksjonstenger?

På en «deep grip»-tang er tuppen av arbeidsdelen gjort smalere, noe som gjør det mulig å komme dypere ned mot tannroten, også delvis subgingivalt. Tengerne ligger også godt i hånden med et ergonomisk design og med en 25 % reduksjon i vekt.

Tengerne finnes i mange varianter – se vår nettside for oversikt.

TO1300-ZE	Ekstr.tang fig. 34 OK + UK front Deep grip	tilbud 2370,-	ord. 3160,-
TO4300-ZE	Ekstr.tang fig. 35 OK front/premolar Deep grip	tilbud 2370,-	ord. 3160,-
TU3300-ZE	Ekstr.tang fig. 36 UK front/premolar Deep grip	tilbud 2370,-	ord. 3160,-
TU8010-ZE	Ekstr.tang fig 79 UK visdomstenner Deep grip	tilbud 2370,-	ord. 3160,-



Kursoversikt

Benregenerering i praksis: Livekirurgi og hands-on med GTO

Oslo 12. januar kl. 17.00–20.00

Kursholdere Hauk Øyri og Shoresh Afnan

– *Spesialister i oral kirurgi og oral medisin*

Ekstraksjon av tannen og håndtering av ekstraksjonsalveolen. Lær enkle grafting-protokoller og prinsipper for best mulig estetikk ved benregenerering. Det blir livekirurgi med videooverføring og enkel hands-on.

Piezokirurgi og biomaterialer – Sestri Levante, Italia

7.–10. mai

Kursholder Dr. Claudio Stacchi, President i den italienske foreningen for oralkirurgi

Minimalt invasiv sinusløfteknikk – nye tilnærminger. «Hvordan oppnå forutsigbar og god benhøyde ved minimalt invasiv sinusløfteknikk?» Teori og hands-on.

Kursdag for tannpleiere – Claire McCarthy (Oslo og Trondheim)

Trondheim: onsdag 25. feb. / Oslo: fredag 27. feb.

Kursholder Dr. Claire McCarthy

MINST – Minimally Invasive Non-Surgical Therapy.

Hvordan utnytte din ultralydscaler på beste måte?

Lær presise teknikker og forbedre klinisk effektivitet og pasientresultater. Vevsbevaring, pasientkomfort og langsiktige resultater.

Brånemark Osseointegration Center – Marseille, Frankrike

1.–2. juni

Kursholdere Dr Patrick Palacci og Ulf Nannmark

Kliniske utfordringer knyttet til hard- og bløtvev. Utvid din kirurgiske kompetanse og lær av mesterne. To dager med live-kirurgi hvor du er observatør bak en glassvegg. Komplekse kliniske case innen benoppbygging, bløtvevs-håndtering og implantologi vil bli drøftet og utført.






Mectron Piezokirurgi vårmøte 2025 – Venezia, Italia

19. juni. Symposium

Noen av temaene: Ny diagnostisk metode og nytt materiale for å forebygge komplikasjoner ved benheling. Innovativ, atraumatisk piezoelektrisk ekstraksjon for å bevare alveolært ben. Atraumatisk ekstraksjon av tredje molar. Feilfri direkteinstallasjon av implantater.



Les mer på
technomedics.no/kurs,
eller skann QR-koden



FKG
swiss endo

XP-4D

All Files

1000 mm

1.0mm

Rooter® X4000

Skann QR-koden og les mer om Rooter X4000

XP-4D®

#30
#40
#50

Primær-endodonti – 4D

EndoInn, Oslo 23. januar 09.00–12.00

Kursholder Gilberto Debelian

Kort teoridel og deretter hands-on med de nyeste teknikkene og instrumentene. Siste generasjons filer vil bli brukt: XP4D med minimalt invasivt design. Nå kan du rense ut irregulære, ovale formede kanaler med en *standardisert* apikal boks.

Endodontiske reparasjoner – bruk av biokeramer

EndoInn, Oslo 23. januar 13.00-16.00

Kursholder Gilberto Debelian

Hands-on med prosedyrer for mer avansert endodontisk behandling: koronale og apikale perforasjoner og reparasjon av furkasjoner og strip-perforasjoner.

