



# TECHNOMEDICS



MAI  
2026

# Cytoplast

// Spesielt utviklet for «socket grafting»

**PTFE-membran – tilheling uten primær lukking og med forutsigbar estetikk**

Primær lukking er ansett som et sentralt prinsipp for vellykket tilheling av ekstraksjonsalveoler.

## Cytoplast-teknikken

Med denne teknikken har tusenvis av kirurger verden over lært en forutsigbar teknikk ved ekstraksjon uten primær lukking og med forbedret estetikk.

- ◆ De tette PTFE-membranene tåler å være eksponert
- ◆ Bevarer det keratiniserte vevet
- ◆ Unngår infeksjon
- ◆ Kan trimmes om nødvendig



FL7690	Cytoplast membran TXT-200 12x24 mm, 10 stk.	<b>tilbud 7256,-</b>	veil. 8756,-
FL7691	Cytoplast membran TXT-200 12x24 mm, 1 stk.		veil. 1209,-
FL7692	Cytoplast membran TXT-200 25x30 mm, 1 stk.		veil. 1839,-
FL7693	Cytoplast membran TXT-200 25x30 mm, 4 stk.		veil. 6438,-

# Du kan behandlingen. Vi kan American Eagle.

Tilbud  
**3+1**





## MJK

### // Skalpell

MJK-instrumentene kan med sitt unike design brukes ved alle typer kirurgi der tilgjengelighet og fleksibilitet er viktig. Passer i skaft til mikroskalpell og/eller -speil.

- ◆ Økt tilgjengelighet
- ◆ Maksimal presisjon
- ◆ Perfekt vinkling

Pakkepris:  
Skaft + 1 pk  
skalpell:  
**1590,-**

SK1702	Skaft 11 cm stål	937,-
SK1703	Skaft 14 cm stål	937,-
SK3620	BW001, 10 stk	864,-
SK3621	BW002, 10 stk	864,-
SK3622	BW003, 10 stk	864,-
SK3623	BW004, 10 stk	864,-

## Riva Star Aqua

### // Siste generasjon SDF-materiale

#### Riva Star Aqua – 5 Star Award i Dental Advisor

Riva Star er en effektiv og smart desensitizer som fjerner cervikale smerter umiddelbart. Den trekker dypt inn i dentintubeliene og skaper en tøff overflate. Kliniske studier viser en langtidseffekt på minst to år.

- ◆ Ingen dårlig smak eller lukt av ammoniakk/metall
- ◆ Det er ikke behov for å beskytte bløtvev med kofferdam
- ◆ Ingen bløtvevsirritasjon
- ◆ Minimal risiko for misfarging av tannsubstans



FH6097	Riva Star Aqua kit (kapsler – 10 behandlinger)	<b>tilbud 1895,-</b>	veil. 2299,-
FH6098	Riva Star Aqua (flasker – ca. 30 behandlinger)	<b>tilbud 2195,-</b>	veil. 2753,-

## Scorpion

### // Scalingspisser

Visuell indikasjon  
av slitasje →



#### Bruker du scalingspissene dine for lenge?

Når en scalingspiss har mistet 2 mm av lengden, er den «ferdig». Fortsetter du å arbeide med en slik spiss, blir behandlingen lite effektiv og mer ubehagelig for pasienten. Scorpion «sier fra» når du bør bytte.

- ◆ **Visuell indikator** for slitasje
- ◆ **Stålkvaliteten:** lengre levetid + bedre vibrasjonsoverføring
- ◆ **Tynnere spisser:** bedre tilgang til trange interproximale rom
- ◆ **Vibrasjonseffekt:** sterk kavitasjonseffekt gir raskere scaling + fordrer inntil 40 % mindre power og dermed bedre pasientkomfort

UL1001-SN	Ultrasonic perio tip Scorpion EPEM for EMS	<b>tilbud 945,-</b>	veil. 1111,-
UL1003-SN	Ultrasonic univ. tip Scorpion BEM for EMS	<b>tilbud 779,-</b>	veil. 916,-
UL3013-SN	Ultrasonic perio tip Scorpion EPSA for Satelec / NSK	<b>tilbud 945,-</b>	veil. 1111,-
UL3000-SN	Ultrasonic univ. tip Scorpion BSA for Satelec / NSK	<b>tilbud 779,-</b>	veil. 916,-
UL6101-SN	Ultrasonic perio tip Scorpion EPSI for Sirona	<b>tilbud 995,-</b>	veil. 1214,-
UL6001-SN	Ultrasonic univ. tip Scorpion BSI for Sirona	<b>tilbud 995,-</b>	veil. 1214,-



# MTA White

## // Rotreparasjon


### Enkle obturasjoner og reparasjoner

Tilbakemeldinger på MTA White fra PD er: «Fantastisk!» Brukt om både konsistensen og forpakningen.

Fremragende biokompatibilitet åpner for mange indikasjoner, samt ved apeksifikasjon og pulpotomi av umodne tenner hos barn og ungdom.

- ◆ Bismutoksidfri
- ◆ Kort herdetid (10–15 minutter)
- ◆ Høy pH
- ◆ Røntgentett (ekv. 7 mm Al)

FH2251	MTA White single dose (4x140 mg)	tilbud 795,-	veil. 930,-
--------	----------------------------------	--------------	-------------



# IrriGance

## // Fargede irrigasjonssprøyter

### Tryggere irrigasjon

IrriGance er irrigasjonssprøyter i tre forskjellige farger og størrelser.

Å bruke et fargekodningssystem for hver type irrigasjonsvæske bidrar til å organisere instrumentbrett, reduserer risikoen for feil og sparer verdifull tid ved stolen. Sprøytene er separat pakket i rød, hvit eller sort og i 3, 5 eller 10 ml med Luer lock.

FJ3327	IrriGance Color Syringes 10 ml røde, 30 stk.	tilbud 149,-	veil. 189,-
FJ3329	IrriGance Color Syringes 10 ml sorte, 30 stk.	tilbud 149,-	veil. 189,-
FJ3328	IrriGance Color Syringes 10 ml hvite, 30 stk.	tilbud 149,-	veil. 189,-
FJ3320	IrriGance Color 5ml - ass. (10x rød/svart/hvit)	tilbud 99,-	veil. 139,-



# Dual Rinse – HEDP

## // Enklere og bedre irrigering

### Enklere og mer effektiv irrigasjon

Med Dual Rinse HEDP får du en enklere og mer effektiv irrigasjon fordi du nå kan løse opp vev, fjerne smear layer og desinfisere – i én og samme prosess.

Nå trenger du altså bare én sprøyte/kanyle og du behøver ikke lenger veksle mellom NaOCl og EDTA.

- ◆ Løs opp pulveret fra en kapsel Dual Rinse i 10 ml NaOCl, rør rundt og sug opp i sprøyta
- ◆ Irriger som vanlig – men uten å avslutte med EDTA

Dual Rinse HEDP har vært brukt av norske endodontister i flere år.

FH9171-FK	Dual Rinse HEDP - 10 kapsler	tilbud 695,-	veil. 829,-
FH9172-FK	Dual Rinse HEDP - 30 kapsler	tilbud 1790,-	veil. 2100,-
FH9173-FK	Dual Rinse HEDP - 100 kapsler	tilbud 4990,-	veil. 5990,-



# XP-4D

// Trygt, enkelt og forutsigbart

## Kombinerer det beste fra de beste

XP-4D kombinerer det beste fra Race EVO og XP Rise Shaper. XP-4D gir deg en standardisert apikal boks (som EVO) og en anatomisk utretning av resten av kanalen (som Shaper) Systemet er raskt, enkelt, trygt og forutsigbart. Ett system, det beste fra to verdener – for sikker, minimal invasiv og vellykket endo for alle.



FH8575	XP-4D Starter (lilla, 20/03) - 25 mm (6 stk)	veil. 1522,-
FH8576	XP-4D Standard (blå, 30/03) - 25 mm (6 stk)	veil. 1522,-
FH8577	XP-4D Medium (sort, 40/03) - 25 mm (6 stk)	veil. 1522,-
FH8578	XP-4D Large (gul, 50/03) - 25 mm (6 stk)	veil. 1522,-



# Rooter X4000

// Virkelig trådløs frihet

## Rooter X4000

Vår nyeste endomotor, Rooter X4000, gir deg alt du trenger i én høyteknologisk enhet med:

- ◆ Roterende og resiprokerende bevegelser
- ◆ Innebygd apekslokator (trådløs fra håndstykke)
- ◆ Kraftig LED-lys og stor touch-skjerm
- ◆ Ferdig programmert for FKG-filer og sekvenser
- ◆ Mulighet for å navngi og lagre egne filer og sekvenser
- ◆ Trådløs forbindelse mellom håndstykke og kontrollenhet

FH7800	Rooter X4000 endomotor	tilbud 24 900,-	veil. 29 900,-
--------	------------------------	-----------------	----------------



# Zaparay

// High level disinfection

## En etterlengtet løsning på et reelt problem

Det er mange gjenstander på en klinikk som burde desinfiseres, men som ikke tåler autoklaven. Valget faller da ofte på en spritklut eller et desinfiseringsbad, men f.eks. elektronikk og optikk er ikke spesielt glad i de alternativene. Zaparay har en «skuff» som ved hjelp av UVC-LED-lys trygt (99,9999 %) og raskt (5 minutter) desinfiserer ting som:

- ◆ Dentale avtrykk, herdelamper, endomotorer, apekslokatorer, ledninger, guttaperka-brennere, røntgenholdere, utstyr til intraorale skannere, mobiltelefoner etc.

Kan f.eks. plasseres under autoklaven (tåler 80 kg vekt).

Les mer:



FO7000	Zaparay Ray-One UVC LED desinfeksjon	tilbud 49 900,-	veil. 69 990,-
--------	--------------------------------------	-----------------	----------------



## GTO

### // Xenograft benerstatning

#### Fra en av Europas ledende i biomaterialer

- ◆ I hvert granul er kollagenet bevart – en nøkkel til nydannelse av benvev
- ◆ Ideell porøsitet bevart – rask tiltrekning av blodceller, rask tilheling
- ◆ Unike håndteringsegenskaper, «Sticky bone»
- ◆ Solid dokumentasjon med over 15 års klinisk forskning
- ◆ Ferdig mikset i en sprøyte, klar til bruk

FL7721	Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc	<b>tilbud 1615,-</b>	veil. 1898,-
FL7724	Osteobiol GTO bone mix 2,0 cc	<b>tilbud 4190,-</b>	veil. 4850,-



## Atramat

### // Kvalitetssutur

#### Blant de mest brukte i Europa

Atramat har vært på markedet i 55 år og er i dag førstevalget til utallige kirurger og tannleger verden over.

Atramat står for høy kvalitet til meget hyggelige priser.

Priseeksempler:			
FL3221	Sutur Atramat PGC25 3/8 sirk. PE 16 mm 4/0	<b>tilbud: 795,-</b>	
FL3332	Sutur Atramat PGLA90 3/8 sirk. PE 19 mm 4/0	<b>tilbud: 595,-</b>	
FL3322	Sutur Atramat PGLA90 Rapid 3/8 sirk. P-PE 19 mm 4/0	<b>tilbud: 595,-</b>	



## Willospon

### // Hemostase ved kirurgi

#### Willospon

Willospon® er et sterilt, resorberbart gelatinmateriale (bearbeidet kollagen) med meget gode hemostatiske egenskaper. Det kan brukes ved alle kirurgiske prosedyrer og sårheling.

- ◆ Fullstendig resorbert etter 3–4 uker
- ◆ pH-nøytral
- ◆ Kan enkelt kuttes/tilpasses blødningsområdet
- ◆ Plasseres som den er eller fuktet

FL7335	Willospon Dental 50 stk. (1 x 1 x1 cm)	<b>tilbud 510,-</b>	veil. 634,-
FL7339	Willospon Special 20 stk. (8 x 5 x 0,1 cm)	<b>tilbud 1395,-</b>	veil. 1692,-



# Helmut Zepf

## // «Deep Grip»-tenger

### Presisjon for skånsomme ekstraksjoner

Tengene fra Helmut Zepf har blitt favorittene til mange av våre kunder og finnes i mange varianter.


«Deep-grip»-tenger har smalere arbeidsdel enn klassiske ekstraksjonstenger, noe som gjør det mulig å komme dypere ned mot tannroten – også delvis subgingivalt.

TO1300-ZE	Ekstr.tang fig. 34 OK + UK front Deep grip	<b>tilbud 2360,-</b>	ord. 2950,-
TO4300-ZE	Ekstr.tang fig. 35 OK front/premolar Deep grip	<b>tilbud 2360,-</b>	ord. 2950,-
TU3300-ZE	Ekstr.tang fig. 36 UK front/premolar Deep grip slim	<b>tilbud 2360,-</b>	ord. 2950,-
TU8010-ZE	Ekstr.tang fig 79 UK visdomstenner Deep grip	<b>tilbud 2360,-</b>	ord. 2950,-



# Tri-Hawk

## // Hardmetallbor og zirkoniakutter




### Hardmetallbor

- ◆ Kutter alle typer metaller og emalje. Kutter like godt vertikalt som horisontalt
- ◆ Boret har seks skjærende blader – kutter jevnere og mer effektivt

### Zirkoniakutter

- ◆ Diamantbelegg laget av 100 % naturlig diamant
- ◆ Ekstra grove diamantpartikler og særdeles sterk bonding
- ◆ Kutter meget effektivt uten å bli slitt etter kort tid

BHT137-012FG	Tri Hawk Talon 12, 100 stk.	<b>tilbud 4990,-</b>	veil. 5995,-
BDT198S-018XC	Diamantbor for Zirkonia, 25 stk.	<b>tilbud 1295,-</b>	veil. 1612,-
BDT198-018XC	Diamantbor for Zirkonia, 100 stk.	<b>tilbud 3990,-</b>	veil. 5216,-



Komplett kassett

**3990,-**

# PDT Kassett

## // Slitesterke kyretter og scalere

### Lett design med fokus på ergonomi

Instrumentene fra PDT er laget av slitesterkt stål. Med et forsterket riflet grep, reduserer du klypekraft og håndtrethet og øker den taktile sensitiviteten.

Curette Gracey Micro Mini har 5 mm lenger Terminal Shank og 20 prosent tynnere blad – perfekt for trange og anteriore lommer.

Montana Jack Scaler har optimal vinkel for god tilpasning, med tynn og skarp arbeidsdel for interproksimal tilgang.

CG2401-PA	Curette Gracey Extended Reach Micro Mini 1/2	<b>tilbud 695,-</b>	veil. 825,-
CG2407-PA	Curette Gracey Extended Reach micro mini 7/8	<b>tilbud 695,-</b>	veil. 825,-
CG2411-PA	Curette Gracey Extended Reach micro mini 11/12	<b>tilbud 695,-</b>	veil. 825,-
CG2413-PA	Curette Gracey Extended Reach micro mini 13/14	<b>tilbud 695,-</b>	veil. 825,-
SC2822-PA	Scaler Montana Jack	<b>tilbud 695,-</b>	veil. 825,-
OK1100	Instrumentkassett E-Z Jett 5 instr – velg farge	<b>tilbud 695,-</b>	veil. 825,-



# TECHNOMEDICS



Book demo



EXAM VISION



# 100 %

alkoholfri desinfisering

**Kjøp to bokser V-Wipes Zero,  
og få med gratis refill og spray!**

Bestill på: Tlf.: 69 88 79 20  
[www.technomedics.no](http://www.technomedics.no)

Ring inn din bestilling på tlf. 69 88 79 20 eller bestill i vår nettbutikk [www.technomedics.no](http://www.technomedics.no)  
Alle priser pr. 5. mai, med forbehold om prisendring og trykkfeil. Tilbudene gjelder til og med 19. juni 2026.

