



2026



40 år med innovasjon og kvalitet

I år markerer vi et viktig jubileum. Gjennom 40 år har vi hatt gleden av å samarbeide med norske tannleger, spesialister og tannhelseteam om én felles ambisjon: å bidra til bedre behandling gjennom kvalitet, kunnskap og innovasjon.

Da Technomedics ble grunnlagt for 40 år siden, var målet enkelt: å tilby produkter og løsninger som kunne gjøre en forskjell i klinisk praksis. Gjennom fire tiår har odontologien gjennomgått en enorm utvikling, og vi har vært så heldige å få være en del av denne reisen.

Innovasjon har alltid vært en viktig del av vår identitet. Vi har imidlertid aldri vært opptatt av det nye for nyhetens skyld. Teknologi har først verdi når den bidrar til bedre behandling, høyere kvalitet og større trygghet for kliniker og pasient.

I en tid hvor mye endrer seg raskt, er det kanskje nettopp langsiktighet som har vært vår viktigste styrke. Langsiktighet i relasjonene til våre kunder. Langsiktighet i valgene vi har tatt. Og ikke minst langsiktighet gjennom medarbeidere som har viet store deler av sitt yrkesliv til Technomedics. Flere har vært en del av teamet i over 20 og 30 år, og den kunnskapen, erfaringen og kontinuiteten de representerer, er en viktig del av forklaringen på hvem vi er i dag.

For 40 år siden grunnla min far Technomedics med en tro på kvalitet, kunnskap og innovasjon. Mye har endret seg siden den gang, men disse verdiene har bestått. I dag er det vårt ansvar å videreføre arven, samtidig som vi fortsetter å utvikle oss i takt med behovene til moderne odontologi.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere som har vært en del av reisen. Tilliten dere har vist oss gjennom disse årene, er grunnlaget for alt vi har oppnådd. Vi ser med stolthet tilbake på 40 år, men enda viktigere: Vi ser fremover!

Karina Steen
Technomedics



Ubigel Inperio

// Biologisk støtte til periodontal tilheling



Les mer ved å
skanne QR-koden



En beskyttende gelstruktur

De to gelene i Ubigel polymeriserer i den periodontale lommen og danner en myk, mukoadhesiv struktur som fester seg til vevet og beskytter det behandlede området en ukes tid. Denne gelstrukturen bidrar til å skape et **stabilt miljø for tilheling** og **begrenser infiltrasjon** av matrester og bakterier i lommen.

Biologisk aktive komponenter

Ubigel inneholder hyaluronsyre (natriumhyaluronat) og spermidin, to biologisk aktive komponenter med ulike roller i tilhelingsprosessen. **Hyaluronsyre** bidrar til å opprettholde et fuktig og gunstig miljø rundt cellene som deltar i sårheling og vevsreparasjon. **Spermidin** deltar i prosesser intracellulært, med reparasjon, vedlikehold og fornyelse. Forskning tyder på at spermidin kan bidra til å regulere inflammatoriske responser og støtte vevets regenerative kapasitet. Kilde: Carmagnola et al.

Mer enn en tradisjonell perigel

Mange perigeler har primært som mål å beskytte eller desinfisere den periodontale lommen. Ubigel kombinerer denne funksjonen med biologiske komponenter som er knyttet til vevets egne cellulære reparasjonsprosesser.

FL7000	Ubigel bløtvevsgel 0,25 ml, kjøp 3 pakker, få 1 gratis	veil. 595,-
FL7002	Ubigel bløtvevsgel 1,0 ml, kjøp 1 pakke, få 1 gratis	veil. 1495,-

Presise ekstraksjoner


Bedre utgangspunkt



NYHET!

Advanced extraction set

// Piezokirurgi



Piezoteknologien benyttes nå gjennom hele ekstraksjonsprosedyren. Fra spalting av tann og krone til luksasjon, ekstraksjon og rengjøring av alveolen. De nye spissene gir mulighet for en mer kontrollert og vevssparende tilnærming gjennom hele behandlingen.

Ny periotomspiss

EX0410 har et lengre blad som gir dypere tilgang i periodontalspalten, mens en forsterket hals tåler større kraftoverføring. Den nye utformingen av tuppen er utviklet for kontrollert separasjon og enklere luksasjon i mer kompliserte kasus.

Piezoelektrisk sårskje

Spiss OP1225/1125. En grundig rengjøring av alveolen er avgjørende for optimal tilheling. De piezoelektriske mikrovibrasjonene og kavitasjonen muliggjør presis fjerning av inflammatorisk vev samtidig som friskt spongøst ben bevares.

Eksplantasjon – kirurgisk fjerning av implantat

Den sirkulære utformingen og den tynne arbeidsdelen gjør det mulig å utføre en smal periimplantær osteotomi for skånsom og forenklet fjerning av implantater. De to ulike utformingene er utviklet for henholdsvis koniske og sylindriske implantater. Den viktigste fordelen er maksimal benbevaring og minimal kirurgisk belastning. Ved alvorlige tilfeller av ankylose kan det utføres en svært smal osteotomi rundt roten, noe som kan lette ekstraksjonen samtidig som omkringliggende benvev bevares.

FO5455	Piezosurgery tip EXL1	tilbud 2396,-	veil. 2995,-
FO5433	Piezosurgery tip OT12	tilbud 3063,-	veil. 3829,-
FO5469	Piezosurgery Third Molar Extraction Kit	tilbud 11 313,-	veil. 14 141,-
FO5493	Piezosurgery periotom-tip lang EX0410	tilbud 2396,-	veil. 2862,-
FO5370	Piezosurgery tip OP1225	tilbud 2396,-	veil. 2995,-
FO5459	Piezosurgery Advanced Extraction Kit	tilbud 9890,-	veil. 12 362,-



Visdomstanns-ekstraksjon

// Piezokirurgi



Piezosurgery
Leasing fra:

1330,-
pr. md.



Spissene kan brukes på alle Piezokirurgi-apparatene fra Mectron.

Etter mange års klinisk og teknologisk forskning introduserer Mectron nå de første piezoelektriske elevatorene utviklet for å lette ekstraksjon av retinerte tredje molarer, og i enkelte tilfeller også ekstraksjon av røtter, spesielt ved ankylose. Kliniske studier viser at piezoelektriske ekstraksjoner kan gjennomføres på omtrent halve tiden sammenlignet med konvensjonelle teknikker. Samtidig gjør teknologien ekstraksjonen mindre krevende og mer kontrollert, særlig når forholdene er utfordrende. Piezoteknologien benyttes nå gjennom hele ekstraksjonsprosedyren, fra spalting av tann og krone til luksasjon, ekstraksjon og rengjøring av alveolen. EXL-spissene tilfører høyfrekvent vibrasjonsenergi til tannen og dens festeapparat. Tusenvis av mikrobevegelser reduserer gradvis retensjonen. Selv flerrotige tenner med kompleks rotanatomi kan ofte ekstraheres intakte og med mindre kraft enn ved tradisjonell hebling.

Klinisk dokumentasjon

De første prototypene av de piezoelektriske elevatorene ble utviklet og testet av Dr. Fabrizio Fontanella i mer enn 9000 visdomstannekstraksjoner. I en randomisert kontrollert studie ble de sammenlignet med tradisjonelle manuelle elevatorene. De viste følgende fordeler: bedre innsyn, maksimal intraoperativ kontroll og vesentlig kortere operasjonstid.

Koronektomi og osteotomi

Spissen SLO-H er utviklet for presis benfjerning rundt retinerte tenner. Den tynne og effektive arbeidsdelen gir god tilgang og kontroll. OT12 brukes ved koronektomi og kontrollert separasjon av røttene.

Les mer ved å
skanne QR-koden



Kutt **presist** Bevar *mer*

PIEZOSURGERY®
PIEZODRILL®

Tilbud leasing:

2050,-

pr. md./5 år inkl.
piezosurgery
håndstykke

MT-Bone® // Mer kraft

Forbedret pasientopplevelse takket
være Piezosurgery og Piezodrill



Les mer ved å
skanne QR-koden



Piezoteknologi siden 1979

Skaperen av Piezosurgery®-konseptet flytter grensene for hva teknologien kan levere. Med **MT-bone** kan du bl.a. effektivt og raskt:

- ◆ Spalte tann og krone
- ◆ Ekstrahere visdomstenner

Når effekt møter presisjon

Samtidig videreføres alle fordelene som har gjort PIEZOSURGERY® til førstevalget for presis og vevssparende benkirurgi.

Mer enn 250 internasjonale vitenskapelige publikasjoner dokumenterer klinisk bruk av Mectrons piezokirurgiske teknologi, med fordeler som presise mikrokutt, minimal påvirkning av bløtvev og gunstig sikt i operasjonsfeltet.

MT-Bone legger til rette for **forutsigbar og raskere tilheling av både hardt og bløtt vev**, noe som gjør teknologien spesielt verdifull ved avanserte kirurgiske inngrep og implantatbehandling.

For klinikere som arbeider med avansert kirurgi, representerer MT-bone mer enn en oppgradering: Med mer enn 100 spesialutviklede arbeidsspisser dekker MT-Bone et bredt spekter av kliniske indikasjoner innen oral kirurgi, implantologi, periodonti og benkirurgi. Med MT-Bone kommer også plattformen PIEZODRILL.

Mer flyt i kirurgien

Nye MT-Bone kombinerer intelligent spissgjenkjenning, forhåndsinnstillinger, forbedret ergonomi og kraftigere LED-lys for å gi en mer intuitiv, effektiv og komfortabel kirurgisk arbeidsflyt.

Én komplett **løsning** for moderne profylakse

mectron
medical technology

Piezo siden 1979

Combi Touch

// Profylakse med ultralyd og air-polishing



Tilbud leasing:

1590,-

pr. md./5 år

NY MODELL:
Turbodent
Air-polishing
uten scaler.



Mectron har siden 1979 vært en innovativ aktør innen dental teknologi, kjent for kvalitet, driftssikkerhet og avanserte ultralydløsninger. Combi Touch kombinerer ultralydscaling og air-polishing i én intuitiv enhet som gjør profylaksebehandlingen både effektiv og enkel.

Effektiv og fleksibel profylakse

Fjern supra- og subgingival calculus, misfarging, belegg og biofilm. Rengjør implantater skånsomt og effektivt.

Air-polishing uten tilstopping

Et smart luftstrømsystem forhindrer tilstopping. Combi Touch gjør det enkelt å veksle mellom ulike behandlingsformer – bytt mellom supra- og subgingival behandling med et tastetrykk. To separate pulverbeholdere gir god fleksibilitet i bruk. Behandlingen kan gjennomføres med bedre flyt og mindre frustrasjon.

Intelligent ultralydteknologi

Combi Touch kan brukes til scaling, perio og endo. Forhåndsinnstilte programmer gir riktig effekt, og den elektroniske feedback-teknologien gir automatisk korrekt arbeidsfrekvens under bruk.

Skånsom behandling for sensitive pasienter

«Soft mode» gjør det enklere å behandle sensitive perio-pasienter på en komfortabel og trygg måte. Combi Touch gir klinikken presis profylakse – med komfort for pasienten og full kontroll for behandleren.

FO2360	Mectron Combi Touch
FO2330	Mectron Turbodent
FZ3000	Avlastningsbord Universal (Mectron)

tilbud: 77 400,-
tilbud: 66 400,-
14 950,-



Rooter X4000

// Virkelig trådløs frihet

Vår nyeste endomotor, Rooter X4000, gir deg alt du trenger i én høyteknologisk enhet med:

- ◆ Roterende og resiprokerende bevegelser
- ◆ Innebygd apekslokator (trådløs fra håndstykke)
- ◆ Kraftig LED-lys
- ◆ Mulighet for å lage og navngi egne filer og sekvenser
- ◆ Stor touch-skjerm
- ◆ Trådløs forbindelse mellom håndstykke og kontrollenhet

Trådløs frihet, pålitelig kontroll

Rooter X4000 eliminerer behovet for tradisjonelle ledninger og har en pålitelig trådløs forbindelse mellom håndstykket og kontrollenheten. Dette gir større bevegelsesfrihet og balanse i håndstykket og bedre kontroll og komfort. Den avtakbare basen for håndstykket kan plasseres nær pasienten, noe som sikrer fleksibilitet og effektivitet.

Optimalisert sikt med integrert LED

Rooter X4000 har innebygd LED-lys som gir god sikt under behandlinger. Hodet kan roteres 360°.

Pålitelig apekslokator

Den nøyaktige apekslokatoren sikrer trygg og effektiv behandling. Mål før eller under utrensingen.


Rooter X4000 stanser eller reverserer når apikalt punkt er nådd.

Rooter X4000 er en optimal endomotor til en fantastisk pris!



FH7800 Rooter X4000 endomotor

tilbud 24 900,- veil. 29 900,-



ENDA ENKLERE ENDO

XP-4D

// Lar anatomien få styre



XP-4D – Når anatomien får styre formen

Tradisjonell utrensing skaper ofte en rund preparering i en kanal som sjelden er rund. XP-4D fra FKG arbeider mer i harmoni med den naturlige rotkanalanatomien. Systemet kombinerer en standardisert apikal form med en adaptiv, fleksibel del som følger kanalens form og opprettholder kontakt med kanalveggene. Dette gir en mer anatomisk og forutsigbar utrensing, også i utfordrende og ovale kanaler. XP-4D gir en enkel arbeidsflyt, reduserer antall instrumentbytter og gir en konsekvent protokoll på tvers av ulike anatomier.

Hvorfor velge XP-4D?

- ◆ *Anatomisk utrensing* – tilpasser seg kanalens naturlige form i stedet for å tvinge den inn i en standard geometri
- ◆ *Enklere arbeidsflyt* – færre filer og en intuitiv sekvens
- ◆ *Tidsbesparende* – effektive instrumenter og redusert behov for instrumentbytter sparer tid
- ◆ *Minimalt invasivt* design bidrar til å bevare tannsubstans
- ◆ *Økonomisk* – kortere behandlingstid og en forenklet protokoll kan øke effektiviteten og lønnsomheten
- ◆ XP-4D kan autoklaveres og brukes i inntil 8 kanaler

XP-4D gjør endo enklere, mer forutsigbar og mer anatomisk korrekt – godt for både tannlege og pasient.

Meld deg på
gratis webinar med
live demonstrasjon
av XP-4D med
Gilberto Debelian



Eksempler:

FH8575	XP-4D Starter (lilla, 20/03v) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1190,-	veil. 1522,-
FH8576	XP-4D Standard (blå, 30/03v) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1190,-	veil. 1522,-
FH8577	XP-4D Medium (sort, 40/03v) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1190,-	veil. 1522,-
FH8578	XP-4D Large (gul, 50/03v) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1190,-	veil. 1522,-
XP-4D	Guttaperka Standard/Med./Large	tilbud 190,-	veil. 231,-
XP-4D	Paper points Standard/Med./Large	tilbud 150,-	veil. 198,-

Dual Rinse – HEDP

// Enklere og bedre irrigering



Enklere og mer effektiv irrigasjon

Med Dual Rinse HEDP får du en enklere og mer effektiv irrigasjon fordi du nå kan løse opp vev, fjerne smear layer og desinfisere – i én og samme prosess. Nå trenger du altså bare én sprøyte/kanyle og du behøver ikke lenger veksle mellom NaOCl og EDTA.

- ◆ Løs opp pulveret fra en kapsel Dual Rinse i 10 ml NaOCl, rør rundt og sug opp i sprøyta
- ◆ Irriger som vanlig – men uten å avslutte med EDTA

Dual Rinse HEDP har vært brukt av norske endodontister i flere år.

FH9172-FK	Dual Rinse HEDP - 30 kapsler	tilbud 1890,-	veil. 2100,-
FH9173-FK	Dual Rinse HEDP - 100 kapsler	tilbud 4990,-	veil. 5990,-

Race EVO

// Fantastiske roterende endofiler



Race Evolution

Race EVO tar roterende endo et viktig skritt videre.

En ny og unik varmebehandling gjør filene imponerende fleksible og motstandsdyktige mot brekkasje, langt mer enn noe annet Ni-Ti system.

- ◆ Ekstremt fleksible og kutter dentin mer effektivt
- ◆ Kan prekontureres for enklere tilgang til kanalen
- ◆ Enkel sekvens med få filer

FH8321	Race EVO .04-sekvens (15-25-30/.04) – 25 mm	tilbud 559,-	veil. 699,-
FH8341	Race EVO 15/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1188,-	veil. 1398,-
FH8346	Race EVO 25/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1188,-	veil. 1398,-
FH8351	Race EVO 30/04 - 25 mm – 6 stk.	tilbud 1188,-	veil. 1398,-

TotalFill

// Suverren sealer



Unik biokeramisk sealer

TotalFill BC sealer er en unik, patentert sealer av høyeste kvalitet. Atten år med studier og godt over 50 millioner kanaler gir deg den tryggheten du trenger.

- ◆ Meget hydrofil
- ◆ Krymper *ikke* ved herding
- ◆ Antibakteriell (pH +12) – holder høy pH mer enn *dobbelt så lenge* som andre biokeramiske sealere
- ◆ BC-coatede points gir bedre binding til sealer

FH4510	TotalFill BC sealer 2 g m/15 appl. spisser	tilbud 2152,-	veil. 2690,-
--------	--	----------------------	--------------

Fi-P

// Gutta-Cut



Rask og effektiv Gutta-Cut

Fi-P er en trådløs og lett Gutta-Cut for kutting og kondensering av guttaperka. Dårlige Gutta-Cut'ere skaper stor frustrasjon og mye unødvendig tidsbruk.

Unn deg en god Gutta-Cut!

Dette er Fi-P:

- ◆ Innstillbar temperatur: 150-180-200-230 °C
- ◆ Varm på mindre enn et sekund
- ◆ Leveres med 4 spisser: 55/08, 55/06, 45/04, 40/04
- ◆ God batterikapasitet (oppladbar)
- ◆ Display kan skiftes mellom høyre/venstre-hendte

FH7140	Gutta-Cut Fi-P hvit	tilbud 3900,-	veil. 5900,-
Priseeksempler:			
FH7147	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/10		690,-
FH7146	Gutta-Cut Fi-P spiss 55/08		690,-

Ai-Pex

// Apekslokator + pulpatester




Med Ai-Pex får du apekslokator og pulpatester i ett.

Det du trenger, i én avansert og elegant enhet. Mange spesialisters valg.

- ◆ **Nøyaktig apekslokator**
Automatisk kalibrering ved oppstart. Måler nøyaktig i tørre og våte kanaler, både enkle og komplekse
- ◆ **Nøyaktig pulpatester**
Nøyaktig testing av vitalitet
Kommer med to vitalitetssonder (standard + under kronekanten)
- ◆ **Imponerende design.**
Stor LCD-fargeskjerm. Kan roteres 360° og vinkles optimalt. Justerbare lydsignaler.

FH7240	Ai-Pex apekslokator/pulpatester	tilbud 4900,-	veil. 7900,-
--------	---------------------------------	----------------------	--------------



PDT Kasset

// Slitesterke kyretter og scalere

Komplett
Kristin-kasset
kun:

3990,-



Basiskasset anbefalt av spesialistene

Det er lett å gå seg vill i utvalget av kyretter. Derfor har vi satt sammen en praktisk basis periokasset med et minimum av instrumenter du trenger for god depurasjon.

Kassetten inneholder fem pålitelige kyretter: PDT Curette Gracey Extended Reach, Extended Reach mini og Queen of Hearts. Disse er valgt ut fordi de er lette, presise og gode å jobbe med. Instrumentene har resin-håndtak med godt grep og slitesterkt stål som holder spissene skarpe lenge.

Et ferdig basisoppsett som enkelt kan suppleres med dine egne favorittinstrumenter!

Lette instrumenter med skarphet som varer

PDT kombinerer ergonomi, presisjon og holdbarhet, og er et godt valg for klinikere som ønsker komfortable håndinstrumenter med høy ytelse i daglig bruk.

Nysgjerrig på å teste?

Nå får du utvalgte basisinstrumenter fra PDT samlet i én komplett kasset, til kun 3990,-.



CG1113-PA	Curette Gracey Extended Reach 13/14 (grønn)	tilbud 695,-	veil. 825,-
CG1111-PA	Curette Gracey Extended Reach 11/12 (gul)	tilbud 695,-	veil. 825,-
CG1103-PA	Curette Gracey Extended Reach 3/4 (lilla)	tilbud 695,-	veil. 825,-
CG1200-PA	Curette Gracey Extended Reach mini 00/0 (lilla)	tilbud 695,-	veil. 825,-
CU3300	Curette «Queen of Hearts»	tilbud 695,-	veil. 825,-
OK1100	Instrumentkasset E-Z Jett 5 instr – velg farge		veil. 825,-

PDT

// Nyheter



Queen of Hearts

PDT Queen of Hearts™ er en universell periokyrette med lengre skjærekanten som gjør det enklere å nå furkasjoner, dype lommer og vanskelig tilgjengelige rotkonkaviteter. Den smarte vinklingen gir god tilgang, også distalt på molarer, samtidig som pasienten slipper å gape like høyt. Med riktig adaptering glir de 6 mm lange skjærekantene lett ned i lommen, og instrumentet kan brukes effektivt i hele munnen med horisontale og skrå drag – et presist og smart tillegg i enhver vedlikeholds- eller perio-kassett.



Boge Precision Duo

Nytt instrument fra PDT. Instrumentet har en hakelignende side for linguale flater anteriort. Den ideelle vinkelen på haken gjør den lett og effektiv å jobbe med. Boge 513 er spesielt godt egnet på blottlagte rotoverflater og anbefales til bruk rundt kjeveortopedisk wire. Den andre siden av instrumentet er en sickle scaler for interproximale flater.

CU3300 Curette "Queen of hearts" (rød)
SX2025-PA Scaler Boge Precision Duo PDT (lilla)

tilbud 695,- veil. 825,-
tilbud 695,- veil. 825,-

Gleason Guide™

// Enklere instrumentsliping



Sliping uten gjetting

Gleason Guide er utviklet for å gjøre instrumentsliping enklere, mer presis og mer forutsigbar. Systemet guider instrumentet gjennom riktig bevegelse og hjelper brukeren til å opprettholde korrekt vinkel gjennom hele slipeprosessen.

En løsning for hele klinikken

Gleason Guide senker terskelen for regelmessig vedlikehold, slik at instrumentenes opprinnelige fasong lettere kan opprettholdes over tid. Den standardiserer sliping, slik at man ikke er avhengig av brukerens slipefering.


Les mer ved å
skanne QR-koden



FN3160 Slipestein Kit Fine (hvit), PDT
FN3162 Slipestein Kit Fine (hvit) + Coarse (brun), PDT

tilbud 2900,- veil. 3546,-
tilbud 3490,- veil. 4164,-

Tilbud
Komplett vedlikeholdskassett
12 990,–



Vedlikeholdskassett

// Perio og implantater



Labrida BioClean® er skånsom, men likevel effektiv til vedlikehold og rengjøring av implantater og tenner.

Alt du trenger til vedlikehold av perio og implantater i én kassett

I samarbeid med spesialist i periodonti, Caspar Wohlfahrt, har vi satt sammen en praktisk vedlikeholdskassett til perio og implantater. Kassetten inneholder instrumentene du trenger for god diagnostikk og vedlikeholdsbehandling av periopasienter.

Kassetten inneholder blant annet lommedybdemåler Williams, sonde 11/12, Nabers 2, pinsett og oscillerende vinkelstykke fra NSK. Instrumentene er valgt for å gjøre måling, sondering og vedlikehold enklere og mer oversiktlig.

Det oscillerende vinkelstykket har maks hastighet 3000 rpm og 80° oscillerende bevegelse og anbefales til bruk med Labrida.

Kassetten kan brukes som et ferdig basisoppsett, men du kan selvfølgelig supplere eller fjerne instrumenter etter egne ønsker, erfaring og behov.

FJ6701	Labrida BioClean børste 5 stk.
46919/46921	Komplett oscillerende vinkelstykke
IK6200	Vedlikeholdskassett til perio

tilbud	1698,–	veil.	1998,–
tilbud	5500,–	veil.	11 001,–
tilbud	12 990,–	veil.	20 327,–

FroggyMouth

// Korrigjer tungeposisjon og gjenopprett nesepest



Tilbud:

4 + 1



Hva er FroggyMouth?

FroggyMouth er et myofunksjonelt apparat som hjelper pasienten med å endre atypisk svelgemønster, korrigere tungeposisjon og gjenopprette pust gjennom nesen. Det brukes 15 minutter hver dag og kan brukes av både barn og voksne.

Apparatet holder leppene adskilt under svelging og hindrer sugende svelging. På den måten stimuleres pasienten til å finne et nytt svelgemønster ubevisst, gjennom nevrologisk opplæring av musklene i tunge og ansikt. FroggyMouth er utviklet av Dr. Fellus ved Robert Debré Hospital i Paris.

FroggyMouth brukes for å:

- ◆ Få tungen i riktig posisjon
- ◆ Redusere munnputing
- ◆ Bidra til stabilitet etter kjeveortopedisk behandling



Vil du vite mer om FroggyMouth?
Skann QR-koden.

FZ1800	FroggyMouth Small	869,-
FZ1801	FroggyMouth Medium	869,-
FZ1802	FroggyMouth Large	869,-

AMCOP

// Tidlig kjeveortopedisk intervensjon



Ny tilnærming til kjeveortopedi

AMCOP er bioaktivatorer for tidlig guiding av kjeve, tenner, tunge og ansiktsmuskulatur. Målet er å støtte riktig vekst og utvikling, bidra til en mer korrekt tannbue og oppnå et stabilt bitt med god funksjon og estetikk.

Behandlingen kan bidra til å redusere behovet for mer omfattende kjeveortopedisk behandling og ekstraksjoner, og kan brukes både på pasienter i vekstalder og voksne.

Fordeler ved AMCOP

- ◆ Fremmer vekst mandibulært og maksillært og bidrar til en korrekt formet tannbue
- ◆ Gir stabile resultater over tid og kan redusere behovet for ekstraksjon
- ◆ Brukes på pasienter i vekstalder og voksne. Raske og smertefrie kontroller



Kurs: Hard- og bløtvev i klinisk praksis

Brånemark Osseointegration Center – Marseille

To dager med skalpellen i hånden – en sjelden mulighet!

Hvor: Brånemark Osseointegration Center, Marseille

Når: 29.–30. april 2027

Bli med på kurs med klinikere som har vært en del av implantologiens utvikling siden 1980-tallet – tett på miljøet rundt Per-Ingvar Brånemark.

Gjennom praktisk undervisning og kliniske demonstrasjoner får du oppleve Patrick Palacci i aksjon, med skalpellen i hånden og fokus på det som virkelig betyr noe i kirurgisk praksis: presisjon, enkelhet og forutsigbarhet.

Ulf Nannmark og Patrick Palacci har gjennom flere tiår utviklet og raffinert sine teknikker med ett tydelig mål: Å forenkle prosedyrer uten å kompromisse på kvalitet eller langtidsresultater.

Les mer og
meld deg på
ved å skanne
QR-koden:



Superdeal! I samarbeid med OsteoBiol vil deltagere få gratis produkter fra OsteoBiol tilsvarende verdien av 1200 euro. Materialene bestilles uken etter kurset.



Ny teknologi: Tredjemolar-ekstraksjon med piezo


Hvor: EndoInn i Oslo

Når: 12. mars 2027 kl. 09.00–18.00

Hvordan fjerne en visdomstann med minst mulig traume? Prof. Jason Motta Jones, en av Europas fremste eksperter på visdomstannkirurgi, drøfter og viser hvordan du planlegger inngrep fra diagnostikk til valg av kirurgisk protokoll – og hva som faktisk skiller roterende fra piezoelektriske teknikker. Prof. Antonio Barone, regnet som en av Europas fremste innen alveolepreservasjon, deler sin kunnskap rundt alveolepreservasjon og direkte installasjon av implantat. Hands-on med Mectron piezokirurgi på animalske kjever.



Les mer og
meld deg på
ved å skanne
QR-koden:



Livekirurgi og hands-on:

GTO, membran og suturering

Bevar det du har – alveolepreservasjon

Hvor: Schweigaards gate 12, Oslo

Når: 11. februar 2027 kl. 17.00–20.00

Lær hvordan atraumatisk ekstraksjon, alveolepreservasjon og riktig bruk av GBR kan gi mer forutsigbare resultater. Kurset kombinerer kirurgenes kliniske erfaringer med livekirurgi og praktisk trening på modell med GTO, membran og suturering.

Les mer og
meld deg på
ved å skanne
QR-koden:



Internasjonalt symposium i Torino

Et utvidet vitenskapelig program

Hvor: Torino, Italia, Når: 9.–10. april 2027

Ledende klinikere og forskere møtes i Torino til to dager med fordypning innen oral rehabilitering, regenerasjon av hard- og bløtvev og moderne behandlingskonsepter. Bli med på praktiske workshops og faglige presentasjoner. Og nyt eksklusiv gallamiddag i den spektakulære Galleria Grande i Reggia di Venaria – et av Europas største barokk slott og UNESCO-verdensarvsted, hvor Savoy-kongenes praktfulle Galleria Grande danner en ramme du sjelden får oppleve på et fagmøte.

Les mer og
meld deg på
ved å skanne
QR-koden:





Fås i to
forstørrelser:
4.0x og 6.0x

ExamVision – Kepler Reflekt

// Dansk design, presisjon og ergonomi i verdensklasse



"Kvaliteten oppleves som virkelig førsteklasses, og jeg er svært fornøyd med ytelsen. Jeg vil absolutt anbefale disse lupebrillene til alle som ønsker å oppgradere."

*Dr. Elham Salem,
Allmenntannlege, DDS*

Hvor mye av arbeidsdagen tilbringer du med bøyd nakke?

Små belastninger kan bli store over tid. Mange tannleger kjenner på smerter i nakke, skuldre og rygg lenge før pensjonsalder.

Med en individuelt tilpasset **ExamVision Kepler Reflekt** får du en mer naturlig og oppreist arbeidsstilling, skarp optikk og bedre kontroll over detaljene – gjennom hele dagen. Resultatet er mindre belastning, høy presisjon og mer energi når arbeidsdagen er over.

Kepler Reflekt er utviklet for deg som ønsker både ergonomi og kvalitet uten kompromisser. De slanke okularene er laget i lette, robuste materialer som magnesium og titan, og veier kun 36,9 gram. Med ergonomisk vinkling, uhindret perifert syn og presist finfokus får du komfort, oversikt og kontroll – også under lange og krevende behandlinger. Kjenn forskjellen – fra første til siste pasient.

En investering både du, arbeidet ditt og kroppen din vil takke deg for.

Dette sier brukerne:

- ♦ «Det er en av de beste investeringene jeg har gjort i min karriere.»
- ♦ «Jeg kjenner tydelig avlastning i nakkemusklene.»
- ♦ «Det eneste jeg anger på, er at jeg ikke kjøpte den tidligere.»



Book en demo med din salgsrepresentant:
www.technomedics.no/om-oss

tlf: 69 88 79 20

eller skann QR koden og trykk på «Kontakt oss!»



**VINN EN
LUPEBRILLE!**

Les mer på
baksiden

ExamVision Kepler Kompakt og Advanced

// Se mer. Jobb smartere. Velg lupen som passer din hverdag



Kepler Kompakt – nyhet!

Nyheten for deg som vil ha høy forstørrelse i en lett og kompakt lupe. Kepler Kompakt gir skarpt syn, god balanse og høy presisjon – et sterkt valg for deg som jobber tett på detaljer og vil ha komfort gjennom hele dagen.

Derfor velger du Kepler Kompakt:

- ◆ Lett og kompakt design
- ◆ Høy forstørrelse opptil 7.6×
- ◆ Skarpt synsfelt fra kant til kant
- ◆ God arbeidsstilling og komfort
- ◆ Perfekt for presisjonsarbeid

Kepler Advanced

For deg som ønsker maksimal fleksibilitet i én og samme lupe. Med fire forstørrelser – 4.0×, 5.0×, 6.0× og 7.0× – kan du enkelt tilpasse lupen til ulike behandlinger, fra oversikt til detaljarbeid.

Derfor velger du Kepler Advanced:

- ◆ Flere forstørrelser i én lupe
- ◆ Enkel justering med Turn'N'Click-systemet
- ◆ Fleksibel løsning for varierte prosedyrer
- ◆ Ideell når du vil ha maksimal tilpasning



Hva skal du velge?

Kepler Kompakt for lav vekt, høy forstørrelse og komfort.

Kepler Advanced for maksimal fleksibilitet i én og samme lupe.

Book en demo med din salgsrepresentant:
www.technomedics.no/om-oss eller tlf: 69 88 79 20.



ExamVision – En investering i fremtiden

// Se bedre. Sitt bedre. Jobb lenger



Start
designreisen her:



Din perfekte lupe finnes allerede. Du må bare designe den.

ExamVision kombinerer verdensledende optikk med dansk design og håndverk. Sett sammen en lupe som er tilpasset behandlingene du utfører, arbeidsstillingen din og din personlige stil.

Enten du ønsker en enkel og brukervennlig førstegangslupe eller en avansert løsning med opptil fire forstørrelser i én og samme lupe, finnes det en modell for deg. Med ExamVision LED-lys får du klart og fokusert lys akkurat der du trenger det, med tydeligere farger, skarpere kontraster og bedre oversikt over arbeidsfeltet.

Design din egen lupe

Prøv ulike innfatninger, utforsk farger og se hvordan forskjellige lupesystemer kan tilpasses dine behov. Resultatet er mer enn et arbeidsverktøy. Det er en lupebrille som er utviklet rundt måten du jobber på.

"Jeg er så fornøyd med mine ExamVision lupebriller, de er lette og komfortable, med enestående optikk, fantastisk lys og et design som virkelig skiller seg ut. Jeg liker spesielt godt at man kan velge innfatning og farge etter egen stil."



Alexandra Chamorro
Allmenntannlege, DDS

Book en demo med din salgsrepresentant:
www.technomedics.no/om-oss
tlf: 69 88 79 20



Kvalitet fra Zepf

// X-Tools og «Deep-grip»-tenger



X-Tool® for skånsom ekstraksjon

X-Tool gir deg kontrollen som kreves for skånsomme og forutsigbare ekstraksjoner. Instrumentene kombinerer egenskapene til periotomer og luksatorer, og er utviklet for å løse tannen kontrollert samtidig som omkringliggende vev og alveole bevares. X-Tool-instrumentene har god tyngde og holdes med pennegrep, noe som gir enestående taktilitet og reduserer risikoen for å bruke unødvendig kraft. Se nedenfor for størrelser.

Perfekt ved implantatforberedende ekstraksjoner og når bevaring av hard- og bløtvev er avgjørende.

Ekstraksjonstenger med «Deep grip»

På en «Deep-grip»-tang er tuppen av arbeidsdelen gjort smalere, noe som gjør det mulig å komme dypere ned mot tannroten, også delvis subgingivalt. Tengene ligger også godt i hånden med et ergonomisk design og med en 25 % reduksjon i vekt.

Tengene finnes i mange varianter – se vår nettside for oversikt.

15190	X-tool kit 6 instrumenter + kassett	tilbud	9135,-
15194	X-tool gul, 4 mm rett	tilbud	1390,-
15195	X-tool grønn, 2,5 mm rett	tilbud	1390,-
15196	X-tool grønn, 4,5 mm rett	tilbud	1390,-
15197	X-tool blå, 2,5 mm buet	tilbud	1390,-
15198	X-tool blå, 4,5 mm buet	tilbud	1390,-
SS1011-ZE	Lucas curette, 2,5 mm	tilbud	998,-
TO1300-ZE	Ekstr.tang fig. 34 OK + UK front Deep-grip	tilbud	2213,-
TO4300-ZE	Ekstr.tang fig. 35 OK front / premolar Deep-grip	tilbud	2213,-
TU3300-ZE	Ekstr.tang fig. 36 UK front / premolar Deep-grip	tilbud	2213,-
TU8010-ZE	Ekstr.tang fig 79 UK visdomstenger Deep-grip	tilbud	2213,-
		veil.	2950,-
		veil.	2950,-
		veil.	2950,-
		veil.	2950,-

Helmut Zepf

// Whale-Fin retraktor



Skånsom og presis retraksjon

Whale Fin retraktoren fra Helmut Zepf gir trygg, skånsom retraksjon og optimal sikt. Den bølgede arbeidsflaten og utskjæringen for leppebånd sørger for god anatomisk tilpasning i både over- og underkjeven.

- ◆ Gir utmerket sikt
- ◆ Atraumatisk og skånsom retraksjon
- ◆ Størrelser: 30 mm og 35 mm

RS3424	Retraktor Whale Fin 30 mm	tilbud 1195,-	veil. 1398,-
RS3425	Retraktor Whale Fin 35 mm	tilbud 1195,-	veil. 1398,-
RS3426	Retraktor Whale Fin 30 mm - arbeidsdel	tilbud 956,-	veil. 1125,-
RS3427	Retraktor Whale Fin 35 mm - arbeidsdel	tilbud 956,-	veil. 1125,-

Helmut zepf munnspeil

// Retraktor og munnspeil



Hjertespeil og retraktor

Hjerteformet design som gir god anatomisk tilpasning i alle kvadranter. Reflekterende overflate fungerer som speil, og store kontaktflater gjør instrumentet skånsomt og komfortabelt for pasienten.

- ◆ Multifunksjon: munnspeil og retraktor i ett instrument
- ◆ Store kontaktflater – mer behagelig for pasienten
- ◆ To størrelser: 24 mm og 27 mm

RS3430	Retraktor/Munnspeil Dr. Beck – 24 mm	tilbud 590,-	veil. 738,-
RS3431	Retraktor/Munnspeil Dr. Beck – 27 mm	tilbud 590,-	veil. 738,-
RS3435	Retraktor/Munnspeil 1 stk, 24 mm	tilbud 412,-	veil. 485,-
RS3436	Retraktor/Munnspeil 1 stk, 27 mm	tilbud 412,-	veil. 485,-

Safe-ex

// Skalpellhåndtering



Skalpellskaft for sikker skalpellhåndtering

Når man skal fjerne skalpellblader fra et vanlig skalpellskaft, vil det alltid være en risiko for kuttskader. SAFE-EX skalpellskaftet har løsningen på dette. Mekanismen er som på en vanlig kulepenn: bladet løsnes enkelt ved å trykke på enden av instrumentet. Du trenger ikke å være i kontakt med det brukte skalpellbladet, noe som vil kunne redusere risikoen for kuttskader til et minimum.

SK1151	Skalpellskaft Safe-ex	tilbud 1990,-	veil. 2816,-
--------	-----------------------	----------------------	--------------



Tilbud:
– 35 %

Directa Luxator

// Skånsom ekstraksjon



Luxator Periotome

Luxatorene fra Directa er spesialdesignet med slanke arbeidsdeler som komprimerer alveolarbenet og kutter rothinnfibrene. Instrumentene gjør det mulig å utføre ekstraksjon skånsomt og med minimalt skade på vevet. Instrumentene finnes i mange varianter og størrelser, slik at du kan finne akkurat det instrumentet du er ute etter.



Luxator P-series


Å starte ekstraksjonen med luxatorene i P-serien vil forenkle arbeidet ditt betraktelig. Instrumentene gir deg fordelene av å jobbe med pennegrep, noe som gir større taktilitet og kontroll. Instrumentene er tynnere og skarpere enn de originale Luxatorene fra Directa.

Serien består av 4 instrumenter.

EL1352	Luxator L2S	tilbud 1199,-
EL1340	Luxator L3S	tilbud 1199,-
EL1341	Luxator L3C	tilbud 1199,-
EL1353	Luxator L3CA	tilbud 1199,-
EL1354	Luxator L3IC	tilbud 1199,-
EL1343	Luxator L5C	tilbud 1199,-
EL1342	Luxator L5S	tilbud 1199,-
EL1391	Luxator P-serie P1 (grønn)	tilbud 1199,-
EL1392	Luxator P-serie P2 (hvit)	tilbud 1199,-
EL1393	Luxator P-serie P3 (blå)	tilbud 1199,-
EL1394	Luxator P-serie P4 (lilla)	tilbud 1199,-

American Eagle

// XP-teknologi



Skarpere og mer grasile

XP-teknologi er en spesiell nanoteknologi. American Eagles tannrensningsinstrumenter i «gull» har ikke et belegg utenpå stålet, men de behandles på en måte som gjør at det ytre sjiktet i metallet blir en legering med en hardhet på HRC 89 (Rockwell hardhetsskala). Til sammenligning er standard dentalinstrumenter produsert av rustfritt stål eller karbonstål med hardhet på HRC 58–63. Derfor kan XP-instrumenter lages mer grasile og skarpere. De beholder også sin fasong og effekt hele sin levetid.

Quik-Tip – bærekraftig og kostnadseffektivt

XP-instrumentene kan også fås med utskiftbare tipper. Erstatt bare den ene eller begge tippene når de har mistet sin skarphet og behold håndtaket. Du sparer ca. 25 % i forhold til å kjøpe et helt instrument. Samtidig reduseres avfallet, noe som gjør løsningen både økonomisk og miljøvennlig.

Eksempler:

CG1003-PX	Curette Gracey 3/4 XP (sort) resinskaft
CG1013-PX	Curette Gracey 13/14 XP (blå) resinskaft
SC4810-PX	Scaler M23 XP (blå) resinskaft
Variantene finnes også i Quik-tip	

veil. 1299,-

veil. 1299,-

veil. 1299,-

American Eagle

// Kvalitetssonder

Sonder med høy taktilitet

Et instrument med riktig utforming, i riktig stål kvalitet og med riktig håndtak gir virkelig høy taktilitet.

Arbeidsspissen er tilnærmet ubrytelig: stiv, men likevel fleksibel, noe som gir lengre levetid.

SO1000-EX

Sonde 9, Eaglelite: 331,-



SO2060-EX

Sonde 9/17, Eaglelite: 469,-



LS1030-EX

Kombinert sonde 9

/lommebydemåler 2-12: 800,-





American Eagle
INSTRUMENTS®

93%*

av de spurte tannpleierne (DH)
vil anbefale dette instrumentet
og gir det 4,8 stjerner!

4.8 ★★★★★


*Basert på en undersøkelse om forbrukerop-
pfatning med 48 personer etter 6 uker.

Toppytelse ved scaling

Den neste generasjonen av slipefri teknologi

NYTT!

BLADGEOMETRI
PATENTSØKT



AMERICAN EAGLE
Glacier™

NÅ NYE HØYDER I KLINISK YTELSE.

Utnytt kraften til Glacier™: utviklet for å gi deg pålitelig støtte selv ved den mest hardnakkede tannsteinen. Takket være den patenterte XP² Sharpen-Free Technology overbeviser American Eagle Glacier™ med et patentsøkt bladdesign for skånsom, trygg scaling og høyere effektivitet ved hvert drag. Opplev den neste generasjonen av scaling med slipefrie instrumenter som føles nye – pasient etter pasient.



Finn ut mer om American Eagle Glacier™
www.technomedics.no/american-eagle-glacier


YOUNG®
INNOVATIONS

Leasing fra:

4100,- pr. md.

Tilbud stol:

22 650,- (- 25 %)
(gjelder ved kjøp av
mikroskop)



2.1x

3.2x

5.1x

8.0x

12.8x

19.2x

Global mikroskop

// Når presisjon, ergonomi og kvalitet teller



Global tilpasses klinikkens behov – til en fleksibel og langsiktig investering.

Presisjon i hver detalj – bygget for å vare

Global A-serien er et driftssikkert og brukervennlig mikroskop for klinikker som vil jobbe mer presist i hverdagen. Med forstørrelse fra 2.1x til 19.2x får du god oversikt og tydelige detaljer – enten det gjelder diagnostikk, endodonti, kirurgi eller annen presisjonsbehandling.

Mikroskopet er bygget for enkel og langvarig bruk, med minimalt med elektronikk, solide mekaniske innstillinger og kraftig LED-lys på 100 000 lux. Dette gir høy driftssikkerhet, lavt servicebehov og et klart arbeidsfelt – uten støyende vifte eller pærer som må skiftes.

Bygget for presisjon – utviklet for hverdagen

- ◆ Tre modeller: A3, A4 og A6
- ◆ Driftssikker konstruksjon med minimalt servicebehov
- ◆ Kraftig LED-lys på 100 000 lux – uten vifte eller pæreskift
- ◆ Integrert kompositt- og kirurgifilter
- ◆ Fleksibel montering: tak, vegg, gulv eller mobil løsning

Ta gjerne kontakt for et godt tilbud, vi hjelper deg å finne den Global-modellen som passer best for deg og din klinikk.

Global mikroskop leveres i tre utgaver:

A3: 3.2x – 6.4x – 12.8x

A4: 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x

A6: 2.1x – 3.2x – 5.1x – 8.0x – 12.8x – 19.2x



Les mer:



Zaparay®

// Desinfisering med UVC LED-lys



Tilbud:

49 900,-



High-level desinfisering på bare 5 minutter

Hva gjør du med utstyr som ikke tåler autoklaving? Alle klinikker har utstyr som burde desinfiseres, men som ikke kan autoklaveres. Alternativet blir ofte en spritklut eller et desinfiseringsbad, men dette kan være en både tidkrevende og dyr prosess, som man kanskje heller ikke helt har kontroll på effektiviteten av.

Zaparay gir deg en enkel, rask og dokumentert løsning basert på avansert UVC LED-teknologi. UVC-lyset gir opptil 99,9999 % reduksjon av virus og bakterier i løpet av én syklus. Zaparay bruker verken varme, vann eller kjemikalier. Bare LED-lys. Med enkel betjening og kort syklustid passer den sømløst inn i en travel klinikkhverdag.

Fordeler for tannklinikken

- ◆ Desinfiserer på kun 5 minutter, ingen kjemikalier, vann eller varme
- ◆ Skånsom mot elektronikk, optikk og sensitive materialer
- ◆ Lydløs drift, svært lavt energiforbruk, dokumentert effekt og høy sikkerhet

Typiske bruksområder

- ◆ Lupebriller
- ◆ Herdelamper
- ◆ Endomotorer og apekslokatorer
- ◆ Skannerhoder til intraorale skannere
- ◆ Dentale avtrykk
- ◆ Ledninger, mobiler m.m.

Zaparay finnes på stadig flere klinikker, mange har den stående under autoklaven.

FO7000 Zaparay Ray-One UVC LED desinfeksjon

tilbud 49 900,-

veil. 69 990,-

Willopon®

// Hemostase ved kirurgi

Sjekk
prisen!



Willopon

Willopon® er et sterilt, resorberbart gelatinmateriale med gode hemostatiske egenskaper. Det kan brukes ved kirurgiske prosedyrer og sårheling og er enkelt å tilpasse blødningsområdet.

- ◆ Fullstendig resorbert etter 3–4 uker
- ◆ pH-nøytral
- ◆ Kan enkelt kuttes og tilpasses blødningsområdet
- ◆ Kan plasseres tørr eller fuktet

Willopon Dental kan legges direkte på såret og tilpasses med steril saks. Før plassering bør arbeidsfeltet skylles godt, og dødt eller infisert vev fjernes.

Willopon Special er en tynn, kollagenbasert og resorberbar sårmembran som enkelt kan kuttes. Den viktigste barriereeffekten er de første dagene, ofte 2–5 dager, mens sårtilhelingen starter. Deretter blir materialet gradvis mykere og brytes ned. Willopon er ikke-toksisk og kan brukes i kombinasjon med antibiotika, kjemoterapeutiske midler eller trombin uten at de hemostatiske egenskapene påvirkes.

FL7335	Willopon Dental 50 stk. (1 x 1 x 1 cm)	tilbud 498,-	veil. 634,-
FL7339	Willopon Special 20 stk. (8 x 5 x 0,1 cm)	tilbud 1395,-	veil. 1692,-

Atramat

// Kvalitetssutur til en god pris



La deg
imponere!

Blant de mest brukte i Europa

Atramat har vært på markedet i 55 år og er førstevalget til utallige kirurger verden over. Suturen kombinerer høy kvalitet, gode håndteringsegenskaper og en pris som gjør den attraktiv.

Atramat PGC25 er en resorberbar monofilament dentalsutur av glykolid og kaprolakton. Den har glatt overflate, gode håndteringsegenskaper, høy knutesikkerhet og minimal vevsreaksjon og infeksjonsrisiko. Et alternativ til Supramid og Cytoplast.

Atramat PGLA90 er en resorberbar, flettet sutur av polyglaktin 910. En allround-sutur for de fleste indikasjoner og et bestselgende suturemateriale til sårlukking i munnhulen. Et alternativ til Vicryl og Novosyn.

Atramat PGLA90 Rapid har samme gode egenskaper som PGLA90, men med raskere resorpsjon. Beige farge. Et alternativ til Vicryl Rapid.

Priseksempler:

FL3221	Sutur Atramat PGC25 3/8 sirk. PE 16mm 4/0	tilbud: 745,-
FL3332	Sutur Atramat PGLA90 3/8 sirk. PE 19mm 4/0	tilbud: 595,-
FL3322	Sutur Atramat PGLA90 Rapid 3/8 sirk. P-PE 19mm 4/0	tilbud: 595,-

GTO

// Xenograft benerstatning



Sticky bone, klar til bruk

GTO er et klebrig, puttylignende benerstatningsmateriale som leveres ferdig i sprøyte. Det appliseres direkte i defekten, uten blanding, og er enkelt å pakke og modellere – også ved vertikal oppbygging.

Den patenterte fremstillingsprosessen bevarer både kollagenet og den naturlige porøsiteten i benvevet. Det gjør materialet hydrofilt, slik at blod raskt trekker inn i granulene og tilhelingsprosessen kommer effektivt i gang.

GTO er osteokonduktivt og resorberes gradvis parallelt med nydannelse av benvev. Re-entry tid er fra fem måneder.

For deg betyr dette enklere håndtering, god graftstabilitet og et materiale som blir der du plasserer det. GTO brukes av stadig flere kirurger som ønsker et praktisk, dokumentert og lett håndterbart benerstatningsmateriale. Prøv det selv!

FL7721	Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc	tilbud 1615,-	veil. 1898,-
FL7724	Osteobiol GTO bone mix 2,0 cc	tilbud 4190,-	veil. 4850,-

Membraner fra OsteoBiol

// Kollagen, kortikal og derma



Xenogene biomaterialer med bevart naturlig kollagen

OsteoBiol-membranene er xenogene biomaterialer med bevart naturlig kollagen. De er utviklet for kirurgiske prosedyrer der man ønsker stabilitet, vevskompatibilitet og gradvis resorpsjon.

Lamina er en xenogen kortikal membran av 100 % kortikalt ben med bevart naturlig kollagen. Den resorberes gradvis i takt med nydannelse av ben. Re-entry tid er fra fem til åtte måneder, avhengig av tykkelse.

Evolution er en xenogen kollagenmembran med kraftige kollagenfibre, tolagsstruktur og god motstandsdyktighet. Den er hydrofil, absorberer væske raskt og kleber godt til underliggende vev.

Derma er et xenogent graft for bløtvevsregenerasjon. Det består av 100 % dermis og kan brukes som et alternativ til bløtvevstransplantasjon der det finnes keratinisert bløtvev til stede. Derma integreres gradvis med bløtvevet og resorberes fra en til fem måneder, avhengig av tykkelse.

FL7770	Lamina curved Medium 35 x 35 x 1,0 mm	tilbud 3656,-
FL7765	Lamina soft 25 x 25 x 0,5 mm	tilbud 2750,-
FL7756	Evolution Standard 30 x 30 x 0,4 mm	tilbud 1995,-
FL7785	Derma fine 25 x 25 x 0,9 mm	tilbud 1695,-

Pakkepris på skaft +
1 pk. BW-skalpeller:

1490,-

BW001



BW002



BW003



BW004



MJK-instrumenter

// For bedre kontroll og tilgang



SB001



SB002



SB003

Når tilgjengelighet er avgjørende

MJK-skalpellerne er utviklet for kirurgiske situasjoner der presisjon, vinkling og tilgang er spesielt viktig. Det smarte designet gjør det enklere å komme til i trange områder, også interproksimalt og posteriort. Skalpellbladene er laget av svensk kvalitetsstål fra Sandvik Bioline.

Skalpellerne egner seg godt til fine incisjoner, palatinale snitt, arbeid rundt papiller og andre presisjonssnitt der kontroll og tilgjengelighet er avgjørende.

Fordeler med MJK-skalpellerne:

- ◆ Økt tilgjengelighet
- ◆ Høy presisjon
- ◆ God vinkling
- ◆ Bedre kontroll i trange kirurgiske områder

Spoon-blader

Spesielt grasele skalpellblader med dråpeformet skjæreegg. Den rette utgaven kan bøyes til ønsket vinkel.

Skalpellskaft

Runde skaft med ru overflate for god følelse og kontroll. Leveres i 11 og 14 cm.




Pakkepris på skaft +
1 pk. SB0-skalpeller:

1950,-


Skalpellblad mikro BW001-004 (10 stk.)
Skalpellblad spoon SB001-003 (10 stk.)
Skalpellskaft rundt, 11 cm eller 14 cm, stål

864,-
1390,-
937,-




Scorpion

// Ekstraordinære scalingsspisser



Scorpion-spiss



Standard spiss

Bruker du dine scalingsspisser for lenge?

Når en scalingsspiss har mistet 2 mm av lengden, er den klar for utskifting. Fortsetter du å bruke den, blir behandlingen mindre effektiv og kan oppleves mer ubehagelig for pasienten.

Scorpion gjør slitasjen synlig

Scorpion-spissene har et tynt titan-nitrid-belegg som fungerer som visuell slitasjeindikator. Når den gullfargede tuppen er borte, er det på tide å bytte spiss. Enkelt for hele klinikken å følge med på.



Ekstraordinære scalingsspisser fra Scorpion

Scorpion har i mer enn 25 år utviklet og produsert scalingsspisser til ultralydapparater. Spissene kombinerer slitesterkt stål, grasil utforming og god vibrasjonsoverføring. Resultatet er effektiv scaling, bedre tilgang i trange interproximale rom og mulighet for lavere powerinnstilling, noe som kan gi bedre pasientkomfort.

- ♦ Visuell indikator for slitasje
- ♦ Grasile spisser for bedre tilgang og god vibrasjonsoverføring
- ♦ Effektiv scaling med inntil 40 % lavere powerinnstilling

Med kraftig vibrasjonsoverføring oppnår Scorpion-spissene bedre kavitasjonseffekt, som gir mer effektiv rensing.

UL1001-SN	Ultrasonic perio tip og Scorpion EPEM for EMS	tilbud 890,-	veil. 1112,-
UL1003-SN	Ultrasonic univ. tip og Scorpion BEM for EMS	tilbud 725,-	veil. 916,-
UL3013-SN	Ultrasonic perio tip og Scorpion EPSA for Satelec / NSK	tilbud 890,-	veil. 1112,-
UL3000-SN	Ultrasonic univ. tip og Scorpion BSA for Satelec / NSK	tilbud 725,-	veil. 916,-
UL6101-SN	Ultrasonic perio tip og Scorpion EPSI for Sirona	tilbud 975,-	veil. 1214,-
UL6001-SN	Ultrasonic universal tip og Scorpion BSI for Sirona	tilbud 975,-	veil. 1214,-



Vil du vinne en ExamVision lupebrille?

Vær med i trekningen av en eksklusiv lupebrille

Vinn en ExamVision Essential 2.5x Metro lupebrille

Hva må du gjøre?

Følg oss på Instagram og skriv i kommentarfeltet: «Jeg vil vinne en lupe!»

Vi trekker en vinner på lørdag den 31. oktober på Landsmøtet i Stavanger 2026!

Om du er så heldig å vinne, vil det være mulig å oppgradere til en høyere forstørrelse om ønskelig mot et mellomlegg.

Lykke til!

Vil du se utvalget vårt – book en demo eller møt oss på kurs og messer rundt om i landet frem til Landsmøtet.

Vær med i trekningen!

Følg oss på Instagram og skriv i kommentarfeltet:

«Jeg vil vinne en lupe!»

