




AUGUST

2026



TECHNOMEDICS

40 år med dental og kirurgi



Leasing:
2050,-
pr.md./5 år
inkl. piezosurgery
håndstykke

MT-Bone

// Piezosurgery og Piezodrill

Vesentlig større effekt

Med MT-bone merker du umiddelbart den økte effekten. Og med de nye spissene – f.eks. OT12S – som bare er 0,25 mm tykk i hele lengden (10 mm) – vil du kunne lage kutt som tidligere ikke har vært mulig.

Utvalget av spisser vokser, og nå kan du blant annet utføre effektiv ekstraksjon av visdomstenner, rask spalting av tann og krone.

Unike spisser i kombinasjon med økt effekt gjør det mulig å jobbe raskere og enda mer presist.

Piezodrillen gir piezoelektrisk preparering av implantatsetet, noe som kan gi raskere osseintegrasjon.



Leasing:
1590,-
pr.md./5 år

Mectron Combi Touch

// Kvalitet til fornuftig pris

Supereffektiv airpolishing

Med Combi Touch fra Mectron utfører du airpolishing effektivt og raskt. Du trenger ikke bytte håndstykke eller pulvertank ved overgang fra supra- til subgingivalt. Alt skjer automatisk. Et unikt, konstant lufttrykksystem gjør at maskinen ikke tetter seg, noe som reduserer behovet for service.

Effektiv ultralyd

Ultralydsdelen er supereffektiv med intelligent teknologi som gjenkjenner spissen du bruker, og setter apparatet i rett modus.

Ultralydsdelen på Mectron Combi Touch har også et «Soft Mode», som kan brukes for mer sensitive perio-pasienter.



Avlastningsbord

// Praktisk og elegant

Avlastningsbord av høy kvalitet


Praktisk avlastningsbord som også gjør flytting av apparater enklere!

Bordet gir maksimal mobilitet for f.eks. Combi Touch. Alle tilførselsledninger er skjult i et lett tilgjengelig kabelrom. Strømforsyningen (samt vann- og lufttilkobling – der dette er tilgjengelig) er plassert i høyde med brettet, slik at du enkelt kan koble til enhetene.

FZ3000

Avlastningsbord Universal (Mectron)

tilbud 14 950,- veil. 16 814,-



Komplett
kassett

3990,-

PDT Kassett

// Slitesterke kyretter og scalere

Ergonomisk utforming for bedre arbeidskomfort

Instrumentene fra PDT er produsert i slitesterkt stål og utviklet med fokus på presisjon, kontroll og komfort. Det forsterkede, riflede grepet bidrar til å minske håndtrettethet gjennom arbeidsdagen. Samtidig gir grepet økt taktil sensitivitet, slik at du får bedre følelse og kontroll under behandlingen. Curette Gracey Micro Mini har 5 mm lenger Terminal Shank og 20 prosent tynnere blad – perfekt for trange og anteriore lommer. Montana Jack Scaler har optimal vinkel for god tilpasning, med tynn og skarp arbeidsdel for god interproksimal tilgang.

CG2401-PA	Curette Gracey Extended Reach Micro Mini 1/2	veil. 825,-
CG2407-PA	Curette Gracey Extended Reach micro mini 7/8	veil. 825,-
CG2411-PA	Curette Gracey Extended Reach micro mini 11/12	veil. 825,-
CG2413-PA	Curette Gracey Extended Reach micro mini 13/14	veil. 825,-
SC2822-PA	Scaler Montana Jack	veil. 825,-
OK1100	Instrumentkassett E-Z Jett 5 instr. – velg farge	veil. 825,-



Ubigel Inperio

// Regenererer oral mukosa

Bløtvevsgel for periobehandling

Ubigel Inperio gjenoppretter og regenererer periodontalt vev og kan brukes som supplerende behandling ved periodontitt.

Hva gjør Ubigel?

- ◆ Adherer til bløtvev og rotoverflate og danner et koronalt lag som hindrer nedvekst av mikrober og beskytter mot mekanisk skade
- ◆ Virker antiinflammatorisk i lommen, samt stimulerer regenerasjon av periodontalt vev
- ◆ Stimulerer tilheling

FL7000	Ubigel bløtvevsgel 0,25 ml	tilbud: 490,-	ord. 595,-
FL7002	Ubigel bløtvevsgel 1,0 ml	tilbud: 1190,-	ord. 1495,-



Labrida BioClean

// Skånsom og effektiv

Vedlikehold og rengjøring av tenner og implantater

Labrida BioClean gir trygg, rask og pasientvennlig behandling. Du kommer til under kroner, ned i dype lommer og på andre vanskelig tilgjengelige steder uten å skade protetikken, implantatet eller bløtvevet. De bioresorberbare børste-fibre er skånsomme mot bløtvevet, og eventuelle fragment fra børsten vil resorberes i løpet av få timer. Labrida BioClean har en naturlig plass i behandlingsforløpet hos perio- og implantat-pasienter.

FJ6701	Labrida BioClean børste 5 stk	tilbud 1698,-	veil. 1998,-
46921	Vinkelstykke oscillerende TEQ-Y EX-serien (hode)		veil. 4276,-
46919	Vinkelstykke 10:1 EX-serie u/hode	tilbud samlet 5500,-	veil. 6724,-



XP-4D

// Trygt, enkelt og forutsigbart

Kombinerer det beste fra de beste

XP-4D kombinerer det beste fra Race EVO og XP Rise Shaper.

XP-4D gir deg en standardisert apikal boks (som EVO) og en anatomisk utrensning av resten av kanalen (som Shaper)

Systemet er raskt, enkelt, trygt og forutsigbart.

Ett system, det beste fra to verdener – for sikker, minimalt invasiv og vellykket endo for alle.

FH8575	XP-4D Starter (lilla, 20/03) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1190,-	veil. 1522,-
FH8576	XP-4D Standard (blå, 30/03) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1190,-	veil. 1522,-
FH8577	XP-4D Medium (sort, 40/03) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1190,-	veil. 1522,-
FH8578	XP-4D Large (gul, 50/03) - 25 mm (6 stk)	tilbud 1190,-	veil. 1522,-



Rooter X4000

// Virkelig trådløs frihet

Rooter X4000

Vår nyeste endomotor, Rooter X4000 gir deg alt du trenger i én høyteknologisk enhet:

- ◆ Roterende og resiprokerende bevegelser
- ◆ Innebygd apekslokator (trådløs fra håndstykke)
- ◆ Kraftig LED-lys
- ◆ Ferdig programmert for FKG-filer og sekvenser
- ◆ Mulighet for å navngi og lagre egne filer og sekvenser
- ◆ Stor touch-skjerm
- ◆ Trådløs forbindelse mellom håndstykke og kontrollenhet

FH7800	Rooter X4000 endomotor	tilbud 24 900,-	veil. 29 900,-
--------	------------------------	------------------------	----------------

TotalFill

// Suveren sealer


Unik biokeramisk sealer

TotalFill BC sealer er en unik, patentert sealer av *høyeste kvalitet*. Nitten år med studier og godt over 50 millioner kanaler gir deg den tryggheten du trenger.

- ◆ Meget hydrofil
- ◆ Krymper *ikke* ved herding
- ◆ Antibakteriell (pH >12) – holder høy pH mer enn *dobbelt så lenge* som andre biokeramiske sealere
- ◆ BC-coatede points gir bedre binding til sealer

FH4510	TotalFill BC sealer 2 g m/15 appl. spisser	tilbud 2152,-	veil. 2690,-
--------	--	----------------------	--------------





Book en demo:



ExamVision

// Høy presisjon, komfort og ergonomi

Presisjon og ergonomi i verdensklasse

ExamVision kombinerer markedets ledende optikk med lav vekt, høy kvalitet og moderne design. Resultatet er lupebriller som gir deg et krystallklart arbeidsfelt, bedre kontroll og økt komfort gjennom hele arbeidsdagen.

Mange av våre kunder sier det samme etter at de har tatt steget: «Hvordan klarte jeg å jobbe uten!» Når du først har opplevd fordelene med ideell forstørrelse og en ergonomisk arbeidsstilling, er det vanskelig å gå tilbake. Lupebrillene bidrar til å redusere belastningen på nakke og rygg, samtidig som de gir deg bedre presisjon i behandlingen.

American Eagle

// Quik-Tip

Økonomisk og miljøvennlig

Med Quik-Tip fra American Eagle trenger du ikke kaste hele instrumentet når kutteevnen blir svekket. Erstatt bare den ene eller begge tippene og behold håndtaket. Selv når du bytter begge spissene, sparer du ca. 25 prosent sammenlignet med å kjøpe et helt nytt instrument.

Quik-Tip anvender en enkel og gjennomprøvd skru-mekanisme som gjør at arbeidsdelene lett kan byttes. Godt for økonomien, bra for miljøet.

American Eagle

Små detaljer – stor forskjell



Tilbud:

3 + 1

Eksempel:

CG1003-QA	Curette Quik-Tip XP Gracey 3
CG1003-QB	Curette Quik-Tip XP Gracey 4
SC9006	Quik-Tip handle sort

veil. 495,-
veil. 495,-
veil. 309,-



GTO

// Xenograft benerstatning

Fra en av Europas ledende i biomaterialer

- ◆ I hvert granul er kollagenet bevart – en nøkkel i nydannelse av benvev
- ◆ Ideell porøsitet bevart – rask tiltrekning av blodceller, rask tilheling
- ◆ Unike håndteringsegenskaper, «Sticky bone»
- ◆ Ferdig mikset i en sprøyte, klar til bruk

FL7721	Osteobiol GTO bone mix 0,5 cc
FL7724	Osteobiol GTO bone mix 2,0 cc

tilbud 1613,-	veil. 1898,-
tilbud 4122,-	veil. 4850,-



Membraner

// Biomaterialer fra OsteoBiol

Lamina består av 100 % kortikalt ben med bevart, naturlig kollagen. Produksjonsprosessen er den samme som for GTO. Dette gjør at den kortikale membranen gradvis resorberes i takt med nydannelse av ben.

Derma består av 100 % *dermis*, laget under overhuden. Et alternativ til bløtvevstransplantasjon der hvor det fremdeles er en viss grad av keratinisert bløtvev tilstedte. Membranen vil gradvis integreres med bløtvevet.

FL7765	Osteobiol Membran Lamina Soft 25 x 25 x 0,5 mm
FL7785	Osteobiol Membran Derma Dried/Fine 25 x 25 x 0,9 mm

tilbud 2750,-	veil. 3235,-
tilbud 1697,-	veil. 1997,-



Willospon®

// Hemostase ved kirurgi

Willospon

Willospon er et sterilt, resorberbart gelatinmateriale (bearbeidet kollagen) med meget gode hemostatiske egenskaper. Det kan brukes ved alle kirurgiske prosedyrer og sårheling.

- ◆ Fullstendig resorbert etter 3–4 uker
- ◆ pH-nøytral
- ◆ Kan enkelt kuttes/tilpasses blødningsområdet
- ◆ Willospon Special kan erstatte dyre kollagen-membraner hvis indikasjonen aksepterer ca. 10 dager membraneffekt

FL7335	Willospon Dental 50 stk. (1 x 1 x 1 cm)
FL7339	Willospon Special 20 stk. (8 x 5 x 0,1 cm)

tilbud 510,-	veil. 634,-
tilbud 1395,-	veil. 1692,-



Helmut Zepf

// «Deep Grip»-tenger

Presisjon for skånsomme ekstraksjoner

Tengene fra Helmut Zepf finnes i mange varianter og har blitt favorittene til mange av våre kunder.

«Deep-grip»-tenger har smalere arbeidsdel enn klassiske ekstraksjonstenger, noe som gjør det mulig å komme dypere ned mot tannroten – også delvis subgingival.

TO1300-ZE	Ekstr.tang fig. 34 OK + UK front Deep grip	tilbud 2360,-	ord. 2950,-
TO4300-ZE	Ekstr.tang fig. 35 OK front/premolar Deep grip	tilbud 2360,-	ord. 2950,-
TU3300-ZE	Ekstr.tang fig. 36 UK front/premolar Deep grip slim	tilbud 2360,-	ord. 2950,-
TU8010-ZE	Ekstr.tang fig 79 UK visdomstenner Deep grip	tilbud 2360,-	ord. 2950,-

Tri-Hawk

// Hardmetallbor og zirkoniakutter



Hardmetallbor

- ◆ Kutter alle typer metaller og emalje. Kutter like godt vertikalt som horisontalt
- ◆ Boret har seks skjærende blader – kutter jevnere og mer effektivt

Zirkoniakutter

- ◆ Diamantbelegg laget av 100 % naturlig diamant
- ◆ Ekstra grove diamantpartikler og særdeles sterk bonding
- ◆ Kutter meget effektivt uten å bli slitt etter kort tid

BHT137-012FG	Tri Hawk Talon 12, 100 stk.	tilbud 4990,-	veil. 5995,-
BDT198S-018XC	Diamantbor for Zirkonia, 25 stk.	tilbud 1295,-	veil. 1562,-
BDT198-018XC	Diamantbor for Zirkonia, 100 stk.	tilbud 3990,-	veil. 5216,-



To dager med skalpellen i hånden – en sjelden mulighet!

29.–30. april 2027 –Brånemark Osseointegration Center – Marseille

Bli med på kurs med klinikere som har vært en del av implantologiens utvikling siden 1980-tallet – tett på miljøet rundt Ingvar Brånemark. Gjennom praktisk undervisning og kliniske demonstrasjoner får du oppleve Patrick Palacci i aksjon, med skalpellen i hånden og fokus på det som virkelig betyr noe i kirurgisk praksis: presisjon, enkelhet og forutsigbarhet.

Ulf Nannmark og Patrick Palacci har gjennom flere tiår utviklet og raffinert sine teknikker med ett tydelig mål: Å forenkle prosedyrer uten å kompromisse på kvalitet eller langtidsresultater.

GRATIS WEBINAR:



Minimalt invasiv karies- behandling med SDF

12. oktober 2026 kl. 11.30–12.00

Sonja Løken deler kunnskap og erfaringer om hvordan sølv-diaminfluorid (SDF) kan brukes effektivt ved kariesbehandling.

Skann koden for å se alle våre kurs!



Vil du ha informasjon om nye produkter, gode tilbud og spennende kurs – rett i innboksen?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

